

Kurz - Information

Batterie Kauter



Bovie Einmal - Batteriekauter

Hoch - / Niedrig Temperatur Einmal - Batteriekauter


- Schnelle und gleichzeitig schonende Koagulation ohne störendes Kabel
- Besonders schlank und handlich
- Mit fest angeschlossener Elektrode und Sicherheitskappe
- Keine ungewünschte Aktivierung dank eingelassenem Sicherheitsknopf

Hochpräzision und Sicherheit

Als weltweit grösster Produzent von Batteriekautern bietet Bovie® für jeden Eingriff das richtige Gerät an. Dank der patentierten Aaron RAM™ Technologie, erreichen Bovie® Batteriekauter ihre Spitzentemperatur doppelt so schnell wie ähnliche Produkte und verzeichnen eine Lagerdauer von bis zu 4 Jahren.

Mit Bovie® Hochtemperaturkautern lassen sich Blutungen gezielt stillen oder kontrollieren. Vier speziell entwickelte Niedrigtemperaturkauter wurden für die besonderen Bedürfnissen von ophthalmologischen Eingriffen entwickelt.

Niedrigtemperaturkauter für die Ophthalmologie / HNO



BO.CT10.AA00

BO.CT10.AA02

BO.CT10.AA04


BO.CT10.AA90

Sicherheitskappe

Beschreibung	VE	Spitze	Temperatur	Bestellcode
Batteriekauter	10	fein	704°C	BO.CT10.AA00
Batteriekauter	10	verstellbar fein	371 - 649°C	BO.CT10.AA02
Batteriekauter	10	länglich fein	593°C	BO.CT10.AA04
Batteriekauter	10	Micro	454°C	BO.CT10.AA90

Bovie Einmal - Batteriekauter

Hochtemperaturkauter



BO.CT20.AA01

BO.CT20.AA03

BO.CT20.AA05

BO.CT20.AA09

BO.CT20.AA11

BO.CT20.AA17

BO.CT20.AA21

BO.CT20.AA25

BO.CT20.AA27

BO.CT20.AA29

Beschreibung	VE	Spitze	Temperatur	Bestellcode
Batteriekauter	10	fein	1204°C	BO.CT20.AA01
Batteriekauter	10	Schlinge	1204°C	BO.CT20.AA03
Batteriekauter	10	Schlinge	1204°C	BO.CT20.AA05
Batteriekauter	10	Schlinge	1204°C	BO.CT20.AA09
Batteriekauter	10	verstellbar fein	816 - 1149°C	BO.CT20.AA11
Batteriekauter	10	fein	1204°C	BO.CT20.AA17
Batteriekauter	10	länglich fein	982°C	BO.CT20.AA21
Batteriekauter	10	Micro	1093°C	BO.CT20.AA25
Batteriekauter	10	Schlinge Micro	1093°C	BO.CT20.AA27
Batteriekauter	10	länglich Micro	871°C	BO.CT20.AA29

Produkt Info



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch