

Kurz - Information

Spezial Dental Klingen



siramo
SWITZERLAND

Dental Spezial Klingen


Das **Instrumentensystem aus mikrochirurgischen Klingen und Griffen von FEATHER®** ist speziell für Eingriffe in der parodontal resektiven und regenerativen Chirurgie entwickelt worden

Allgemeine Vorteile

Präzise Schnittführung

Der zweistufige Präzisionsschliff sorgt für ausgezeichnete Schärfe und Beständigkeit der Edelstahlklingen

Anwendungsbeispiele:



Vorteile:



Fig. 370

- Sichere Anwendung für horizontale Erweiterungsinzisionen von Lappen
- Für Inzisionen in der regenerativen Chirurgie geeignet



Fig. 390

- Zur Lappenpräparation bei der operativen Rezessionsdeckung dank der optimalen Klingenform und geringen Klingenstärke hervorragend geeignet
- Die einzigartige schmale Klingenform ermöglicht präzise Inzisionen im Sulkus des Frontzahnbereichs



Fig. 390c

- Für Inzisionen in den Interdentalpapillen im Bereich der Backenzähne bestens geeignet dank dünner Klingenspitze und abgewinkelter Klingenform
- Optimal geeignet für Inzisionen im Sulkus des Seitenzahnbereichs, da die gewinkelte Klinge eine bessere Handhabung ermöglicht.

Die **FEATHER®** Edelstahlklingen eignen sich für unterschiedliche chirurgische Anwendungen



Allgemeine Vorteile

Präzise Schnittführung

Der beidseitige Präzisionsschliff sorgt für ausgezeichnete Schärfe und Beständigkeit der Edelstahlklingen

Anwenderfreundlich

Die Klingen sind sofort nach Entnahme aus der sterilen Verpackung einsatzbereit

Dental Spezial Klingen



Anwendungsbeispiele:




Fig. 350

- Diese Klinge ermöglicht eine feine Inzision in der dünnen Gingiva und schafft ein präzises Lappendesign




Fig. 350

- Die feine und sehr scharfe chirurgische Klinge ermöglicht auch eine schräge Inzision im Interdentalraum und erzeugt einen exakten Lappen




Fig. 391

- Die Gesamtlänge ist länger als bei der Variante Nr. 390 und ermöglicht eine tiefere Umschlagklappe





Fig. 391

- Mit diesen 2 Klingenlängen sind Präparationen in fast allen Situationen möglich und erleichtern die Arbeit

Die Klingen können mit folgenden **FEATHER®** Handgriffen verwendet werden

S-400003, Figuration 10 - 15, Grösse 3, Standard



S-400005, Figuration 10 - 15, Grösse 7, Standard



S-400006, Figuration 10 - 15, Spezial, Rund, Titan



Produkt Info



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch