

Kurz - Information

Laminektomie Stanzen



Zerlegbare Laminektomie Stanzen

Unsere Stanzen haben verschiedene Vorteile

Unsere Stanzen sind in verschiedenen Längen erhältlich, Keramikbeschichtung oder in silber matt blendfrei, Fusswinkel 40° oder 90°, Standard oder Dünnfuss Varianten. Sie sind alle zerlegbar und können ohne Reinigungsschatten wieder aufbereitet werden. Zerlegbar aber nicht teilbar, Sie können bei der Reinigung keine Teile verlieren.

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen die Varianten mit unseren Bestellnummern vor. Keramikbeschichte Stanzen haben den Zusatz "BL"

Fuss 90° und Dünnfuss




Fuss 40° und Dünnfuss



Fuss 40° und Dünnfuss

Variante silber - blendfrei



Und viele weitere Varianten

MAUL 40° NACH OBEN, DÜNNFUSS

Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Dünnfuss, zerlegbar. Maul 40°. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	ZDF01-18-40BL	ZDF01-20-40BL	ZDF01-23-40BL	ZDF01-25-40BL	ZDF01-28-40BL	ZDF01-30-40BL
2 mm	ZDF02-18-40BL	ZDF02-20-40BL	ZDF02-23-40BL	ZDF02-25-40BL	ZDF02-28-40BL	ZDF02-30-40BL
3 mm	ZDF03-18-40BL	ZDF03-20-40BL	ZDF03-23-40BL	ZDF03-25-40BL	ZDF03-28-40BL	ZDF03-30-40BL
4 mm	ZDF04-18-40BL	ZDF04-20-40BL	ZDF04-23-40BL	ZDF04-25-40BL	ZDF04-28-40BL	ZDF04-30-40BL
5 mm	ZDF05-18-40BL	ZDF05-20-40BL	ZDF05-23-40BL	ZDF05-25-40BL	ZDF05-28-40BL	ZDF05-30-40BL
6 mm	ZDF06-18-40BL	ZDF06-20-40BL	ZDF06-23-40BL	ZDF06-25-40BL	ZDF06-28-40BL	ZDF06-30-40BL

MAUL 40° AUFGEBOGEN, DÜNNFUSS

Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Spitze nach oben gebogen, Dünnfuss, zerlegbar. Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	ZDFGEB01-18-40BL	ZDFGEB01-20-40BL	ZDFGEB01-23-40BL	ZDFGEB01-25-40BL	ZDFGEB01-28-40BL	ZDFGEB01-30-40BL
2 mm	ZDFGEB02-18-40BL	ZDFGEB02-20-40BL	ZDFGEB02-23-40BL	ZDFGEB02-25-40BL	ZDFGEB02-28-40BL	ZDFGEB02-30-40BL
3 mm	ZDFGEB03-18-40BL	ZDFGEB03-20-40BL	ZDFGEB03-23-40BL	ZDFGEB03-25-40BL	ZDFGEB03-28-40BL	ZDFGEB03-30-40BL
4 mm	ZDFGEB04-18-40BL	ZDFGEB04-20-40BL	ZDFGEB04-23-40BL	ZDFGEB04-25-40BL	ZDFGEB04-28-40BL	ZDFGEB04-30-40BL
5 mm	ZDFGEB05-18-40BL	ZDFGEB05-20-40BL	ZDFGEB05-23-40BL	ZDFGEB05-25-40BL	ZDFGEB05-28-40BL	ZDFGEB05-30-40BL
6 mm	ZDFGEB06-18-40BL	ZDFGEB06-20-40BL	ZDFGEB06-23-40BL	ZDFGEB06-25-40BL	ZDFGEB06-28-40BL	ZDFGEB06-30-40BL

Sämtliche in dieser Dokumentation präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.

MAUL 40° NACH OBEN, MIT GROSSEM MAUL

Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, mit langem Hub und weiter Maulöffnung, Dünnfuss, zerlegbar. Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	ZDFLH01-18-40BL	ZDFLH01-20-40BL	ZDFLH01-23-40BL	ZDFLH01-25-40BL	ZDFLH01-28-40BL	ZDFLH01-30-40BL
2 mm	ZDFLH02-18-40BL	ZDFLH02-20-40BL	ZDFLH02-23-40BL	ZDFLH02-25-40BL	ZDFLH02-28-40BL	ZDFLH02-30-40BL
3 mm	ZDFLH03-18-40BL	ZDFLH03-20-40BL	ZDFLH03-23-40BL	ZDFLH03-25-40BL	ZDFLH03-28-40BL	ZDFLH03-30-40BL
4 mm	ZDFLH04-18-40BL	ZDFLH04-20-40BL	ZDFLH04-23-40BL	ZDFLH04-25-40BL	ZDFLH04-28-40BL	ZDFLH04-30-40BL
5 mm	ZDFLH05-18-40BL	ZDFLH05-20-40BL	ZDFLH05-23-40BL	ZDFLH05-25-40BL	ZDFLH05-28-40BL	ZDFLH05-30-40BL
6 mm	ZDFLH06-18-40BL	ZDFLH06-20-40BL	ZDFLH06-23-40BL	ZDFLH06-25-40BL	ZDFLH06-28-40BL	ZDFLH06-30-40BL

BAJONETT LINKS, MAUL 40°, DÜNNFUSS

Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Bajonett nach links, Dünnfuss, zerlegbar, Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	ZDFBAJ01-18-40LBL	ZDFBAJ01-20-40LBL	ZDFBAJ01-23-40LBL	ZDFBAJ01-25-40LBL	ZDFBAJ01-28-40LBL	ZDFBAJ01-30-40LBL
2 mm	ZDFBAJ02-18-40LBL	ZDFBAJ02-20-40LBL	ZDFBAJ02-23-40LBL	ZDFBAJ02-25-40LBL	ZDFBAJ02-28-40LBL	ZDFBAJ02-30-40LBL
3 mm	ZDFBAJ03-18-40LBL	ZDFBAJ03-20-40LBL	ZDFBAJ03-23-40LBL	ZDFBAJ03-25-40LBL	ZDFBAJ03-28-40LBL	ZDFBAJ03-30-40LBL
4 mm	ZDFBAJ04-18-40LBL	ZDFBAJ04-20-40LBL	ZDFBAJ04-23-40LBL	ZDFBAJ04-25-40LBL	ZDFBAJ04-28-40LBL	ZDFBAJ04-30-40LBL
5 mm	ZDFBAJ05-18-40LBL	ZDFBAJ05-20-40LBL	ZDFBAJ05-23-40LBL	ZDFBAJ05-25-40LBL	ZDFBAJ05-28-40LBL	ZDFBAJ05-30-40LBL
6 mm	ZDFBAJ06-18-40LBL	ZDFBAJ06-20-40LBL	ZDFBAJ06-23-40LBL	ZDFBAJ06-25-40LBL	ZDFBAJ06-28-40LBL	ZDFBAJ06-30-40LBL

Sämtliche in dieser Dokumentation präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.

BAJONETT RECHTS, MAUL 40°, DÜNNFUSS

Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Bajonett nach links, Dünnfuss, zerlegbar, Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	ZDFBAJ01-18-40RBL	ZDFBAJ01-20-40RBL	ZDFBAJ01-23-40RBL	ZDFBAJ01-25-40RBL	ZDFBAJ01-28-40RBL	ZDFBAJ01-30-40RBL
2 mm	ZDFBAJ02-18-40RBL	ZDFBAJ02-20-40RBL	ZDFBAJ02-23-40RBL	ZDFBAJ02-25-40RBL	ZDFBAJ02-28-40RBL	ZDFBAJ02-30-40RBL
3 mm	ZDFBAJ03-18-40RBL	ZDFBAJ03-20-40RBL	ZDFBAJ03-23-40RBL	ZDFBAJ03-25-40RBL	ZDFBAJ03-28-40RBL	ZDFBAJ03-30-40RBL
4 mm	ZDFBAJ04-18-40RBL	ZDFBAJ04-20-40RBL	ZDFBAJ04-23-40RBL	ZDFBAJ04-25-40RBL	ZDFBAJ04-28-40RBL	ZDFBAJ04-30-40RBL
5 mm	ZDFBAJ05-18-40RBL	ZDFBAJ05-20-40RBL	ZDFBAJ05-23-40RBL	ZDFBAJ05-25-40RBL	ZDFBAJ05-28-40RBL	ZDFBAJ05-30-40RBL
6 mm	ZDFBAJ06-18-40RBL	ZDFBAJ06-20-40RBL	ZDFBAJ06-23-40RBL	ZDFBAJ06-25-40RBL	ZDFBAJ06-28-40RBL	ZDFBAJ06-30-40RBL

BAJONETT NACH OBEN, MAUL 40°, DÜNNFUSS

Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Bajonett nach links, Dünnfuss, zerlegbar, Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	ZDFBAJ01-18-40BL	ZDFBAJ01-20-40BL	ZDFBAJ01-23-40BL	ZDFBAJ01-25-40BL	ZDFBAJ01-28-40BL	ZDFBAJ01-30-40BL
2 mm	ZDFBAJ02-18-40BL	ZDFBAJ02-20-40BL	ZDFBAJ02-23-40BL	ZDFBAJ02-25-40BL	ZDFBAJ02-28-40BL	ZDFBAJ02-30-40BL
3 mm	ZDFBAJ03-18-40BL	ZDFBAJ03-20-40BL	ZDFBAJ03-23-40BL	ZDFBAJ03-25-40BL	ZDFBAJ03-28-40BL	ZDFBAJ03-30-40BL
4 mm	ZDFBAJ04-18-40BL	ZDFBAJ04-20-40BL	ZDFBAJ04-23-40BL	ZDFBAJ04-25-40BL	ZDFBAJ04-28-40BL	ZDFBAJ04-30-40BL
5 mm	ZDFBAJ05-18-40BL	ZDFBAJ05-20-40BL	ZDFBAJ05-23-40BL	ZDFBAJ05-25-40BL	ZDFBAJ05-28-40BL	ZDFBAJ05-30-40BL
6 mm	ZDFBAJ06-18-40BL	ZDFBAJ06-20-40BL	ZDFBAJ06-23-40BL	ZDFBAJ06-25-40BL	ZDFBAJ06-28-40BL	ZDFBAJ06-30-40BL

Sämtliche in dieser Dokumentation präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.

MAUL 90° NACH OBEN, DÜNNFUSS

Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Dünnfuss, zerlegbar.
Maul 40°. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	ZDF01-18-90BL	ZDF01-20-90BL	ZDF01-23-90BL	ZDF01-25-90BL	ZDF01-28-90BL	ZDF01-30-90BL
2 mm	ZDF02-18-90BL	ZDF02-20-90BL	ZDF02-23-90BL	ZDF02-25-90BL	ZDF02-28-90BL	ZDF02-30-90BL
3 mm	ZDF03-18-90BL	ZDF03-20-90BL	ZDF03-23-90BL	ZDF03-25-90BL	ZDF03-28-90BL	ZDF03-30-90BL
4 mm	ZDF04-18-90BL	ZDF04-20-90BL	ZDF04-23-90BL	ZDF04-25-90BL	ZDF04-28-90BL	ZDF04-30-90BL
5 mm	ZDF05-18-90BL	ZDF05-20-90BL	ZDF05-23-90BL	ZDF05-25-90BL	ZDF05-28-90BL	ZDF05-30-90BL
6 mm	ZDF06-18-90BL	ZDF06-20-90BL	ZDF06-23-90BL	ZDF06-25-90BL	ZDF06-28-90BL	ZDF06-30-90BL

Sämtliche in dieser Dokumentation präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch