

Kurz - Information

Neutral Elektroden




Neutral Elektroden

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel


- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelkleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Produkt Info

Patiententypisierung



Platzierung der Neutralelektroden



Neutral Elektroden

Produkt Info

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogeleleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Erwachsene (> 15 Kg), ungeteilt, vertikal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.20.101.000	----	215 cm ²	136.5 cm ²	1	100
PRNE.20.105.000	----	215 cm ²	136.5 cm ²	5	100
PRNE.20.101.3C00	3 m / 4200	215 cm ²	136.5 cm ²	1	50
PRNE.20.101.3C10	3 m / 4210	215 cm ²	136.5 cm ²	1	50
PRNE.20.101.3C21	3 m / 4221	215 cm ²	136.5 cm ²	1	50

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Kinder von 5 bis 15 Kg ungeteilt, vertikal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.30.101.000	----	129 cm ²	82 cm ²	1	100
PRNE.30.105.000	----	129 cm ²	82 cm ²	5	100
PRNE.30.101.3C00	3 m / 4200	129 cm ²	82 cm ²	1	50
PRNE.30.101.3C10	3 m / 4210	129 cm ²	82 cm ²	1	50

Neutral Elektroden

Produkt Info

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelekleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Kinder (> 5 Kg), ungeteilt, vertikal



4200

Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.40.101.000	----	63 cm ²	32 cm ²	1	50
PRNE.40.101.3C00	----	63 cm ²	32 cm ²	1	50
PRNE.40.101.3C10	3 m / 4200	63 cm ²	32 cm ²	1	50

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch Universal (> 5 Kg) ungeteilt, horizontal



4200



4210

Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.10.111.000	----	165 cm ²	114 cm ²	1	100
PRNE.10.115.000	----	135 cm ²	114 cm ²	5	100
PRNE.10.111.3C00	3 m / 4200	135 cm ²	114 cm ²	1	50
PRNE.10.111.3C10	3 m / 4210	165 cm ²	114 cm ²	1	50

Neutral Elektroden

Produkt Info

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogeleleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Erwachsene (> 15 Kg), zweigeteilt, vertikal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.20.201.000	----	215 cm ²	122 cm ²	1	100
PRNE.20.205.000	----	215 cm ²	122 cm ²	5	100
PRNE.20.201.3C00	3 m / 4200	215 cm ²	122 cm ²	1	50
PRNE.20.201.3C12	3 m / 4212	215 cm ²	122 cm ²	1	50
PRNE.20.201.5C12	5 m / 4212	215 cm ²	122 cm ²	1	50

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Erwachsene (> 15 Kg) zweigeteilt, horizontal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.20.211.000	----	211 cm ²	125 cm ²	1	100
PRNE.20.215.000	----	211 cm ²	125 cm ²	5	100
PRNE.20.211.3C00	3 m / 4200	211 cm ²	125 cm ²	1	50
PRNE.20.211.3C12	3 m / 4212	211 cm ²	125 cm ²	1	50

Neutral Elektroden

Produkt Info

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelekleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Kinder von 5 bis 15 Kg, zweigeteilt, vertikal



4200



4212

Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.30.201.000	---	129 cm ²	73 cm ²	1	100
PRNE.30.201.3C00	3 m / 4200	129 cm ²	73cm ²	1	50
PRNE.30.201.3C12	3 m / 4212	129 cm ²	73 cm ²	1	50

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Kinder (> 5 Kg) zweigeteilt, vertikal



4200



4212


Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.40.201.000	---	63 cm ²	29 cm ²	1	50
PRNE.40.201.3C00	3 m / 4200	63 cm ²	29 cm ²	1	50
PRNE.40.201.3C12	3 m / 4212	63 cm ²	29 cm ²	1	50

Neutral Elektroden

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelkleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch Universal (> 5 Kg), zweigeteilt, horizontal



4200



4212

Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.10.211.000	----	165 cm ²	108 cm ²	1	100
PRNE.10.215.000	----	165 cm ²	108 cm ²	5	100
PRNE.10.211.3C00	3 m / 4200	165 cm ²	108 cm ²	1	50
PRNE.10.211.3C12	3 m / 4212	165 cm ²	108 cm ²	1	50
PRNE.10.211.5C12	5 m / 4212	165 cm ²	108 cm ²	1	50

Wiederverwendbare Kabel für Blayco Neutralelektroden



4200



4210



4212

Art.- Nr.	Kabel	Stecker Geräteseitig	Stk.pro VE
PRNE.99.001.3C10	3 m	4210	1
PRNE.99.001.3C00	3 m	4200	1
PRNE.99.001.5C10	3 m	4200	1
PRNE.99.001.3C12	3 m	4212	1
PRNE.99.001.5C12	3 m	4200	1

Produkt Info



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch