

# Kurz - Information

## Batterie Kauter



**siramo.**  
SWITZERLAND

### Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

## Bovie Einmal - Batteriekauter

### Hoch - / Niedrig Temperatur Einmal - Batteriekauter


- Schnelle und gleichzeitig schonende Koagulation ohne störendes Kabel
- Besonders schlank und handlich
- Mit fest angeschlossener Elektrode und Sicherheitskappe
- Keine ungewünschte Aktivierung dank eingelassenem Sicherheitsknopf

### Hochpräzision und Sicherheit

Als weltweit grösster Produzent von Batteriekautern bietet Bovie® für jeden Eingriff das richtige Gerät an. Dank der patentierten Aaron RAM™ Technologie, erreichen Bovie® Batteriekauter ihre Spitzentemperatur doppelt so schnell wie ähnliche Produkte und verzeichnen eine Lagerdauer von bis zu 4 Jahren.

Mit Bovie® Hochtemperaturkautern lassen sich Blutungen gezielt stillen oder kontrollieren. Vier speziell entwickelte Niedrigtemperaturkauter wurden für die besonderen Bedürfnissen von ophthalmologischen Eingriffen entwickelt.

### Niedrigtemperaturkauter für die Ophthalmologie / HNO



**BO.CT10.AA00**

**BO.CT10.AA02**

**BO.CT10.AA04**

**BO.CT10.AA90**

**Sicherheitskappe**

Beschreibung	VE	Spitze	Temperatur	Bestellcode
Batteriekauter	10	fein	704°C	BO.CT10.AA00
Batteriekauter	10	verstellbar fein	371 - 649°C	BO.CT10.AA02
Batteriekauter	10	länglich fein	593°C	BO.CT10.AA04
Batteriekauter	10	Micro	454°C	BO.CT10.AA90

## Bovie Einmal - Batteriekauter

### Hochtemperaturkauter



**BO.CT20.AA01**

**BO.CT20.AA03**

**BO.CT20.AA05**

**BO.CT20.AA09**

**BO.CT20.AA11**


**BO.CT20.AA17**

**BO.CT20.AA21**

**BO.CT20.AA25**

**BO.CT20.AA27**

**BO.CT20.AA29**

Beschreibung	VE	Spitze		Temperatur	Bestellcode
Batteriekauter	10	fein		1204°C	BO.CT20.AA01
Batteriekauter	10	Schlinge		1204°C	BO.CT20.AA03
Batteriekauter	10	Schlinge		1204°C	BO.CT20.AA05
Batteriekauter	10	Schlinge		1204°C	BO.CT20.AA09
Batteriekauter	10	verstellbar fein		816 - 1149°C	BO.CT20.AA11
Batteriekauter	10	fein		1204°C	BO.CT20.AA17
Batteriekauter	10	länglich fein		982°C	BO.CT20.AA21
Batteriekauter	10	Micro		1093°C	BO.CT20.AA25
Batteriekauter	10	Schlinge Micro		1093°C	BO.CT20.AA27
Batteriekauter	10	länglich Micro		871°C	BO.CT20.AA29

# Einmal - Batteriekauter

Hoch- und Niedrigtemperatur Batteriekauter von **Bovie**.

# Produkt Info



Art. - Nr.:		<b>BO.CT20.AA01</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
fein	1'204 °C	4 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.:		<b>BO.CT20.AA03</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
Schlinge	1'204 °C	4 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.:		<b>BO.CT20.AA05</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
Schlinge	1'204 °C	4 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.:		<b>BO.CT20.AA09</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
Schlinge	1'204 °C	4 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.:		<b>BO.CT20.AA11</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
fein	816 - 1'149 °C	4 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.:		<b>BO.CT20.AA17</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
fein	1'204 °C	4 Jahre	10 Stk.



# Einmal - Batteriekauter

Hoch - und Niedrigtemperatur Batteriekauter von **Bovie**.

# Produkt Info

Art. - Nr.: <b>BO.CT20.AA21</b>			
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
länglich, fein	982 °C	4 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.: <b>BO.CT20.AA25</b>			
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
Schlinge	1'093 °C	2 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.: <b>BO.CT20.AA27</b>			
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
Schlinge, micro	1'093 °C	2 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.: <b>BO.CT20.AA29</b>			
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
länglich, micro	871 °C	2 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.: <b>BO.CT20.AA00</b>			
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
fein	704 °C	4 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.: <b>BO.CT20.AA02</b>			
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
fein	371 - 649 °C	4 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.: <b>BO.CT20.AA04</b>			
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
länglich, fein	593 °C	4 Jahre	10 Stk.



Art. - Nr.: <b>BO.CT20.AA90</b>			
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
micro, fein	454 °C	2 Jahre	10 Stk.



# Change - A - Tip - Batteriekauter

# Produkt Info

Hoch - und Niedrigtemperatur Batteriekauter von **Bovie** mit auswechselbarer Spitze

## Niedrigtemperatur - Handgriff unsteril



Art. - Nr.: **BO.CT31.HIT0**

Lieferung:	inkl. unsteriler Kauterspitze
Kauterspitzen:	fein, Art. - Nr.: <b>BO.CT32.H100</b>
Temperatur:	704 ° C
Halbarkeit:	4 Jahre
VE:	1 Stk., unsteril

## Hochtemperatur - Handgriff unsteril



Art. - Nr.: **BO.CT41.HIT1**

Lieferung:	inkl. unsteriler Kauterspitze
Kauterspitzen:	fein, Art. - Nr.: <b>BO.CT42.H101</b>
Temperatur:	1204 ° C
Halbarkeit:	4 Jahre
VE:	1 Stk., unsteril

## Niedrigtemperatur - unsteril



Art. - Nr.: **BO.CT30.DELO**

### Inhalt:

1 x Niedrigtemperatur Handgriff

1 x "AA" - Batterie

### Kauterspitzen (unsteril):

2 x **BO.CT32.H100** (fein)

2 x **BO.CT32.H104** (länglich, fein)

Temperatur:	704 ° C
Halbarkeit:	4 Jahre
VE:	1 Box, unsteril

## Hochtemperatur - unsteril



Art. - Nr.: **BO.CT40.DEL1**

### Inhalt:

1 x Hochtemperatur Handgriff

2 x "AA" - Batterien

### Kauterspitzen (unsteril):

2 x **BO.CT42.H101** (fein)

2 x **BO.CT42.H103** (Schlinge)

Temperatur:	1'204 ° C
Halbarkeit:	4 Jahre
VE:	1 Box, unsteril

## Hoch und Niedrigtemperatur - unsteril



Art. - Nr.: **BO.CT50.DEL2**

### Inhalt:

1 x Hochtemperatur Handgriff (unsteril)

1 x Niedrigtemperatur Handgriff (unsteril)

6 x "AA" - Batterie

### Kauterspitzen (steril verpackt):

1 x **BO.CT42.H101** (fein)

1 x **BO.CT42.H103** (Schlinge)

1 x **BO.CT32.H100** (fein)

1 x **BO.CT32.H104** (länglich, fein)

Temperatur:	704 ° C / 1'204 ° C
Halbarkeit:	4 Jahre
VE:	1 Box, unsteril

## Auswechselbare Hoch - und Niedrigtemperatur - Spitzen in Schutzverpackung

### Niedrigtemperatur Kauterspitzen - (Nur zur Verwendung mit **Handgriff BO.CT341.HIT0**)

Niedrigtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt



Niedrigtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt



Art. - Nr.:		<b>BO.CT32.H100</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
fein	704 ° C	4 Jahre	10 Stk.

Art. - Nr.:		<b>BO.CT32.H104</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
länglich, fein	704 ° C	4 Jahre	10 Stk.

Hoch - und Niedrigtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt



Art. - Nr.:		<b>BO.CT42.H110</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
fein, abgewinkelt	704 / 1'204 ° C	4 Jahre	10 Stk.

### Hochtemperatur Kauterspitzen - (Nur zur Verwendung mit **Handgriff BO.CT41.HIT1**)

Hochtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt



Hochtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt



mit verlängertem Schaft 5.08 cm

Art. - Nr.:		<b>BO.CT42.H101</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE
fein	1'204 ° C	4 Jahre	10 Stk.

Art. - Nr.:		<b>BO.CT42.H105</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE
Schlinge	1'204 ° C	4 Jahre	10 Stk.

Hochtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt



Hochtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt



mit verlängertem Schaft 5.08 cm

Art. - Nr.:		<b>BO.CT42.H103</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE
Schlinge	1'204 ° C	4 Jahre	10 Stk.

Art. - Nr.:		<b>BO.CT42.H106</b>	
Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE
fein	1'204 ° C	4 Jahre	10 Stk.

# Change - A - Tip - Batteriekauter

Auswechselbare Hoch - und Niedrigtemperatur - Spitzen in Schutzverpackung


# Produkt Info

**Hochtemperatur Kauterspitzen - (Nur zur Verwendung mit Handgriff BO.CT41.HIT1)**

**Hochtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt**



**Hochtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt**



**Art. - Nr.: BO.CT42.H111**

Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
rund	1'204 ° C	4 Jahre	10 Stk.

**Art. - Nr.: BO.CT42.H121**

Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE *
länglich	1'204 ° C	4 Jahre	10 Stk.

**Hochtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt**



mit verlängertem Schaft 12.7 cm

**Art. - Nr.: BO.CT42.H109**

Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE
Schlinge	1'204 ° C	4 Jahre	10 Stk.

**Hochtemperatur - Kauterspitze, einzeln steril verpackt**



mit verlängertem Schaft 12.7 cm

**Art. - Nr.: BO.CT42.H112**

Kauterspitze:	Temperatur:	Haltbarkeit	VE
fein	1'204 ° C	4 Jahre	10 Stk.



# Produkt Info



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)