

Kurz - Information

Geräte Abdeckungen



siramo.
SWITZERLAND

Disclaimer


Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

SonoGuard

Sterile Ultraschall Abdeckungen

- *Sichert Sterilität bei ultraschallbegleiteten Eingriffen*
- *Einfache Handhabung dank teleskopischer Faltung*
- *Steriles Arbeiten ohne Artefakte*
- Version 1: **Ohne** ClearView-Haftschaftfläche
- Version 2: **Mit** ClearView-Haftschaftfläche



SonoGuard - für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug



Art.- Nr.:	Breite x Länge	VE **
US.10.140.025*	14 x 25 cm	100 Stück
US.10.140.040	14 x 40 cm	100 Stück
US.10.140.080	14 x 80 cm	100 Stück
US.10.140.120	14 x 120 cm	100 Stück
US.10.140.160	14 x 160 cm	100 Stück


*: Einfach gefaltet

** : Einzeln, steril verpackt


SonoGuard Plus

Sterile Ultraschallabdeckungen mit **ClearView-Haftschalleitfläche**

- ClearView-Haftschalleitfläche ermöglicht eine optimale Schallkoppelung
- In der Abdeckung wird kein Gel benötigt
- Hinterlässt nach dem Gebrauch keine Kleberückstände auf dem Schallkopf
- Reduziert Haftkraft: Klebstoff beschädigt Schallkopf nicht



Ultraschall Aufnahme ohne Ultraschall Abdeckung



Ultraschall Aufnahme mit **SonoGuard Plus**
Ultraschall Abdeckung

Art.- Nr.:	Breite x Länge	VE *
US.20.180.040	18 x 40 cm	100 Stück
US.20.180.080	18 x 80 cm	100 Stück
US.20.180.120	18 x 120 cm	100 Stück
US.20.180.160	18 x 160 cm	100 Stück

*: Einzeln, steril verpackt



Alle **SonoGuard** Ultraschall Abdeckungen enthalten eine Führungsmarkierung, zwei Gummiringe sowie zwei Klebestreifen.

Sie sind chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln.



Ultraschallgel

Zubehör für Geräteabdeckungen

- Akustisch optimale Kopplungswerte
- Neutral zu Haut und Schallkopf
- Koppelt ohne zu verkleben
- Hypoallergen
- Wasserlöslich, geruchsneutral und farblos

Art.- Nr.:	Beschreibung	VE *
US.99.100.020	Vue Gel, steriles Gel im Beutel, 20 ml	240 Stück

*: Einzeln, doppelt steril verpackt in Spenderbox von 30 Stück



Art.- Nr.:	Beschreibung	VE *
US.99.000.020	Trasonic, steriles Gel im Beutel, 20 ml	48 Stück

*: Einzeln, doppelt steril verpackt in Spenderbox von 48 Stück



Art.- Nr.:	Beschreibung	VE
US.99.000.250	Trasonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 250 ml	25 Stück
US.99.000.500	Trasonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 500 ml	20 Stück
US.99.001.000	Trasonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 1'000 ml	20 Stück



OptiGuard


Indikationsbezogene Kamera Abdeckung

OptiGuard Pro - R mit Optikwechsel für HD Kameras

Sterile Kamera Abdeckung zum Optikwechsel mit sehr hoher Bildstabilität

- Bildstabilisierung durch hohe Koppelsteifigkeit
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- Ringfaltung
- Reissfest und antistatisch
- Latex - frei

Art.- Nr.:	Beschreibung	Masse	VE
OG.40.140.250	Kamera Abdeckung mit hoher Bildstabilität, Teleskopfaltung	14 x 250 cm	50 Stück



OptiGuard ArthrO - R mit Optikwechsel und Flüssigkeitsbarriere

Sterile Kamera Abdeckung zum Optikwechsel mit sehr hoher Bildstabilität für die Arthroskopie

- **Anti-Fogging** durch Flüssigkeitsbarriere zwischen Optik und Adapter
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- Ringfaltung
- Reissfest und antistatisch
- Latex - frei

Art.- Nr.:	Beschreibung	Masse	VE
OG.41.140.250	Kamera Abdeckung mit Dichtungselement, Teleskopfaltung	14 x 250 cm	50 Stück



- ① Doppelseitiger Schnappverschluss
- ② Flüssigkeitsbarriere
- ③ Drainageöffnung



OptiGuard


Indikationsbezogene Kamera Abdeckung

OptiGuard Quick Change - mit Optikwechsel

Sterile Kamera Abdeckung zum schnellen Optikwechsel

- Ultraklare Trennlinse für scharfe Bildübertragung
- Geschlossene sterile Barriere
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- Polyethylen-Film für weiche Haptik
- Reissfest und antistatisch
- Latex - frei

Art.- Nr.:	Beschreibung	Masse	VE
OG.30.150.250	Kamera Abdeckung mit Balgfaltung im Ring und Optik Adapter	15 x 250 cm ø 9.5 cm	50 Stück



OptiGuard Access - ohne Optikwechsel

Sterile Kamera Abdeckung mit Karton - Einführhilfe

- Mit Karton Einführhilfe
- Teleskopisch gefaltet
- Abreissöffnung zum Anschluss der Optik
- Polyethylen-Film für weiche Haptik
- Reissfest und antistatisch
- Latex - frei

Art.- Nr.:	Beschreibung	Masse	VE
OG.10.130.250	Kamera Abdeckung mit Karton - Einführhilfe, Teleskopfaltung	13 x 250 cm ø 8.5 cm	50 Stück



OP - Lampengriff Abdeckungen

Sterile Abdeckungen für Handgriffe von Operationslampen

Sterile Folienabdeckung mit Fixierscheibe

- Universal für die meisten Stabgriffe geeignet *
- Vermindert Kontaminationsrisiko des Operationsfeldes
- Latex - frei
- DEHP - frei

Art.- Nr.:	Masse *	VE **
OP.00.LHC-01	Folie: 9.5 x 12 cm	100 Stück
OP.00.LHC-03	Folie: 9.5 x 15 cm	100 Stück

*: Für Lampengriffe mit \varnothing 20 - 40 mm

** : Einzeln, steril verpackt



**Produkt
Info**



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch