

Kurz - Information

Neutral Elektroden



siramo.
SWITZERLAND

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.


All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

Neutral Elektroden


Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelkleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Patiententypisierung



Platzierung der Neutralelektroden




Neutral Elektroden

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelkleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Erwachsene (> 15 Kg), ungeteilt, vertikal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.20.101.000	---	215 cm ²	136.5 cm ²	1	100
PRNE.20.105.000	---	215 cm ²	136.5 cm ²	5	100
PRNE.20.101.3C00	3 m / 4200	215 cm ²	136.5 cm ²	1	50
PRNE.20.101.3C10	3 m / 4210	215 cm ²	136.5 cm ²	1	50
PRNE.20.101.3C21	3 m / 4221	215 cm ²	136.5 cm ²	1	50

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Kinder von 5 bis 15 Kg ungeteilt, vertikal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.30.101.000	---	129 cm ²	82 cm ²	1	100
PRNE.30.105.000	---	129 cm ²	82 cm ²	5	100
PRNE.30.101.3C00	3 m / 4200	129 cm ²	82 cm ²	1	50
PRNE.30.101.3C10	3 m / 4210	129 cm ²	82 cm ²	1	50

Neutral Elektroden

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelkleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Kinder (> 5 Kg), ungeteilt, vertikal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.40.101.000	---	63 cm ²	32 cm ²	1	50
PRNE.40.101.3C00	---	63 cm ²	32 cm ²	1	50
PRNE.40.101.3C10	3 m / 4200	63 cm ²	32 cm ²	1	50

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch Universal (> 5 Kg) ungeteilt, horizontal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.10.111.000	---	165 cm ²	114 cm ²	1	100
PRNE.10.115.000	---	135 cm ²	114 cm ²	5	100
PRNE.10.111.3C00	3 m / 4200	135 cm ²	114 cm ²	1	50
PRNE.10.111.3C10	3 m / 4210	165 cm ²	114 cm ²	1	50

Neutral Elektroden

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelkleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Erwachsene (> 15 Kg), zweigeteilt, vertikal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.20.201.000	---	215 cm ²	122 cm ²	1	100
PRNE.20.205.000	---	215 cm ²	122 cm ²	5	100
PRNE.20.201.3C00	3 m / 4200	215 cm ²	122 cm ²	1	50
PRNE.20.201.3C12	3 m / 4212	215 cm ²	122 cm ²	1	50
PRNE.20.201.5C12	5 m / 4212	215 cm ²	122 cm ²	1	50

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Erwachsene (> 15 Kg) zweigeteilt, horizontal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.20.211.000	---	211 cm ²	125 cm ²	1	100
PRNE.20.215.000	---	211 cm ²	125 cm ²	5	100
PRNE.20.211.3C00	3 m / 4200	211 cm ²	125 cm ²	1	50
PRNE.20.211.3C12	3 m / 4212	211 cm ²	125 cm ²	1	50

Neutral Elektroden

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelkleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Kinder von 5 bis 15 Kg, zweigeteilt, vertikal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.30.201.000	---	129 cm ²	73 cm ²	1	100
PRNE.30.201.3C00	3 m / 4200	129 cm ²	73cm ²	1	50
PRNE.30.201.3C12	3 m / 4212	129 cm ²	73 cm ²	1	50

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch für Kinder (> 5 Kg) zweigeteilt, vertikal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.40.201.000	---	63 cm ²	29 cm ²	1	50
PRNE.40.201.3C00	3 m / 4200	63 cm ²	29 cm ²	1	50
PRNE.40.201.3C12	3 m / 4212	63 cm ²	29 cm ²	1	50

Neutral Elektroden

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch und Mehrweg Anschlusskabel

- Polyacrylbasierender hochleitfähiger Hydrogelkleber mit besonders guter Hautverträglichkeit
- Niedriger Hautübergangswiderstand hält die Erwärmung der Haut möglichst tief
- Vollflächige feste Haftung auf der Haut ohne "Hot Spots" auch bei längeren Eingriffen
- Einfaches, rückstandsfreies Entfernen

Neutral Elektroden für den Einmalgebrauch Universal (> 5 Kg), zweigeteilt, horizontal



Art.- Nr.	Kabel	Gesamt Fläche	Kontakt Fläche	Stk. pro Beutel	Stk.pro VE
PRNE.10.211.000	---	165 cm ²	108 cm ²	1	100
PRNE.10.215.000	---	165 cm ²	108 cm ²	5	100
PRNE.10.211.3C00	3 m / 4200	165 cm ²	108 cm ²	1	50
PRNE.10.211.3C12	3 m / 4212	165 cm ²	108 cm ²	1	50
PRNE.10.211.5C12	5 m / 4212	165 cm ²	108 cm ²	1	50

Wiederverwendbare Kabel für Blayco Neutralelektroden



Art.- Nr.	Kabel	Stecker Geräteseitig	Stk.pro VE
PRNE.99.001.3C10	3 m	4210	1
PRNE.99.001.3C00	3 m	4200	1
PRNE.99.001.5C10	3 m	4200	1
PRNE.99.001.3C12	3 m	4212	1
PRNE.99.001.5C12	3 m	4200	1

Produkt Info



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch