

# Kurz - Information

## Black-Line Kunststoff Instrumente



**siramo**  
SWITZERLAND

### Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

### **Zillion Black® Einweg Instrumente**

Die nachfolgende Auswahl an **BlackLine** (Zillion Black®) Einweg Instrumenten wird aus einem hochfesten, medizinischen Ixef® GS-1022 GY51 gamma-stabilisierten Polyarylamid (PARA) Harz geformt und umfasst Küretten, eine Mehrzahl von Pinzetten, Nadelhalter und Hautklammer Entferner.

Diese Instrumente werden in Europa hergestellt und sind EU-zertifizierte Medizinprodukte der CE-Klasse IIa, nach EN ISO 13485-2016. Diese Instrumente bieten Steifigkeit, Dimensionsstabilität und eine metallähnliche Festigkeit, die für den vorgesehenen Einsatz wichtig sind.

Ixef® PARA-Harze zeigen keine Hinweise auf Zytotoxizität, Sensibilisierung, intrakutane Reaktivität oder akute systemische Toxizität, basierend auf Biokompatibilitätstests gemäß ISO 10993. Die Firma Solvay bietet diese Materialien für Anwendungen im Gesundheitswesen an, die eine begrenzte Exposition (weniger als 24 Stunden) gegenüber Körperflüssigkeiten und Gewebe erfordern.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die aktuell verfügbaren Produkte vor.

Es darf erwartet werden, dass weitere Instrumente zukünftig folgen werden.



## Pinzetten

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 12.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900203**

### **ADSON Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900204**

### **Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 14.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900207**

## Pinzetten

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 14.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900208**

### **IRIS Pinzette, anatomisch, Länge 10.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900217**

### **IRIS Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 10.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900218**

## Pinzetten

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 20.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900225**

### **Präparierpinzette, anatomisch, Länge 20.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900226**

### **McIndoe Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 15.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900227**

### **McIndoe Präparier Pinzette, anatomisch, Länge 15.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900228**

## Klemmen und Faszangen

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **Halsted Mosquito Klemme, gerade, Länge 12.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900205**

### **Halsted Mosquito Klemme, gebogen, Länge 12.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900206**

### **Pean Klemme, gerade, Länge 14.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900209**

## Klemmen und Faszangen

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **Pean Klemme, gebogen, Länge 14.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900210**

### **Kocher Klemme, gerade, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900221**

### **Kocher Klemme, gebogen, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900222**

## Klemmen und Faszangen

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **ROCHESTER - PEAN Klemme, gerade, Länge 16.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900223**

### **ROCHESTER - PEAN Klemme, gebogen, Länge 16.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900224**

### **Tupferzange, gebogen, Länge 26.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900230**



## Klemmen und Faszangen

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **Tupferzange, gerade, Länge 20.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900233**

### **Tupferzange, gebogen, Länge 20.0 cm- Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900234**

### **BIRKETT Fasszange, gerade, Länge 18.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900213**

## Klemmen und Faszangen

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **BIRKETT Faszange, gebogen, Länge 18.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900214**

### **SPENCER-WELLS Faszange, gerade, Länge 18.5 cm- Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900215**

### **SPENCER-WELLS Faszange, gebogen, Länge 18.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900216**

## Klemmen und Faszangen

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **KELLY Faszange, gerade, Länge 14.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900211**

### **KELLY Faszange, gebogen, Länge 14.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900212**

### **MAYO-HEGAR Nadelhalter, Länge 15.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900219**

## Schaber - Küretten

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **Kürette mit Schaber, Länge 14.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900201**

### **Doppelseitige Kürette, Länge 14.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900202**

## Haut Klammer Entferner

### **Haut Klammer Entferner - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900220**

## Verschiedene Instrumente

Alle **BlackLine** (Zillion Black®) **Instrumente** sind steril und unsteril erhältlich.

Mit dem Zusatz "-S" bei der Artikelnummer wählen Sie die "sterile" Variante.

### **ROUX Retractor, Länge 17.0 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900231**

### **Phlebektomie Haken, Länge 16.5 cm - Zillion Black®**



Bestell Nummer: **S-900232**

**Vertrieb Deutschland**



**mareva GmbH**

Eselmühlenweg 6/1

D-78187 Geisingen

Tel: +49 (7704) 92 32 04 6

Fax: +49 (7704) 92 32 04 9

[info@mareva-medical.de](mailto:info@mareva-medical.de)

[www.mareva-medical.de](http://www.mareva-medical.de)

**Produkt  
Info**



*siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil*  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)