

HF-CHIRURGIE

The logo for Siramo Switzerland features a stylized graphic of a sun or a series of curved lines in red and yellow above the word "siramo" in a bold, lowercase sans-serif font. Below "siramo" is the word "SWITZERLAND" in a smaller, all-caps sans-serif font.


siramo
SWITZERLAND

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.


All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

Monopolar (EK) Einweg-Handgriff



HF 10.300.100T ActiLine EcoGrip, Einweg Monopolar Elektrohandgriff mit 2 Tasten, Spatelektrode **PTFE** (Antihaf Beschichtung); PVC Kabel Länge 3m internationaler 3 Pin-Anschluss (VE Box mit 100 Stück) , steril

HF 10.500.100T ActiLine EcoGrip, Einweg Monopolar Elektrohandgriff mit 2 Tasten, Spatelektrode **PTFE** (Antihaf Beschichtung); PVC Kabel Länge 5m internationaler 3 Pin-Anschluss (VE Box mit 100 Stück), steril



HF 10.300.100 ActiLine EcoGrip, Einweg Monopolar Elektrohandgriff mit 2 Tasten, Spatelektrode Edelstahl; PVC Kabel Länge 3m internationaler 3 Pin-Anschluss (VE Box mit 100 Stück), steril

HF 10.500.100 ActiLine EcoGrip, Einweg Monopolar Elektrohandgriff mit 2 Tasten, Spatelektrode Edelstahl; PVC Kabel Länge 5m internationaler 3 Pin-Anschluss (VE Box mit 100 Stück), steril




HF 99.100.000
Adapter für ERBE ACC / ICC




HF 99.100.001
Adapter für MARTIN / BERCHTOLD

Sterile Konisationselektrode zur Einmalverwendung


.... zur sicheren Konisation von Zervixkarzinomen



Einführung der Führungshilfe
in den Zervikalkanal bei redu-
zierter Leistungseinstellung



360° - Rotation der Elektro-
de bei Standardleistung mit
einer gleichmässigen, nicht zu
langsamen Bewegung



Gewebekonus direkt mit der
Elektrode abziehen

RE-367-0s Sterile Konisationselektrode zur Einmalverwendung (VE mit 10 Stück)

Unsteriler Uterus Manipulator zur Einmalverwendung



RE-75001 Unsterile Uterus Manipulator zur Einmalverwendung (VE mit 10 Stück)

Vertrieb Europa:



mareva GmbH

Gewerbestrasse 31
DE-78244 Gottmadingen



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@mareva-medical.com



www.mareva-medical.com



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch

Einweg Bipolar Pinzette mit Kabel


Stecker Varianten:



ERBE



BERCHTOLD



VALLEY-LAB



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch

Einweg Bipolar Pinzette gerade



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-92DS	0.5 mm
BI381-02-92DS	0.7 mm
BI381-03-92DS	1.0 mm
BI381-04-92DS	1.5 mm
BI381-05-92DS	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-93DS	0.5 mm
BI381-02-93DS	0.7 mm
BI381-03-93DS	1.0 mm
BI381-04-93DS	1.5 mm
BI381-05-93DS	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-94DS	0.5 mm
BI381-02-94DS	0.7 mm
BI381-03-94DS	1.0 mm
BI381-04-94DS	1.5 mm
BI381-05-94DS	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-95DS	0.5 mm
BI381-02-95DS	0.7 mm
BI381-03-95DS	1.0 mm
BI381-04-95DS	1.5 mm
BI381-05-95DS	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-96DS	0.5 mm
BI381-02-96DS	0.7 mm
BI381-03-96DS	1.0 mm
BI381-04-96DS	1.5 mm
BI381-05-96DS	2.0 mm

Einweg Bipolar Pinzette abgewinkelt



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-97DS	0.5 mm
BI381-02-97DS	0.7 mm
BI381-03-97DS	1.0 mm
BI381-04-97DS	1.5 mm
BI381-05-97DS	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-98DS	0.5 mm
BI381-02-98DS	0.7 mm
BI381-03-98DS	1.0 mm
BI381-04-98DS	1.5 mm
BI381-05-98DS	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-99DS	0.5 mm
BI381-02-99DS	0.7 mm
BI381-03-99DS	1.0 mm
BI381-04-99DS	1.5 mm
BI381-05-99DS	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-100DS	0.5 mm
BI381-02-100DS	0.7 mm
BI381-03-100DS	1.0 mm
BI381-04-100DS	1.5 mm
BI381-05-100DS	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-101DS	0.5 mm
BI381-02-101DS	0.7 mm
BI381-03-101DS	1.0 mm
BI381-04-101DS	1.5 mm
BI381-05-101DS	2.0 mm

Einweg Bipolar Pinzette Bajonett gerade



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-102DS	0.5 mm
BI381-02-102DS	0.7 mm
BI381-03-102DS	1.0 mm
BI381-04-102DS	1.5 mm
BI381-05-102DS	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-103DS	0.5 mm
BI381-02-103DS	0.7 mm
BI381-03-103DS	1.0 mm
BI381-04-103DS	1.5 mm
BI381-05-103DS	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-104DS	0.5 mm
BI381-02-104DS	0.7 mm
BI381-03-104DS	1.0 mm
BI381-04-104DS	1.5 mm
BI381-05-104DS	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-105DS	0.5 mm
BI381-02-105DS	0.7 mm
BI381-03-105DS	1.0 mm
BI381-04-105DS	1.5 mm
BI381-05-105DS	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-106DS	0.5 mm
BI381-02-106DS	0.7 mm
BI381-03-106DS	1.0 mm
BI381-04-106DS	1.5 mm
BI381-05-106DS	2.0 mm

Einweg Bipolar Pinzette Bajonett abgewinkelt nach unten



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-107DS	0.5 mm
BI381-02-107DS	0.7 mm
BI381-03-107DS	1.0 mm
BI381-04-107DS	1.5 mm
BI381-05-107DS	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-108DS	0.5 mm
BI381-02-108DS	0.7 mm
BI381-03-108DS	1.0 mm
BI381-04-108DS	1.5 mm
BI381-05-108DS	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-109DS	0.5 mm
BI381-02-109DS	0.7 mm
BI381-03-109DS	1.0 mm
BI381-04-109DS	1.5 mm
BI381-05-109DS	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-110DS	0.5 mm
BI381-02-110DS	0.7 mm
BI381-03-110DS	1.0 mm
BI381-04-110DS	1.5 mm
BI381-05-110DS	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-111DS	0.5 mm
BI381-02-111DS	0.7 mm
BI381-03-111DS	1.0 mm
BI381-04-111DS	1.5 mm
BI381-05-111DS	2.0 mm

Einweg Bipolar Pinzette Bajonett abgewinkelt nach oben



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-112DS	0.5 mm
BI381-02-112DS	0.7 mm
BI381-03-112DS	1.0 mm
BI381-04-112DS	1.5 mm
BI381-05-112DS	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-113DS	0.5 mm
BI381-02-113DS	0.7 mm
BI381-03-113DS	1.0 mm
BI381-04-113DS	1.5 mm
BI381-05-113DS	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-114DS	0.5 mm
BI381-02-114DS	0.7 mm
BI381-03-114DS	1.0 mm
BI381-04-114DS	1.5 mm
BI381-05-114DS	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-115DS	0.5 mm
BI381-02-115DS	0.7 mm
BI381-03-115DS	1.0 mm
BI381-04-115DS	1.5 mm
BI381-05-115DS	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-116DS	0.5 mm
BI381-02-116DS	0.7 mm
BI381-03-116DS	1.0 mm
BI381-04-116DS	1.5 mm
BI381-05-116DS	2.0 mm

Bipolar Pinzette verschiedene Modelle



ADSON Länge 120 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-121DS	0.1 mm
BI381-02-121DS	0.3 mm
BI381-03-121DS	0.5 mm
BI381-04-121DS	0.7 mm
BI381-05-121DS	1.0 mm



JEWELER # 5 Länge 117 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-120DS	0.1 mm
BI381-02-120DS	0.3 mm
BI381-03-120DS	0.5 mm
BI381-04-120DS	0.7 mm
BI381-05-120DS	1.0 mm



JEWELER # 5 abgewinkelt Länge 117 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-119DS	0.1 mm
BI381-02-119DS	0.3 mm
BI381-03-119DS	0.5 mm
BI381-04-119DS	0.7 mm
BI381-05-119DS	1.0 mm

Bipolar Pinzette verschiedene Modelle



JEWELER # 7 abgewinkelt Länge 117 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-118DS	0.1 mm
BI381-02-118DS	0.3 mm
BI381-03-118DS	0.5 mm
BI381-04-118DS	0.7 mm
BI381-05-118DS	1.0 mm



McPHERSON Länge 100 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-117DS	0.1 mm
BI381-02-117DS	0.3 mm
BI381-03-117DS	0.5 mm
BI381-04-117DS	0.7 mm
BI381-05-117DS	1.0 mm

Einweg Bipolar Pinzette ohne Kabel



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch

Einweg Bipolar Pinzette gerade



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-92DSW	0.5 mm
BI381-02-92DSW	0.7 mm
BI381-03-92DSW	1.0 mm
BI381-04-92DSW	1.5 mm
BI381-05-92DSW	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-93DSW	0.5 mm
BI381-02-93DSW	0.7 mm
BI381-03-93DSW	1.0 mm
BI381-04-93DSW	1.5 mm
BI381-05-93DSW	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-94DSW	0.5 mm
BI381-02-94DSW	0.7 mm
BI381-03-94DSW	1.0 mm
BI381-04-94DSW	1.5 mm
BI381-05-94DSW	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-95DSW	0.5 mm
BI381-02-95DSW	0.7 mm
BI381-03-95DSW	1.0 mm
BI381-04-95DSW	1.5 mm
BI381-05-95DSW	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-96DSW	0.5 mm
BI381-02-96DSW	0.7 mm
BI381-03-96DSW	1.0 mm
BI381-04-96DSW	1.5 mm
BI381-05-96DSW	2.0 mm

Einweg Bipolar Pinzette abgewinkelt



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-97DSW	0.5 mm
BI381-02-97DSW	0.7 mm
BI381-03-97DSW	1.0 mm
BI381-04-97DSW	1.5 mm
BI381-05-97DSW	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-98DSW	0.5 mm
BI381-02-98DSW	0.7 mm
BI381-03-98DSW	1.0 mm
BI381-04-98DSW	1.5 mm
BI381-05-98DSW	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-99DSW	0.5 mm
BI381-02-99DSW	0.7 mm
BI381-03-99DSW	1.0 mm
BI381-04-99DSW	1.5 mm
BI381-05-99DSW	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-100DSW	0.5 mm
BI381-02-100DSW	0.7 mm
BI381-03-100DSW	1.0 mm
BI381-04-100DSW	1.5 mm
BI381-05-100DSW	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-101DSW	0.5 mm
BI381-02-101DSW	0.7 mm
BI381-03-101DSW	1.0 mm
BI381-04-101DSW	1.5 mm
BI381-05-101DSW	2.0 mm

Einweg Bipolar Pinzette Bajonett gerade



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-102DSW	0.5 mm
BI381-02-102DSW	0.7 mm
BI381-03-102DSW	1.0 mm
BI381-04-102DSW	1.5 mm
BI381-05-102DSW	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-103DSW	0.5 mm
BI381-02-103DSW	0.7 mm
BI381-03-103DSW	1.0 mm
BI381-04-103DSW	1.5 mm
BI381-05-103DSW	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-104DSW	0.5 mm
BI381-02-104DSW	0.7 mm
BI381-03-104DSW	1.0 mm
BI381-04-104DSW	1.5 mm
BI381-05-104DSW	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-105DSW	0.5 mm
BI381-02-105DSW	0.7 mm
BI381-03-105DSW	1.0 mm
BI381-04-105DSW	1.5 mm
BI381-05-105DSW	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-106DSW	0.5 mm
BI381-02-106DSW	0.7 mm
BI381-03-106DSW	1.0 mm
BI381-04-106DSW	1.5 mm
BI381-05-106DSW	2.0 mm

Einweg Bipolar Pinzette Bajonett abgewinkelt nach unten



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-107DSW	0.5 mm
BI381-02-107DSW	0.7 mm
BI381-03-107DSW	1.0 mm
BI381-04-107DSW	1.5 mm
BI381-05-107DSW	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-108DSW	0.5 mm
BI381-02-108DSW	0.7 mm
BI381-03-108DSW	1.0 mm
BI381-04-108DSW	1.5 mm
BI381-05-108DSW	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-109DSW	0.5 mm
BI381-02-109DSW	0.7 mm
BI381-03-109DSW	1.0 mm
BI381-04-109DSW	1.5 mm
BI381-05-109DSW	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-110DSW	0.5 mm
BI381-02-110DSW	0.7 mm
BI381-03-110DSW	1.0 mm
BI381-04-110DSW	1.5 mm
BI381-05-110DSW	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-111DSW	0.5 mm
BI381-02-111DSW	0.7 mm
BI381-03-111DSW	1.0 mm
BI381-04-111DSW	1.5 mm
BI381-05-111DSW	2.0 mm

Einweg Bipolar Pinzette Bajonett abgewinkelt nach oben



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-112DSW	0.5 mm
BI381-02-112DSW	0.7 mm
BI381-03-112DSW	1.0 mm
BI381-04-112DSW	1.5 mm
BI381-05-112DSW	2.0 mm

Länge 165 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-113DSW	0.5 mm
BI381-02-113DSW	0.7 mm
BI381-03-113DSW	1.0 mm
BI381-04-113DSW	1.5 mm
BI381-05-113DSW	2.0 mm

Länge 180 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-114DSW	0.5 mm
BI381-02-114DSW	0.7 mm
BI381-03-114DSW	1.0 mm
BI381-04-114DSW	1.5 mm
BI381-05-114DSW	2.0 mm

Länge 200 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-115DSW	0.5 mm
BI381-02-115DSW	0.7 mm
BI381-03-115DSW	1.0 mm
BI381-04-115DSW	1.5 mm
BI381-05-115DSW	2.0 mm

Länge 240 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-116DSW	0.5 mm
BI381-02-116DSW	0.7 mm
BI381-03-116DSW	1.0 mm
BI381-04-116DSW	1.5 mm
BI381-05-116DSW	2.0 mm

Bipolar Pinzette verschiedene Modelle



ADSON Länge 120 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-121DSW	0.1 mm
BI381-02-121DSW	0.3 mm
BI381-03-121DSW	0.5 mm
BI381-04-121DSW	0.7 mm
BI381-05-121DSW	1.0 mm



JEWELER # 5 Länge 117 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-120DSW	0.1 mm
BI381-02-120DSW	0.3 mm
BI381-03-120DSW	0.5 mm
BI381-04-120DSW	0.7 mm
BI381-05-120DSW	1.0 mm



JEWELER # 5 abgewinkelt Länge 117 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-119DSW	0.1 mm
BI381-02-119DSW	0.3 mm
BI381-03-119DSW	0.5 mm
BI381-04-119DSW	0.7 mm
BI381-05-119DSW	1.0 mm

Bipolar Pinzette verschiedene Modelle



JEWELER # 7 abgewinkelt Länge 117 mm

Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-118DSW	0.1 mm
BI381-02-118DSW	0.3 mm
BI381-03-118DSW	0.5 mm
BI381-04-118DSW	0.7 mm
BI381-05-118DSW	1.0 mm



McPHERSON Länge 100 mm


Artikel Nr.	ø Spitze
BI381-01-117DSW	0.1 mm
BI381-02-117DSW	0.3 mm
BI381-03-117DSW	0.5 mm
BI381-04-117DSW	0.7 mm
BI381-05-117DSW	1.0 mm

Cautery TipClean XR

Reinigungsschwamm für HF-Elektroden und bipolare Pinzetten mit Röntgenkontrastfäden und Klebefläche zur sicheren Positionierung auf allen Flächen.

Ihr Vorteil:

- ✓ Ermöglicht schnelle und einfache Reinigung des Instrumentes
- ✓ Entfernt effektiv Gewebe und Schmutz in einem Durchgang
- ✓ Sicherer Halt auf jeder Oberfläche dank der Klebefläche
- ✓ Einfaches lösen der Schutzfolie auch mit OP-Handschuhen
- ✓ Röntgenkontrastfähig
- ✓ Einzeln steril verpackt




TipClean XR

5 cm x 5 cm Reinigungs-Pad mit Klebefläche
steril, einzeln verpackt
VE 50 Stück

Artikel-Nr. CTC.11.050.050


Einweg Laparoscopische Schere und Fasszange

METZENBAUM Schere gebogen



SUP-L09C-330/2 steril verpacktes Einweg-Laparoskopieinstrument; METZENBAUM gebogen 5.0mm, Arbeitslänge 330mm, doppelt bewegliche Maulteile; Griff ohne Sperre, VE 20 Stück pro Box

Fasszange Typ DUCKBILL



SUP-L18DB-1-330/2 steril verpacktes Einweg-Laparoskopieinstrument; Fasszange Typ DUCKBILL, ø 5.0mm, Arbeitslänge 330mm, doppelt bewegliche Maulteile; Griff mit Sperre, VE 20 Stück pro Box

Einweg Laparoscopische Schere

METZENBAUM Schere gebogen, Anschluss oben



SUP-L09C-330/2 steril verpacktes Einweg-Laparoskopieinstrument; METZENBAUM gebogen 5.0mm, Arbeitslänge 330mm, doppelt bewegliche Maulteile; Griff ohne Sperre, VE 25 Stück pro Box

METZENBAUM Schere gebogen, Anschluss axial



SUP-L18DB-1-330/2 steril verpacktes Einweg-Laparoskopieinstrument; Fasszange Typ DUCKBILL, ø 5.0mm, Arbeitslänge 330mm, doppelt bewegliche Maulteile; Griff mit Sperre, VE 25 Stück pro Box

Einweg Bipolar Kabel



Hochwertige Einweg Bipolar Kabel, Stecker abgewinkelt, **3m Länge (S-860000)**, einzeln steril verpackt.

Hochwertige Einweg Bipolar Kabel Stecker abgewinkelt, **4m Länge (S-860001)**, einzeln steril verpackt.

HF Adapter - Zubehör HF-Chirurgie wiederverwendbar

Monopolar



ERBE - Generator

Für ERBE HF - Geräte

Wiederverwendbarer HF - Adapter zum Anschluss von monopolaren HF - Griffen mit internationalem 3 - Pin Anschluss. Kompatibel mit ERBE ACC / ERBE ICC - Generatoren. VE: 1 Stück, **Art.- Nr. MA001**




Martin - Generator

Für Martin / Berchtold HF - Geräte

Wiederverwendbarer HF - Adapter zum Anschluss von monopolaren HF - Griffen mit internationalem 3 - Pin Anschluss. Kompatibel mit Martin / Berchtold - Generatoren. VE: 1 Stück, **Art.- Nr. MA002**

Adapter für andere HF - Generatoren auf Anfrage.

Bipolar



Valleylab - Generator

Für Valleylab oder vergleichbare HF - Geräte

Wiederverwendbarer HF - Adapter für bipolare Instrumente mit ERBE - Anschlusskabel. VE: 1 Stück, **Art.- Nr. BA002**



ERBE - Generator

Für ERBE HF - Geräte

Wiederverwendbarer HF - Adapter für bipolare Instrumente mit Valleylab - Anschlusskabel. VE: 1 Stück, **Art.- Nr. BA001**



Martin - Generator

Für Martin / Berchtold HF - Geräte

Wiederverwendbarer HF - Adapter für bipolare Instrumente mit Martin / Berchtold - Anschlusskabel. VE: 1 Stück, **Art.- Nr. BA003**

Vertrieb Europa:



mareva GmbH

Gewerbestrasse 31
DE-78244 Gottmadingen



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@mareva-medical.com




www.mareva-medical.com



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch

Monopolar (EK) Mehrweg-Handgriff



BO.H10.ESPR Mehrweg Elektrohandgriff, PVC Kabel Länge 3m
internationaler 3 Pin-Anschluss (VE Box mit 1 Stück)



HF.99.100.000
Adapter für ERBE ACC / ICC




HF.99.100.001
Adapter für MARTIN / BERCHTOLD

Elektroden für die plastische Chirurgie

Schaft $\varnothing$ 2.4 mm



134 °C
Autoclave
273 °F




Für HF- und RF - Generatoren geeignet - Wiederverwendbar - Autoklavierbar (134° C) - Sechskant Verdrehschutz

Produkt	Beschreibung
	RE-390-0 Nadelelektrode, biegsam, Wolfram, Länge 20 mm, $\varnothing$ 0.3 mm VE 5 Stk.
	RE-384-0 Drahtschlingen Elektrode biegsam, Dreieck, Wolfram, 7 mm, $\varnothing$ 0.2 mm VE 5 Stk.
	RE-384-1 Drahtschlingen Elektrode biegsam, Dreieck, Wolfram 9 mm, $\varnothing$ 0.2 mm VE 5 Stk.
	RE-384-2 Drahtschlingen Elektrode biegsam, Rhombus, Wolfram 10 mm, 6 mm VE 5 Stk.
	RE-384-3 Drahtschlingen Elektrode biegsam, Rund, Wolfram $\varnothing$ 5.0 mm, $\varnothing$ 0.2 mm VE 5 Stk.
	RE-384-4 Drahtschlingen Elektrode biegsam, Rund, Wolfram $\varnothing$ 8.0 mm, $\varnothing$ 0.2 mm VE 5 Stk.
	RE-381-0 Kugelelektrode $\varnothing$ 1.0 mm VE 5 Stk.
	RE-383-0 Kugelelektrode $\varnothing$ 1.0 mm VE 5 Stk.

Mehrweg Bipolar Kabel ERBE-Flachstecker



BC-BI-01-104-3 Mehrweg Bipolar Kabel, unsteril, Länge 3m
Gerätestecker: ERBE, Pinzette: Flachstecker



BC-BI-01-104-5 Mehrweg Bipolar Kabel, unsteril, Länge 5m
Gerätestecker: ERBE, Pinzette: Flachstecker



HF99.200.003
Adapter Bipolar für ERBE Kabel an
Valleylab-Generatoren, unsteril



HF99.300.001
Adapter für ERBE Kabel an MARTIN
/ BERCHTOLD Generatoren, unsteril



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch

ActiLine Produkte



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch


ActiLine HF Elektroden

ActiLine monopolare Einmal - Elektroden mit **2.4 mm** und **4.0 mm** Schaftdurchmesser


ActiLine Spatel -, Messer -, Nadel -, Kugel - und LLETZ - Elektrode mit **ø 2.4 mm** Schaft

Alle Elektroden mit einer Sechskantarretierung sind an der Tabelle mit dem Symbol "⊙" gekennzeichnet.

Für eine bessere Griffbalance haben einzelne Langelektroden den Griffansatz weiter distal und daher keine Sechskant-Arretierung.




ActiLine Spatel -, Messer -, Nadel -, Kugel - und LLETZ - Elektrode mit **ø 4.0 mm** Schaft



ActiLine Spatel -, Messer -, Kugel -, Nadel - und LLETZ - Elektroden sind auch mit **Titan** - Antihaft - Beschichtung erhältlich.

Dadurch bewegen sie sich leicht und gleitend durch das Gewebe, nahezu ohne "Grind" aufzubauen. Einsetzbar bei allen chirurgischen Anwendungen.



ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Spatelelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Spatelelektrode - kurz



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. isoliert



Abb. unbeschichtet



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME201.070S20	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME201.070S03	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME201.070SN20	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME201.070SN03	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.

Spatelelektrode - mittellang



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. isoliert



Abb. unbeschichtet



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME201.100S20	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME201.100S03	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME201.100SN20	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME201.100SN03	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME201.070S20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4201.070S20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Spatelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Spatelektrode - lang



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. isoliert



Abb. unbeschichtet



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME201.130S20	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME201.130S03	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME201.130SN20	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME201.130SN03	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.

Spatelektrode - extra lang



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. isoliert




Abb. unbeschichtet



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME201.150S20	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME201.150S03	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME201.150SN20	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME201.150SN03	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME201.130S20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4201.130S20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Spatelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Spatelektrode - XXL

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. isoliert



Abb. unbeschichtet



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME201.180S20	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME201.200S20	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME201.230S20	230.0 mm	211.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME201.180SN20	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME201.200SN20	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME201.230SN20	230.0 mm	211.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME201.180S03	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME201.200S03	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME201.230S03	230.0 mm	211.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME201.180SN03	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME201.200SN03	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME201.230SN03	230.0 mm	211.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME201.200SN20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4201.200SN20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Spatelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Spatelektrode - abgewinkelt



Abb. unbeschichtet, gewinkelt



Abb. isoliert, gewinkelt



Arbeitslänge z.B. 81 mm

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME202.070S20	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME202.100S20	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME202.130S20	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME202.150S20	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME202.180S20	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME202.200S20	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME202.230S20	230.0 mm	211.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME202.070SN20	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME202.100SN20	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME202.130SN20	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME202.150SN20	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME202.180SN20	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME202.200SN20	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME202.230SN20	230.0 mm	211.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME202.070S03	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME202.100S03	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME202.130S03	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME202.150S03	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME202.180S03	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME202.200S03	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
isoliert	ME202.230S03	230.0 mm	211.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME202.070SN03	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME202.100SN03	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME202.130SN03	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME202.150SN03	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME202.180SN03	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME202.200SN03	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME202.230SN03	230.0 mm	211.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME202.200SN20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4202.200SN20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil

Telefon +41 (0)52 680 27 40 | Fax +41 (0)52 680 27 41

info@siramo.ch | www.siramo.ch



2023/08

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Messerelektrode - gerade



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. Messerelektrode unbeschichtet, $\varnothing$ Messer 1,6 mm




Abb. Messerelektrode, Länge: 58 mm
nur mit 4,0 mm Schaft erhältlich



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Messer	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME ⁴ 203.058S25	1.6 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME203.70S25	1.6 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME203.100S25	1.6 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME203.130S25	1.6 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME203.150S25	1.6 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME203.180S25	1.6 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME203.200S25	1.6 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME ⁴ 203.058SN25	1.6 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME203.70SN25	1.6 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME203.100SN25	1.6 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME203.130SN25	1.6 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME203.150SN25	1.6 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME203.180SN25	1.6 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME203.200SN25	1.6 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME203.100S25 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴203.100S25 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Messerelektrode - gerade



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. Messerelektrode mit 2,4 mm Schaft unbeschichtet, o Messer 2,4 mm




Abb. Messerelektrode, Länge: 58 mm
nur mit 4,0 mm Schaft erhältlich

Beschaffenheit	Art. - Nr.	Messer	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME ⁴ 204.058S25	2.4 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME204.70S25	2.4 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME204.100S25	2.4 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME204.130S25	2.4 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME204.150S25	2.4 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME204.180S25	2.4 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME204.200S25	2.4 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME ⁴ 204.058SN25	2.4 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME204.70SN25	2.4 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME204.100SN25	2.4 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME204.130SN25	2.4 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME204.150SN25	2.4 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME204.180SN25	2.4 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME204.200SN25	2.4 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME204.130S25 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴204.130S25 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Messerelektrode - gerade



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. Messerelektrode unbeschichtet, $\varnothing$ Messer 3 mm




Abb. Messerelektrode, Länge: 58 mm
nur mit 4,0 mm Schaft erhältlich



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Messer	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME ⁴ 205.058S25	3.0 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME205.70S25	3.0 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME205.100S25	3.0 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME205.130S25	3.0 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME205.150S25	3.0 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME205.180S25	3.0 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME205.200S25	3.0 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME ⁴ 205.058SN25	3.0 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME205.70SN25	3.0 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME205.100SN25	3.0 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME205.130SN25	3.0 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME205.150SN25	3.0 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME205.180SN25	3.0 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME205.200SN25	3.0 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME205.180S25 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴205.180S25 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Messerelektrode - gerade



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. Messerelektrode unbeschichtet, $\varnothing$ Messer 3,4 mm




Abb. Messerelektrode, Länge: 58 mm
nur mit 4,0 mm Schaft erhältlich



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Messer	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME ⁴ 206.058S25	3.4 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME206.70S25	3.4 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME206.100S25	3.4 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME206.130S25	3.0 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME206.150S25	3.4 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME206.180S25	3.4 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME206.200S25	3.4 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME ⁴ 206.058SN25	3.4 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME206.70SN25	3.4 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME206.100SN25	3.4 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME206.130SN25	3.4 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME206.150SN25	3.4 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME206.180SN25	3.4 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME206.200SN25	3.4 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME206.100S25 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴206.100S25 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Messerelektrode - abgewinkelt

Abb. Messerelektrode gewinkelt unbeschichtet, $\varnothing$ Messer 1,6 mm





Abb. Messerelektrode, Länge: 52 mm
nur mit **4,0 mm** Schaft erhältlich



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Messer	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME 4 207.052S25	1.6 mm x 25 mm	52.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME 4 207.058S25	1.6 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME207.70S25	1.6 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME207.100S25	1.6 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME207.130S25	1.6 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME207.150S25	1.6 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME207.180S25	1.6 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME207.200S25	1.6 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME 4 207.052SN25	1.6 mm x 25 mm	52.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME 4 207.058SN25	1.6 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME207.70SN25	1.6 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME207.100SN25	1.6 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME207.130SN25	1.6 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME207.150SN25	1.6 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME207.180SN25	1.6 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME207.200SN25	1.6 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer **"4"** nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME207.100S25 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME**4**207.100S25 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Messerelektrode - abgewinkelt



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. Messerelektrode gewinkelt unbeschichtet, $\varnothing$ Messer 2,4 mm





Abb. Messerelektrode Länge: 52 mm
nur mit 4,0 mm Schaft erhältlich



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Messer	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME4208.052S25	2.4 mm x 25 mm	52.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME4208.058S25	2.4 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME208.70S25	2.4 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME208.100S25	2.4 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME208.130S25	2.4 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME208.150S25	2.4 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME208.180S25	2.4 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME208.200S25	2.4 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME4208.052SN25	2.4 mm x 25 mm	52.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME4208.058SN25	2.4 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME208.70SN25	2.4 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME208.100SN25	2.4 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME208.130SN25	2.4 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME208.150SN25	2.4 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME208.180SN25	2.4 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME208.200SN25	2.4 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME208.070S25 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4208.070S25 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Messerelektrode - abgewinkelt



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. Messerelektrode gewinkelt unbeschichtet, $\varnothing$ Messer 3,0 mm





Abb. Messerelektrode Länge: 52 mm
nur mit 4,0 mm Schaft erhältlich



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Messer	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME4209.052S25	3.0 mm x 25 mm	52.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME4209.058S25	3.0 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME209.70S25	3.0 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME209.100S25	3.0 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME209.130S25	3.0 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME209.150S25	3.0 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME209.180S25	3.0 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME209.200S25	3.0 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME4209.052SN25	3.0 mm x 25 mm	52.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME4209.058SN25	3.0 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME209.70SN25	3.0 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME209.100SN25	3.0 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME209.130SN25	3.0 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME209.150SN25	3.0 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME209.180SN25	3.0 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME209.200SN25	3.0 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME209.130S25 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4209.130S25 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Messerelektrode - abgewinkelt

Abb. Messerelektrode gewinkelt unbeschichtet, $\varnothing$ Messer 3,4 mm





Abb. Messerelektrode Länge: 52 mm
nur mit 4,0 mm Schaft erhältlich



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Messer	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME4210.052S25	3.4 mm x 25 mm	52.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME4210.058S25	3.4 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
unbeschichtet	ME210.70S25	3.4 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME210.100S25	3.4 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME210.130S25	3.4 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME210.150S25	3.4 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME210.180S25	3.4 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME210.200S25	3.4 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME4210.052SN25	3.4 mm x 25 mm	52.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME4210.058SN25	3.4 mm x 25 mm	58.0 mm	---	10 Stk.
Titan beschichtet	ME210.70SN25	3.4 mm x 25 mm	70.0 mm	51.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME210.100SN25	3.4 mm x 25 mm	100.0 mm	81.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME210.130SN25	3.4 mm x 25 mm	130.0 mm	111.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME210.150SN25	3.4 mm x 25 mm	150.0 mm	131.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME210.180SN25	3.4 mm x 25 mm	180.0 mm	161.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME210.200SN25	3.4 mm x 25 mm	200.0 mm	181.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME210.200S25 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4210.200S25 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Kugelelektrode - kurz



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. unbeschichtet



| $\varnothing$ 3 mm



| $\varnothing$ 4 mm



| $\varnothing$ 5 mm



| $\varnothing$ 6 mm

19 mm

Arbeitslänge z.B. 42 mm

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.

Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME151.055S03 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴151.0550S03 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)


Beschaffenheit	Art. - Nr.	$\varnothing$ Kugel	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME151.055S03	3.0 mm	39.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.055S04	4.0 mm	40.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.055S05	5.0 mm	41.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.055S06	6.0 mm	42.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.055SN03	3.0 mm	39.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.055SN04	4.0 mm	40.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.055SN05	5.0 mm	41.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.055SN06	6.0 mm	42.0 mm	10 Stk.

Kugelelektrode - mittellang




Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp


Abb. unbeschichtet



| $\varnothing$ 3 mm



| $\varnothing$ 4 mm



| $\varnothing$ 5 mm



| $\varnothing$ 6 mm

19 mm

Arbeitslänge z.B. 57 mm

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.

Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME1510.070S03 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴151.070S03 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

Beschaffenheit	Art. - Nr.	$\varnothing$ Kugel	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME151.070S03	3.0 mm	54.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.070S04	4.0 mm	55.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.070S05	5.0 mm	56.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.070S06	6.0 mm	57.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.070SN03	3.0 mm	54.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.070SN04	4.0 mm	55.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.070SN05	5.0 mm	56.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.070SN06	6.0 mm	57.0 mm	10 Stk.

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft



4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Kugelelektrode - lang



Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. unbeschichtet



Beschaffenheit	Art. - Nr.	$\varnothing$ Kugel	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME151.110S03	3 mm	94.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.110S04	4 mm	95.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.110S05	5 mm	96.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.110S06	6 mm	97.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.130S03	3 mm	114.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.130S04	4 mm	115.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.130S05	5 mm	116.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.130S06	6 mm	117.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.130S08	8 mm	119.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.110SN03	3 mm	94.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.110SN04	4 mm	95.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.110SN05	5 mm	96.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.110SN06	6 mm	97.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.130SN03	3 mm	114.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.130SN04	4 mm	115.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.130SN05	5 mm	116.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.130SN06	6 mm	117.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.130SN08	8 mm	119.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME151.110S03 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴151.110S03 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft


4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Kugelelektrode - extra lang



Abb. unbeschichtet



Beschaffenheit	Art. - Nr.	$\varnothing$ Kugel	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME151.150S03	3.0 mm	134.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.150S04	4.0 mm	135.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.150S05	5.0 mm	136.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.150S06	6.0 mm	137.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME151.150S08	8.0 mm	139.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.150SN03	3.0 mm	134.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.150SN04	4.0 mm	135.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.150SN05	5.0 mm	136.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.150SN06	6.0 mm	137.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME151.150SN08	8.0 mm	139.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME151.150S03 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4151.150S03 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden


ActiLine Einmal - Messerelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Kugelelektrode - extra lang

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. unbeschichtet, 45° gewinkelt



Beschaffenheit	Art. - Nr.	$\varnothing$ Kugel	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME152.170S02	2.0 mm	170.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME152.170S04	4.0 mm	170.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME152.235S08	8.0 mm	235.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME152.235S10	10.0 mm	235.0 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME152.285S08	8.0 mm	285.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME152.170SN02	2.0 mm	170.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME152.170SN04	4.0 mm	170.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME152.235SN08	8.0 mm	235.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME152.235SN10	10.0 mm	235.0 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME152.285SN08	8.0 mm	285.0 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME152.2350S08 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴152.2350S08 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Nadelelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Nadelelektrode - mittellang

Abb. unbeschichtet - Spitze gerade



Abb. isoliert - Spitze gerade



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Nadel	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME951.070S20	20.0 mm	70 mm	51 mm	10 Stk.
isoliert	ME951.070S03	3.0 mm	70 mm	51 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME951.070SN20	20.0 mm	70 mm	51 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME951.070SN03	3.0 mm	70 mm	51 mm	10 Stk.

Nadelelektrode - lang

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. unbeschichtet - Länge 110 mm




Abb. isoliert - Länge 110 mm



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Nadel	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME951.110S20	20.0 mm	110 mm	91 mm	10 Stk.
isoliert	ME951.110S03	3.0 mm	110 mm	91 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME951.110SN20	20.0 mm	110 mm	91 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME951.110SN03	3.0 mm	110 mm	91 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME951.070S20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4951.070S20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Nadelelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

4 - fach geriffelter Spritzguss für leichten Wechsel unter nassen Bedingungen


Nadelelektrode - extra lang

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. unbeschichtet - Länge 150 mm



Abb. isoliert - Länge 150 mm



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Nadel	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME951.150S20	20.0 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.
isoliert	ME951.150S03	3.0 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME951.150SN20	20.0 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME951.150SN03	3.0 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME951.150S20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4951.150S20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Nadelelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

Nadelelektrode - abgewinkelt

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. unbeschichtet - Spitze gewinkelt



Abb. isoliert - Spitze gerade



Abb. unbeschichtet - Spitze gewinkelt, mit Sechskantarretierung



Abb. isoliert - Spitze gerade, mit Sechskantarretierung





Abb. unbeschichtet - Spitze gewinkelt, mit Sechskantarretierung



Abb. isoliert - Spitze gerade, mit Sechskantarretierung



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	VE
unbeschichtet	ME952.070S20	70 mm	51 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME952.110S20	110 mm	91 mm	10 Stk.
unbeschichtet	ME952.150S20	150 mm	131 mm	10 Stk.
isoliert	ME952.070S03	70 mm	51 mm	10 Stk.
isoliert	ME952.110S03	110 mm	91 mm	10 Stk.
isoliert	ME952.150S03	150 mm	131 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME952.070SN20	70 mm	51 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME952.110SN20	110 mm	91 mm	10 Stk.
Titan beschichtet	ME952.150SN20	150 mm	131 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME952.070SN03	70 mm	51 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME952.110SN03	110 mm	91 mm	10 Stk.
isoliert, Titan beschichtet	ME952.150SN03	150 mm	131 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME952.110S20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4952.110S20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Telefon +41 (0)52 680 27 40 | Fax +41 (0)52 680 27 41
info@siramo.ch | www.siramo.ch



2023/08

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine XTreme Einmal - Mikrodisektions - Nadelelektroden aus Wolfram mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft


ActiLine XTreme Nadelelektrode - aus Wolfram

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Nadelelektrode isoliert, gerade, superfein

Abb. isoliert - gerade

nichtisolierte Nadelspitze



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	Nadel	VE
isoliert	ME901.030S10	30 mm	10 mm	10 Stk.
isoliert	ME901.030S20	30 mm	20 mm	10 Stk.
isoliert	ME901.040S20	40 mm	20 mm	10 Stk.
isoliert	ME901.055S10	55 mm	10 mm	10 Stk.
isoliert	ME901.065S10	65 mm	10 mm	10 Stk.
isoliert	ME901.075S10	75 mm	10 mm	10 Stk.
isoliert	ME901.100S10	100 mm	10 mm	10 Stk.
isoliert	ME901.130S10	130 mm	10 mm	10 Stk.
isoliert	ME901.150S10	150 mm	10 mm	10 Stk.
isoliert	ME901.180S10	180 mm	10 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME952.110S20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4952.110S20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden


ActiLine XTreme Einmal - Mikrodisektions - Nadelelektroden aus Wolfram mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

ActiLine XTreme Nadelelektrode - aus Wolfram

Nadelelektrode isoliert, 90° abgewinkelt, superfein

Abb. isoliert - gewinkelt 90°



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	VE
isoliert	ME902.030S10	30 mm	10 Stk.
isoliert	ME902.040S10	40 mm	10 Stk.
isoliert	ME902.055S10	55 mm	10 Stk.
isoliert	ME902.065S10	65 mm	10 Stk.
isoliert	ME902.075S10	75 mm	10 Stk.
isoliert	ME902.100S10	100 mm	10 Stk.
isoliert	ME902.130S10	130 mm	10 Stk.
isoliert	ME902.150S10	150 mm	10 Stk.
isoliert	ME902.180S10	180 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME952.110S20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)
ME4952.110S20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden


ActiLine XTreme Einmal - Mikrodisektions - Nadelelektroden aus Wolfram mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine XTreme Nadelelektrode - aus Wolfram


Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Nadelelektrode isoliert, 45° abgewinkelt, superfein

Abb. isoliert - gewinkelt 45°



Max. elektrische Belastbarkeit 4,3 kVp



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	VE
isoliert	ME903.030S10	30 mm	10 Stk.
isoliert	ME903.040S10	40 mm	10 Stk.
isoliert	ME903.055S10	55 mm	10 Stk.
isoliert	ME903.065S10	65 mm	10 Stk.
isoliert	ME903.075S10	75 mm	10 Stk.
isoliert	ME903.100S10	100 mm	10 Stk.
isoliert	ME903.130S10	130 mm	10 Stk.
isoliert	ME903.150S10	150 mm	10 Stk.
isoliert	ME903.180S10	180 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich. Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME952.110S20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)
ME4952.110S20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)


ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine XTreme Einmal - Mikrodisektions - Nadelelektroden aus Wolfram mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine XTreme Nadelelektrode - aus Wolfram

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Nadelelektrode isoliert, 45° abgewinkelt, superfein



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	VE
isoliert	ME904.030S05	30 mm	10 Stk.
isoliert	ME904.040S05	40 mm	10 Stk.
isoliert	ME904.055S05	55 mm	10 Stk.
isoliert	ME904.065S05	65 mm	10 Stk.
isoliert	ME904.075S05	75 mm	10 Stk.
isoliert	ME904.100S05	100 mm	10 Stk.
isoliert	ME904.130S05	130 mm	10 Stk.
isoliert	ME904.150S05	150 mm	10 Stk.
isoliert	ME904.180S05	180 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME952.110S20 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)
ME4952.110S20 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden


ActiLine XTreme Einmal - Mikrodissektions - Nadelelektroden aus Wolfram mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine XTreme Nadelelektrode - aus Wolfram

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Nadelelektrode isoliert, 45° biegsam, superfein

Abb. isoliert - gewinkelt 45°




Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	VE
isoliert	ME905.100S10	100 mm	10 Stk.
isoliert	ME905.130S10	130 mm	10 Stk.
isoliert	ME905.150S10	150 mm	10 Stk.
isoliert	ME905.180S10	180 mm	10 Stk.

ActiLine XTreme Nadelelektrode - aus Wolfram

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Nadelelektrode isoliert, gebogen, superfein

Abb. isoliert - gebogen



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	VE
isoliert	ME906.100S10	100 mm	10 Stk.
isoliert	ME906.130S10	130 mm	10 Stk.
isoliert	ME906.150S10	150 mm	10 Stk.
isoliert	ME906.180S10	180 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME906.100S10 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4906.100S10 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Telefon +41 (0)52 680 27 40 | Fax +41 (0)52 680 27 41
info@siramo.ch | www.siramo.ch



2023/08

ActiLine Monopolare HF Elektroden


ActiLine XTreme Einmal - Mikrodissektions - Nadelelektroden aus Wolfram mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine XTreme Nadelelektrode - aus Wolfram

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Nadelelektrode isoliert, gebogen mit abgewinkelter 45° Nadel, superfein

Abb. isoliert - gebogen, mit einer 45° abgewinkelten Nadel



Beschaffenheit	Art. - Nr.	Länge	VE
isoliert	ME907.150S05	150 mm	10 Stk.
isoliert	ME907.180S05	180 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME907.150S05 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴907.150S05 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)


ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - LLETZ - Elektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine LLETZ - Elektrode, 10 mm Weite

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, eckig



Art. - Nr.	Schlinge eckig	Schaftlänge	Arbeitslänge	VE
ME102.010S04	10 mm x 4 mm	130 mm	115 mm	10 Stk.
ME102.010S08	10 mm x 8 mm	130 mm	119 mm	10 Stk.
ME102.010S10	10 mm x 10 mm	130 mm	121 mm	10 Stk.

ActiLine LLETZ - Elektrode, 5 mm und 10 mm Weite

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund, 5 mm Weite



Abb. Drahtschlingenelektrode, rund, 10 mm Weite



Art. - Nr.	Schlinge eckig	Schaftlänge	Arbeitslänge	VE
ME101.005S05	5 mm x 5 mm	130 mm	116 mm	10 Stk.
ME101.010S05	10 mm x 5 mm	130 mm	116 mm	10 Stk.
ME101.010S08	10 mm x 8 mm	130 mm	119 mm	10 Stk.
ME101.010S10	10 mm x 10 mm	130 mm	121 mm	10 Stk.

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - LLETZ - Elektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine LLETZ - Elektrode, 15 mm Weite

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund



Art. - Nr.	Schlinge eckig	Schaftlänge	Arbeitslänge	VE
ME101.015S05	15 mm x 5 mm	130 mm	116 mm	10 Stk.
ME101.015S08	15 mm x 8 mm	130 mm	119 mm	10 Stk.
ME101.015S10	15 mm x 10 mm	130 mm	121 mm	10 Stk.
ME101.015S12	15 mm x 12 mm	130 mm	123 mm	10 Stk.
ME101.015S13	15 mm x 13 mm	130 mm	124 mm	10 Stk.
ME101.015S15	15 mm x 15 mm	130 mm	126 mm	10 Stk.

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - LLETZ - Elektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine LLETZ - Elektrode, 20 mm Weite

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund



 Art. - Nr.	Schlinge eckig	Schaftlänge	Arbeitslänge	VE
ME101.020S05	20 mm x 5 mm	130 mm	116 mm	10 Stk.
ME101.020S08	20 mm x 8 mm	130 mm	119 mm	10 Stk.
ME101.020S10	20 mm x 10 mm	130 mm	121 mm	10 Stk.
ME101.020S12	20 mm x 12 mm	130 mm	123 mm	10 Stk.
ME101.020S13	20 mm x 13 mm	130 mm	124 mm	10 Stk.
ME101.020S15	20 mm x 15 mm	130 mm	126 mm	10 Stk.
ME101.020S18	20 mm x 18 mm	130 mm	129 mm	10 Stk.
ME101.020S20	20 mm x 20 mm	130 mm	131 mm	10 Stk.

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - LLETZ - Elektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine LLETZ - Elektrode, 25 mm Weite

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund



 Art. - Nr.	Schlinge eckig	Schaftlänge	Arbeitslänge	VE
ME101.025S10	25 mm x 105 mm	130 mm	121 mm	10 Stk.
ME101.025S12	25 mm x 12 mm	130 mm	123 mm	10 Stk.
ME101.025S13	25 mm x 13 mm	130 mm	124 mm	10 Stk.
ME101.025S15	25 mm x 15 mm	130 mm	126 mm	10 Stk.
ME101.025S18	25 mm x 18 mm	130 mm	129 mm	10 Stk.
ME101.025S20	25 mm x 20 mm	130 mm	131 mm	10 Stk.
ME101.025S25	25 mm x 25 mm	130 mm	136 mm	10 Stk.

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - LLETZ - Elektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine LLETZ - Elektrode, T - Form

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund- Länge 130 mm



 Art. - Nr.	Schlinge	Schaftlänge	Arbeitslänge	VE
ME106.130S10	10 mm	130 mm	121 mm	10 Stk.
ME106.130S15	15 mm	130 mm	126 mm	10 Stk.
ME106.130S20	20 mm	130 mm	131 mm	10 Stk.
ME106.130S25	25 mm	130 mm	136 mm	10 Stk.
ME106.130S30	30 mm	130 mm	141 mm	10 Stk.
ME106.150S10	10 mm	150 mm	141 mm	10 Stk.
ME106.150S15	15 mm	150 mm	146 mm	10 Stk.
ME106.150S20	20 mm	150 mm	151 mm	10 Stk.
ME106.150S25	25 mm	150 mm	156 mm	10 Stk.
ME106.150S.30	30 mm	150 mm	161 mm	10 Stk.


ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - LLETZ - Elektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine LLETZ - Elektrode, V - Form

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund - Länge 130 mm



 Art. - Nr.	Schlinge	Schaftlänge	Arbeitslänge	VE
ME104.130S10	10 mm	130 mm	121 mm	10 Stk.
ME104.130S15	15 mm	130 mm	126 mm	10 Stk.
ME104.130S20	20 mm	130 mm	131 mm	10 Stk.
ME104.130S25	25 mm	130 mm	136 mm	10 Stk.
ME104.130S30	30 mm	130 mm	141 mm	10 Stk.
ME104.150S10	10 mm	150 mm	141 mm	10 Stk.
ME104.150S15	15 mm	150 mm	146 mm	10 Stk.
ME104.150S20	20 mm	150 mm	151 mm	10 Stk.
ME104.150S25	25 mm	150 mm	156 mm	10 Stk.
ME104.150S30	30 mm	150 mm	161 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME104.150S10 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME⁴104.150S10 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)


ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - LLETZ - Elektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine LLETZ - Elektrode, V - Form

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, eckig



 Art. - Nr.	Schlinge	Schaftlänge	Arbeitslänge	VE
ME105.130S10	10 mm	130 mm	121 mm	10 Stk.
ME105.130S15	15 mm	130 mm	126 mm	10 Stk.
ME105.150S10	10 mm	150 mm	141 mm	10 Stk.
ME105.150S15	15 mm	150 mm	146 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME105.130S10 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4105.130S10 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Konisationselektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft



Der Seitenarm der Abbildungen ist horizontal gebogen, nicht vertikal zur Spitze zeigend.





Abb. Biopsiegröße bei einer Konisationselektrode mit den Maßen:
9 mm Weite x 12 mm Tiefe



ActiLine Konisations - Elektrode, 25 mm

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Konisationselektrode 25 mm Weite (B) x 10 mm Tiefe (A)




Abb. Konisationselektrode 25 mm Weite (B) x 15 mm Tiefe (A)





Abb. Konisationselektrode 25 mm Weite (B) x 20 mm Tiefe (A)



Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	Tiefe (A)	Weite (B)	Draht (C)	VE
ME109.25S10	150 mm	131 mm	10 mm	25 mm	27 mm	10 Stk.
ME109.25S15	150 mm	131 mm	15 mm	25 mm	29 mm	10 Stk.
ME109.25S20	150 mm	131 mm	20 mm	25 mm	32 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME109.25S10 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4109.25S10 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Telefon +41 (0)52 680 27 40 | Fax +41 (0)52 680 27 41
info@siramo.ch | www.siramo.ch



2023/08

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Konisationselektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine Konisations - Elektrode

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Konisationselektrode 9 mm Weite (B) x 12 mm Tiefe (A)




Abb. Konisationselektrode 9 mm Weite (B) x 20 mm Tiefe (A)



Abb. Konisationselektrode 12 mm Weite (B) x 15 mm Tiefe (A)




Abb. Konisationselektrode 12 mm Weite (B) x 20 mm Tiefe (A)




Abb. Konisationselektrode 15 mm Weite (B) x 8 mm Tiefe (A)






Abb. Konisationselektrode 15 mm Weite (B) x 18 mm Tiefe (A)



19 mm

Arbeitslänge 131 mm



 Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	Tiefe (A)	Weite (B)	Draht (C)	VE
ME107.09S12	150 mm	131 mm	12 mm	9 mm	15 mm	10 Stk.
ME107.09S20	150 mm	131 mm	20 mm	9 mm	22 mm	10 Stk.
ME107.12S15	150 mm	131 mm	15 mm	12 mm	19 mm	10 Stk.
ME107.12S20	150 mm	131 mm	20 mm	12 mm	23 mm	10 Stk.
ME107.15S08	150 mm	131 mm	8 mm	15 mm	17 mm	10 Stk.
ME107.15S18	150 mm	131 mm	18 mm	15 mm	23 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME107.09S12 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4107.09S12 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Konisationselektroden aus Wolframdraht mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine Konisations - Elektrode

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Wolframdraht, Drahtstärke: 0.25 mm

Abb. Konisationselektrode 9 mm Weite gewinkelt (B) x 12 mm Tiefe (A)




Abb. Konisationselektrode 9 mm Weite gewinkelt (B) x 20 mm Tiefe (A)



Abb. Konisationselektrode 12 mm Weite gewinkelt (B) x 15 mm Tiefe (A)



Abb. Konisationselektrode 12 mm Weite gewinkelt (B) x 20 mm Tiefe (A)




Abb. Konisationselektrode 15 mm Weite gewinkelt (B) x 8 mm Tiefe (A)






Abb. Konisationselektrode 15 mm Weite (B) x 18 mm Tiefe (A)



 Art. - Nr.	Länge	Arbeitslänge	Tiefe (A)	Weite (B)	Draht (C)	VE
ME108.09S12	150 mm	131 mm	12 mm	9 mm	15 mm	10 Stk.
ME108.09S20	150 mm	131 mm	20 mm	9 mm	22 mm	10 Stk.
ME108.12S15	150 mm	131 mm	15 mm	12 mm	19 mm	10 Stk.
ME108.12S20	150 mm	131 mm	20 mm	12 mm	23 mm	10 Stk.
ME108.15S08	150 mm	131 mm	8 mm	15 mm	17 mm	10 Stk.
ME108.15S18	150 mm	131 mm	18 mm	15 mm	23 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME108.09S12 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

ME4108.09S12 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)


ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Drahtschlingenelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine Drahtschlingen - Elektrode, rund, isoliert

Maximale elektrische Belastbarkeit 1.5 kVp
Stahldraht, Drahtstärke: 0.3 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund, Länge 45 mm



 Art. - Nr.	$\varnothing$ Schlinge	Länge	VE
ME103.045S04	4 mm	45 mm	10 Stk.
ME103.045S05	5 mm	45 mm	10 Stk.
ME103.045S06	6 mm	45 mm	10 Stk.
ME103.045S08	8 mm	45 mm	10 Stk.
ME103.045S10	10 mm	45 mm	10 Stk.
ME103.045S12	12 mm	45 mm	10 Stk.
ME103.045S15	15 mm	45 mm	10 Stk.
ME103.045S20	20 mm	45 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME103.045S10 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)
ME4103.045S10 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden


ActiLine Einmal - Drahtschlingenelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine Drahtschlingen - Elektrode, rund, Länge 55 mm

Maximale elektrische Belastbarkeit 1.5 kVp
Stahldraht, Drahtstärke: 0.3 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund, Länge 55 mm

4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm



 Art. - Nr.	$\varnothing$ Schlinge	Länge	VE
ME103.055S04	4 mm	55 mm	10 Stk.
ME103.055S05	5 mm	55 mm	10 Stk.
ME103.055S06	6 mm	55 mm	10 Stk.
ME103.055S08	8 mm	55 mm	10 Stk.
ME103.055S10	10 mm	55 mm	10 Stk.
ME103.055S12	12 mm	55 mm	10 Stk.
ME103.055S15	15 mm	55 mm	10 Stk.
ME103.055S20	20 mm	55 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME103.055S10 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)
ME4103.055S10 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)


ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Drahtschlingenelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine Drahtschlingen - Elektrode, rund, isoliert

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund, Länge 70 mm

Maximale elektrische Belastbarkeit 1.5 kVp
Stahldraht, Drahtstärke: 0.3 mm



 Art. - Nr.	$\varnothing$ Schlinge	Länge	VE
ME103.070S04	4 mm	70 mm	10 Stk.
ME103.070S05	5 mm	70 mm	10 Stk.
ME103.070S06	6 mm	70 mm	10 Stk.
ME103.070S08	8 mm	70 mm	10 Stk.
ME103.070S10	10 mm	70 mm	10 Stk.
ME103.070S12	12 mm	70 mm	10 Stk.
ME103.070S15	15 mm	70 mm	10 Stk.
ME103.070S20	20 mm	70 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME103.070S12 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)
ME4103.070S12 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)


ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Drahtschlingenelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine Drahtschlingen - Elektrode, rund, isoliert

Maximale elektrische Belastbarkeit 1.5 kVp
Stahldraht, Drahtstärke: 0.3 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund, Länge 100 mm



Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME103.100S12 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)
ME⁴103.100S12 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

 Art. - Nr.	$\varnothing$ Schlinge	Länge	VE
ME103.100S04	4 mm	100 mm	10 Stk.
ME103.100S05	5 mm	100 mm	10 Stk.
ME103.100S06	6 mm	100 mm	10 Stk.
ME103.100S08	8 mm	100 mm	10 Stk.
ME103.100S10	10 mm	100 mm	10 Stk.
ME103.100S12	12 mm	100 mm	10 Stk.
ME103.100S15	15 mm	100 mm	10 Stk.
ME103.100S20	20 mm	100 mm	10 Stk.


ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Drahtschlingenelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine Drahtschlingen - Elektrode, rund, isoliert

Maximale elektrische Belastbarkeit 1.5 kVp
Stahldraht, Drahtstärke: 0.3 mm

Abb. Drahtschlingenelektrode, rund, Länge 150 mm



Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

ME103.150S12 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)
ME⁴103.150S12 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

 Art. - Nr.	$\varnothing$ Schlinge	Länge	VE
ME103.150S04	4 mm	150 mm	10 Stk.
ME103.150S05	5 mm	150 mm	10 Stk.
ME103.150S06	6 mm	150 mm	10 Stk.
ME103.150S08	8 mm	150 mm	10 Stk.
ME103.150S10	10 mm	150 mm	10 Stk.
ME103.150S12	12 mm	150 mm	10 Stk.
ME103.150S15	15 mm	150 mm	10 Stk.
ME103.150S20	20 mm	150 mm	10 Stk.

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Arthroskopieelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft

ActiLine Arthroskopie - Elektroden 90°

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. Tastelektrode, 90° gewinkelt, $\varnothing$ Spatel 1,5 mm, Länge 150 mm



Arbeitslänge z.B. 131

Nadelelektrode, 90° gewinkelt:



Messerelektrode, 45° gewinkelt:



Tastelektrode, 90° gewinkelt:



Art. - Nr.	Bezeichnung	Spitze	Länge	Arbeitslänge	VE
MAE01.150S030D015	Tastelektrode, 90° abgewinkelt	3.0 mm x 1.5 mm	150mm	131 mm	10 Stk.
MAE01.150S040D015	Tastelektrode, 90° abgewinkelt	4.0 mm x 1.5 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.
MAE02.150S015D006	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt	1.5 mm x 0.6 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.
MAE02.150S040D006	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt	4.0 mm x 0.6 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.
MAE02.150S025D008	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt	2.5 mm x 0.8 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.
MAE02.150S040D008	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt	4.0 mm x 0.8 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.
MAE03.150S040D015	Messerelektrode, 90° abgewinkelt	4.0 mm x 1.5 mm	150 mm	131 mm	10 Stk.
MAE01.210S030D015	Tastelektrode, 90° abgewinkelt	3.0 mm x 1.5 mm	210 mm	191 mm	10 Stk.
MAE01.210S040D015	Tastelektrode, 90° abgewinkelt	4.0 mm x 1.5 mm	210 mm	191 mm	10 Stk.
MAE02.210S015D006	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt	1.5 mm x 0.6 mm	210 mm	191 mm	10 Stk.
MAE02.210S040D006	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt	4.0 mm x 0.6 mm	210 mm	191 mm	10 Stk.
MAE02.210S025D008	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt	2.5 mm x 0.8 mm	210 mm	191 mm	10 Stk.
MAE02.210S040D008	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt	4.0 mm x 0.8 mm	210 mm	191 mm	10 Stk.
MAE03.210S040D015	Messerelektrode, 90° abgewinkelt	4.0 mm x 1.5 mm	210 mm	191 mm	10 Stk.

Alle 2.4 mm Spatelektroden sind auch als Elektrode mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft erhältlich.
Die Artikelnummer wird mit einer "4" nach den ersten zwei Buchstaben ergänzt.

Beispiel:

MAE01.150S030D015 ($\varnothing$ 2.4 mm Schaft)

MAE401.150S030D015 ($\varnothing$ 4.0 mm Schaft)

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Laparoskopieelektroden mit $\varnothing$ 2.4 mm Schaft für 5.0 mm Trokare geeignet

ActiLine Laparoskopie - Elektroden

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp
Nur mit Elektrodenhandgriff zu verwenden

Abb. L-Haken-Elektrode



Abb. J-Haken-Elektrode



Abb. Spatelektrode, gebogen



Abb. Spatelektrode, gerade



Abb. Kugelelektrode



Abb. Nadelelektrode



19 mm

Arbeitslänge 360 oder 450 mm

Art. - Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
MLE01.360S05	L - Haken	360 mm	10 Stk.
MLE01.450S05	L - Haken	450 mm	10 Stk.
MLE02.360S05	J - Haken	360 mm	10 Stk.
MLE02.450S05	J - Haken	450 mm	10 Stk.
MLE03.360S05	Spatelektrode gebogen	360 mm	10 Stk.
MLE03.450S05	Spatelektrode gebogen	450 mm	10 Stk.
MLE04.360S05	Spatelektrode gerade	360 mm	10 Stk.
MLE04.450S05	Spatelektrode gerade	450 mm	10 Stk.
MLE05.360S05	Kugelelektrode	360 mm	10 Stk.
MLE05.450S05	Kugelelektrode	450 mm	10 Stk.
MLE06.360S05	Nadelelektrode	360 mm	10 Stk.
MLE06.450S05	Nadelelektrode	450 mm	10 Stk.

Art. - Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
MLE01.360N05	L - Haken	360 mm	10 Stk.
MLE01.450N05	L - Haken	450 mm	10 Stk.
MLE02.360N05	J - Haken	360 mm	10 Stk.
MLE02.450N05	J - Haken	450 mm	10 Stk.
MLE03.360N05	Spatelektrode gebogen	360 mm	10 Stk.
MLE03.450N05	Spatelektrode gebogen	450 mm	10 Stk.
MLE04.360N05	Spatelektrode gerade	360 mm	10 Stk.
MLE04.450N05	Spatelektrode gerade	450 mm	10 Stk.
MLE05.360N05	Kugelelektrode	360 mm	10 Stk.
MLE05.450N05	Kugelelektrode	450 mm	10 Stk.
MLE06.360N05	Nadelelektrode	360 mm	10 Stk.
MLE06.450N05	Nadelelektrode	450 mm	10 Stk.

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Elektroden mit **ø 4.0 mm** Schaft

ActiLine Einmal - Elektroden - mit ø 4.0 mm Schaft

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp




Abb. unbeschichtet - Spitze gerade



Abb. unbeschichtet - Spitze gerade




Abb. isoliert - Spitze gerade



Abb. unbeschichtet - Spitze gewinkelt



Abb. isoliert - Spitze gewinkelt



Alle **ActiLine Spatel-, Messer-, Kugel-, Nadel- und einige LLETZ - Elektroden** sowie alle **ActiLine XTreme** Elektroden sind auch als Elektrode mit ø 4.0 mm Schaft erhältlich.

Die Artikelnummer mit ø 2.4 mm Schaft wird mit einer **"4"** nach den ersten zwei oder drei Buchstaben ergänzt für den Artikel mit ø 4.0 mm Schaft.

Beispiel:

MAE01.150S030D015 (ø 2.4 mm Schaft)

MAE**4**01.150S030D015 (ø 4.0 mm Schaft)

Art. - Nr.	Beschaffenheit	Beschreibung	Länge	VE
ME4201.055S20	unbeschichtet	Spatelektrode	55 mm	10 Stk.
ME4951.055S20	unbeschichtet	Nadelektrode gerade	55 mm	10 Stk.
ME4952.055S20	unbeschichtet	Nadelektrode abgewinkelt	55 mm	10 Stk.
ME4951.055S03	isoliert	Nadelektrode gerade	55 mm	10 Stk.
ME4952.055S03	isoliert	Nadelektrode abgewinkelt	55 mm	10 Stk.
ME4201.055SN20	Titan beschichtet	Spatelektrode	55 mm	10 Stk.
ME4951.055SN20	Titan beschichtet	Nadelektrode gerade	55 mm	10 Stk.
ME4952.055SN20	Titan beschichtet	Nadelektrode abgewinkelt	55 mm	10 Stk.
ME4951.055SN03	isoliert, Titan beschichtet	Nadelektrode gerade	55 mm	10 Stk.
ME4952.055SN03	isoliert, Titan beschichtet	Nadelektrode abgewinkelt	55 mm	10 Stk.

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Einmal - Laparoskopieelektroden mit $\varnothing$ 4.0 mm Schaft für 5.0 mm Trokare geeignet

ActiLine Einmal - Laparoskopieelektroden

Maximale elektrische Belastbarkeit 4.3 kVp

Abb. L-Haken-Elektrode



Abb. J-Haken-Elektrode



Abb. Spatelektrode, gebogen



Abb. Spatelektrode, gerade



Abb. Kugelelektrode



Abb. Nadelelektrode



70 mm

Arbeitslänge z.B. 360 mm



Art. - Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
MLE401.360S05	L - Haken	360 mm	10 Stk.
MLE401.450S05	L - Haken	450 mm	10 Stk.
MLE402.360S05	J - Haken	360 mm	10 Stk.
MLE402.450S05	J - Haken	450 mm	10 Stk.
MLE403.360S05	Spatelektrode gebogen	360 mm	10 Stk.
MLE403.450S05	Spatelektrode gebogen	450 mm	10 Stk.
MLE404.360S05	Spatelektrode gerade	360 mm	10 Stk.
MLE404.450S05	Spatelektrode gerade	450 mm	10 Stk.
MLE405.360S05	Kugelelektrode	360 mm	10 Stk.
MLE405.450S05	Kugelelektrode	450 mm	10 Stk.
MLE406.360S05	Nadelelektrode	360 mm	10 Stk.
MLE406.450S05	Nadelelektrode	450 mm	10 Stk.

Art. - Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
MLE401.360N05	L - Haken	360 mm	10 Stk.
MLE401.450N05	L - Haken	450 mm	10 Stk.
MLE402.360N05	J - Haken	360 mm	10 Stk.
MLE402.450N05	J - Haken	450 mm	10 Stk.
MLE403.360N05	Spatelektrode gebogen	360 mm	10 Stk.
MLE403.450N05	Spatelektrode gebogen	450 mm	10 Stk.
MLE404.360N05	Spatelektrode gerade	360 mm	10 Stk.
MLE404.450N05	Spatelektrode gerade	450 mm	10 Stk.
MLE405.360N05	Kugelelektrode	360 mm	10 Stk.
MLE405.450N05	Kugelelektrode	450 mm	10 Stk.
MLE406.360N05	Nadelelektrode	360 mm	10 Stk.
MLE406.450N05	Nadelelektrode	450 mm	10 Stk.

ActiLine Monopolare HF Elektroden

ActiLine Anschlusskabel für Einmal - Laparoskopie - / Endoskopieelektroden und Einmal - Spatel Elektroden mit **ø 4.0 mm** Schaft

Zubehör:

Monopolares Anschlusskabel für Laparoskopie / Endoskopie mit 4.0 mm Schaft

Stecker Geräteseite:



Internationaler 3 Pin
Valleylab, Bowa,
ERBE international,
Martin international



Bovie Standard
Bovie, Bowa,
Valleylab



ERBE Standard
ERBE ACC/ICC/VIO,
Karls Storz



Martin Standard
Martin / KLS Martin,
Berchtold, Aesculap




US Standard / Banana Plug
ERBE T - Series (MO4)

Art. - Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
FD101MC01S3	US Standard	3 m	10 Stk.
FD102MC01S3	Bovie Standard	3 m	10 Stk.
FD103MC01S3	Internationaler 3 Pin	3 m	10 Stk.
FD104MC01S3	Martin Standard	3 m	10 Stk.
FD105MC01S3	ERBE Standard	3 m	10 Stk.
FD101MC01S5	US Standard	5 m	10 Stk.
FD102MC01S5	Bovie Standard	5 m	10 Stk.
FD103MC01S5	Internationaler 3 Pin	5 m	10 Stk.
FD104MC01S5	Martin Standard	5 m	10 Stk.
FD105MC01S5	ERBE Standard	5 m	10 Stk.

Stecker Instrumentenseite: ø 4.0 mm



Abb. Spatelektrode, schneidend, mit 4,0 mm Schaft, ø Spatel 2 mm



Art. - Nr.	Beschaffenheit	Messer	Länge	Arbeitslänge	VE
MLE401.360S05	unbeschichtet	2 mm x 6 mm	62 mm	50 mm	10 Stk.
MLE401.450S05	unbeschichtet	2 mm x 6 mm	77 mm	65 mm	10 Stk.
MLE402.360S05	Titan beschichtet	2 mm x 6 mm	62 mm	50 mm	10 Stk.
MLE402.450S05	Titan beschichtet	2 mm x 6 mm	77 mm	65 mm	10 Stk.

HNO - Koagulationssauger

Einmal - Koagulationssauger von **Bovie** mit flexiblem 152 mm Schaft, wahlweise mit Hand - oder Fusschalter Aktivierung

Drei verschiedene Schaftdurchmesser

			
Charrière (Fr)	12	10	8
Durchmesser (mm)	4	3.3	2.7
Durchmesser (inches)	0.158	0.131	0.105
			

Über Handschalter gesteuert



Art. - Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
BO.HN10.CH08	Koagulationssauger Schaft ø 8 Fr , 3 m Kabel mit Standard 3-Pin-Stecker (International) mit 2 Knöpfen (CUT und COAG)	150 mm	10 Stk.
BO.HN10.CH10	Koagulationssauger Schaft ø 10 Fr , 3 m Kabel mit Standard 3-Pin-Stecker (International) mit 2 Knöpfen (CUT und COAG)	150 mm	10 Stk.
BO.HN10.CH12	Koagulationssauger Schaft ø 12 Fr , 3 m Kabel mit Standard 3-Pin-Stecker (International) mit 2 Knöpfen (CUT und COAG)	150 mm	10 Stk.

Über Fusschalter gesteuert



Art. - Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
BO.HN11.CH08	Koagulationssauger Schaft ø 8 Fr , 3 m Kabel mit Standard 3-Pin-Stecker (International) Fusschalter gesteuert	150 mm	10 Stk.
BO.HN11.CH10	Koagulationssauger Schaft ø 10 Fr , 3 m Kabel mit Standard 3-Pin-Stecker (International) Fusschalter gesteuert	150 mm	10 Stk.
BO.HN11.CH12	Koagulationssauger Schaft ø 12 Fr , 3 m Kabel mit Standard 3-Pin-Stecker (International) Fusschalter gesteuert	150 mm	10 Stk.

ActiLine EcoCeps


Bipolare Einmal - Pinzetten - die hochwertige ökonomische Lösung

- Hochprofilriffelung für ermüdungsfreien Halt (mit Handschuhen)
- Präzises Fassen und Manipulieren von Gewebe
- Bewährte Funktionalität wie bei Mehrweg Pinzetten
- Vielzahl an Formen, Grössen und Längen für ein breites Einsatzspektrum
- Standard - und Spezialanschlüsse für alle gängigen Geräte

Bipolare Pinzetten - Modelle

Bipolare Pinzetten - der Klassiker

Bipolare Pinzetten zum Einmalgebrauch in Premiumqualität: Soft - Closing, kein Überkreuzen, stets Spitze an Spitze, standardisierte Abstände der Spitzen, an Handschuhe angepasste rutschfeste Griffrieffelung, Spitzen von 0.3 mm bis 2.0 mm, gerade und abgewinkelt



Bipolare Pinzetten - mit Titanbeschichtung

Die Spitze besteht aus einer hochwirksamen Titan - Antihaft - Beschichtung. Alle bipolaren Einweg - Pinzetten sind auch mit Titanbeschichtung erhältlich. Bei der hochwirksamen Antihaft - Beschichtung aus Titan entstehen bei der Verbrennung keine fluoridierten Verbindungen, wie bei PTFE - Beschichtungen. (Bestellcodes: wie bei den bipolaren Einweg - Pinzetten lediglich mit "-T" am Ende).



Bipolare Pinzetten - mit Silberspitze

Alle bipolaren Einweg - Pinzetten sind auch mit einer Spitze aus reinem Silber erhältlich. Die Silberspitze verstärkt den Antihafteffekt und leitet die Wärme schnellstmöglich weiter. (Bestellcodes: wie bei den bipolaren Einweg - Pinzetten lediglich mit "-S" am Ende).



Bipolare Pinzetten - mit Wolframspitze

Alle bipolaren Einweg - Pinzetten sind auch mit einer Spitze aus Wolfram erhältlich. Die Innenflächen der Spitzen sind "diamond dusted".



ActiLine EcoCeps

Bipolare Einmal - Pinzetten - die hochwertige ökonomische Lösung

Bipolare Pinzetten - mit integrierter Spülung


Bipolare Einmal - Pinzetten, gerade und abgewinkelt sowie Bayonett gerade und abgewinkelt sind auch mit integrierter Spülkanal erhältlich.

Durch einen eingebauten Spülkanal, der am Pinzettenschenkel beginnt und an der Pinzettenspitze endet, wird ein Sprühnebel direkt auf die Koagulationsfläche abgegeben.



Bipolare Pinzetten - mit fix verbundenem Kabel

Alle bipolaren Einmal - Pinzetten sind auch mit einem fixen Kabel in den Längen 3, 4 und 5 Meter mit internationalem 2 - Pin Stecker oder auch mit speziellen Steckern bekannter Hersteller auf speziellem Kundenwunsch erhältlich. Bitte fragen Sie uns für die entsprechenden Mindestbestellmengen an.



Bipolare Pinzetten - Sondermodelle EcoCeps XTreme

Für sensitive Rückkopplung durch optimale Sicht, mit besonderem Soft - Closing und mit für längere Eingriffe optimierte Griffigkeit.



Bipolar Pinzetten - Produkteschlüssel (Informationen zur Bestellung)

BF XXX . DDD TTT LLL . F PP C

Kabellänge

3 / 4 / 5 Meter

Anschlussstecker

4M Martin Standard
3E ERBE Standard
2F Valleylab (International 28 mm)
1B US Standard

2 mm - pins fix plug
4 mm - pin protected plug
two 4 mm - pins fix plug
two-separates plugs

Mit integriertem Kabel

Pinzettenlänge

Material / Beschichtung der Spitze

S Standard / Edelstahl
ST Wolfram Spitze
SN Titan Spitze
SNS Silber Spitze

Durchmesser der Spitze

Pinzetten Modell

Modell, Ausrichtung der Spitze, Stecker (Flach- oder US 2-Pin-Stecker), XTreme, integrierter Spülung

Bipolar Pinzette ActiLine EcoCeps

ActiLine EcoCeps

Bipolare Einmal - Pinzetten - die hochwertige ökonomische Lösung



Europäischer Flachstecker



Europäischer Flachstecker (Standard)

Alle bipolaren Pinzetten werden standardmässig mit europäischen Flachstecker geliefert

US Stiftstecker (Nur auf Kundenwunsch)

Alle bipolaren Pinzetten werden standardmässig mit europäischen Flachstecker geliefert



US Stiftstecker



Stecker Instrumentenseite:




Flachstecker abgewinkelt (Standard Stecker)



2 - Pin Stecker für US Stiftstecker (Nur auf Kundenwunsch)


Stecker Geräteseite:




ERBE ACC / IUCC, ERBE T Series, ERBE VIO, Storz



Martin, Integra, Aesculap, ACMI, Berchtold, Sutter, BM780



Valleylab, Limidey, BOWA, Aesculap, EMC, Soring, Olympus, ERBE International



U.S. Standard, Eschmann, Petas, Codman, Conmed, Olympus, Valleylab, ERBE VIO International

ActiLine EcoCeps

Bipolare Einmal - Pinzetten - gerade und abgewinkelt

Bipolar Pinzette gerade



Länge 140 mm		
Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF001.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF001.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF001.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF001.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF001.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF001.020S140	2.0 mm	10 Stk.
Länge 160 mm		
BF001.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF001.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF001.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF001.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF001.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF001.020S160	2.0 mm	10 Stk.
Länge 180 mm		
BF001.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF001.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF001.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF001.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF001.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF001.020S180	2.0 mm	10 Stk.
Länge 200 mm		
BF001.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF001.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF001.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF001.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF001.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF001.020S200	2.0 mm	10 Stk.
Länge 220 mm		
BF001.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF001.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF001.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF001.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF001.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF001.020S220	2.0 mm	10 Stk.
Länge 240 mm		
BF001.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF001.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF001.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF001.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF001.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF001.020S240	2.0 mm	10 Stk.

Bipolar Pinzette abgewinkelt



Länge 140 mm		
Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF002.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF002.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF002.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF002.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF002.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF002.020S140	2.0 mm	10 Stk.
Länge 160 mm		
BF002.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF002.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF002.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF002.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF002.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF002.020S160	2.0 mm	10 Stk.
Länge 180 mm		
BF002.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF002.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF002.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF002.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF002.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF002.020S180	2.0 mm	10 Stk.
Länge 200 mm		
BF002.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF002.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF002.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF002.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF002.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF002.020S200	2.0 mm	10 Stk.
Länge 220 mm		
BF002.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF002.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF002.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF002.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF002.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF002.020S220	2.0 mm	10 Stk.
Länge 240 mm		
BF002.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF002.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF002.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF002.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF002.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF002.020S240	2.0 mm	10 Stk.

ActiLine EcoCeps

Bipolare Einmal - Pinzetten - Bajonett gerade und nach unten abgewinkelt

Bajonett gerade



Länge 140 mm		
Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF005.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF005.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF005.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF005.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF005.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF005.020S140	2.0 mm	10 Stk.
Länge 160 mm		
BF005.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF005.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF005.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF005.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF005.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF005.020S160	2.0 mm	10 Stk.
Länge 180 mm		
BF005.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF005.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF005.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF005.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF005.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF005.020S180	2.0 mm	10 Stk.
Länge 200 mm		
BF005.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF005.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF005.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF005.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF005.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF005.020S200	2.0 mm	10 Stk.
Länge 220 mm		
BF005.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF005.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF005.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF005.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF005.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF005.020S220	2.0 mm	10 Stk.
Länge 240 mm		
BF005.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF005.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF005.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF005.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF005.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF005.020S240	2.0 mm	10 Stk.

Bajonett nach unten abgewinkelt



Länge 140 mm		
Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF006.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF006.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF006.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF006.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF006.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF006.020S140	2.0 mm	10 Stk.
Länge 160 mm		
BF006.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF006.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF006.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF006.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF006.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF006.020S160	2.0 mm	10 Stk.
Länge 180 mm		
BF006.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF006.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF006.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF006.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF006.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF006.020S180	2.0 mm	10 Stk.
Länge 200 mm		
BF006.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF006.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF006.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF006.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF006.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF006.020S200	2.0 mm	10 Stk.
Länge 220 mm		
BF006.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF006.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF006.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF006.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF006.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF006.020S220	2.0 mm	10 Stk.
Länge 240 mm		
BF006.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF006.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF006.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF006.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF006.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF006.020S240	2.0 mm	10 Stk.

ActiLine EcoCeps

Bipolare Einmal - Pinzetten - gerade und abgewinkelt

Bajonett nach oben
abgewinkelt



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF007.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF007.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF007.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF007.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF007.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF007.020S140	2.0 mm	10 Stk.

Länge 160 mm

BF007.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF007.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF007.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF007.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF007.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF007.020S160	2.0 mm	10 Stk.

Länge 180 mm

BF007.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF007.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF007.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF007.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF007.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF007.020S180	2.0 mm	10 Stk.

Länge 200 mm

BF007.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF007.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF007.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF007.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF007.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF007.020S200	2.0 mm	10 Stk.

Länge 220 mm

BF007.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF007.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF007.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF007.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF007.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF007.020S220	2.0 mm	10 Stk.

Länge 240 mm

BF007.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF007.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF007.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF007.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF007.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF007.020S240	2.0 mm	10 Stk.

Adson



Länge 120 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF014.003S120	0.3 mm	10 Stk.
BF014.005S120	0.5 mm	10 Stk.
BF014.007S120	0.7 mm	10 Stk.
BF014.010S120	1.0 mm	10 Stk.
BF014.015S120	1.5 mm	10 Stk.

Länge 150 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF014.003S150	0.3 mm	10 Stk.
BF014.005S150	0.5 mm	10 Stk.
BF014.007S150	0.7 mm	10 Stk.
BF014.010S150	1.0 mm	10 Stk.
BF014.015S150	1.5 mm	10 Stk.

Jeweler #5 gerade



Länge 117 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF011.002S117	0.25 mm	10 Stk.
BF011.003S117	0.3 mm	10 Stk.
BF011.005S117	0.5 mm	10 Stk.
BF011.007S117	0.7 mm	10 Stk.
BF011.010S117	1.0 mm	10 Stk.

Jeweler #5 abgewinkelt



Länge 117 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF012.002S117	0.25 mm	10 Stk.
BF012.003S117	0.3 mm	10 Stk.
BF012.005S117	0.5 mm	10 Stk.
BF012.007S117	0.7 mm	10 Stk.
BF012.010S117	1.0 mm	10 Stk.

ActiLine EcoCeps

Bipolare Einmal - Pinzetten - Sondergrössen

Jeweler #7 abgewinkelt



Länge 117 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF013.003S117	0.25 mm	10 Stk.
BF013.005S117	0.3 mm	10 Stk.
BF013.007S117	0.5 mm	10 Stk.
BF013.010S117	0.7 mm	10 Stk.
BF013.015S117	1.0 mm	10 Stk.

McPherson, abgewinkelt



Länge 100 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF016.002S100	0.25 mm	10 Stk.
BF016.003S100	0.3 mm	10 Stk.
BF016.005S100	0.5 mm	10 Stk.
BF016.007S100	0.7 mm	10 Stk.
BF016.010S100	1.0 mm	10 Stk.

McPherson, gerade



Länge 110 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF015.002S100	0.25 mm	10 Stk.
BF015.003S100	0.3 mm	10 Stk.
BF015.005S100	0.5 mm	10 Stk.
BF015.007S100	0.7 mm	10 Stk.
BF015.010S100	1.0 mm	10 Stk.

ActiLine EcoCeps XTreme

Bipolare Einmal - Pinzetten - Sondermodelle, ideal für langanhaltendes und filigranes arbeiten

Pinzette gerade



Länge 140 mm		
Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF026.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF026.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF026.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF026.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF026.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF026.020S140	2.0 mm	10 Stk.
Länge 160 mm		
BF026.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF026.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF026.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF026.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF026.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF026.020S160	2.0 mm	10 Stk.
Länge 180 mm		
BF026.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF026.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF026.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF026.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF026.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF005.020S180	2.0 mm	10 Stk.
Länge 200 mm		
BF026.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF026.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF026.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF026.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF026.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF026.020S200	2.0 mm	10 Stk.
Länge 220 mm		
BF026.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF026.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF026.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF026.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF026.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF026.020S220	2.0 mm	10 Stk.
Länge 240 mm		
BF026.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF026.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF026.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF026.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF026.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF026.020S240	2.0 mm	10 Stk.

Pinzette abgewinkelt



Länge 140 mm		
Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF027.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF027.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF027.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF027.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF027.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF027.020S140	2.0 mm	10 Stk.
Länge 160 mm		
BF027.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF027.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF027.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF027.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF027.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF027.020S160	2.0 mm	10 Stk.
Länge 180 mm		
BF027.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF027.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF027.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF027.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF027.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF027.020S180	2.0 mm	10 Stk.
Länge 200 mm		
BF027.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF027.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF027.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF027.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF027.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF027.020S200	2.0 mm	10 Stk.
Länge 220 mm		
BF027.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF027.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF027.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF027.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF027.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF027.020S220	2.0 mm	10 Stk.
Länge 240 mm		
BF027.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF027.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF027.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF027.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF027.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF027.020S240	2.0 mm	10 Stk.

ActiLine EcoCeps XTreme

Bipolare Einmal - Pinzetten - Sondermodelle, ideal für langanhaltendes und filigranes arbeiten

Pinzette gerade



Länge 140 mm		
Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF017.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF017.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF017.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF017.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF017.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF017.020S140	2.0 mm	10 Stk.
Länge 160 mm		
BF017.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF017.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF017.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF017.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF017.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF017.020S160	2.0 mm	10 Stk.
Länge 180 mm		
BF017.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF017.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF017.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF017.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF017.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF017.020S180	2.0 mm	10 Stk.
Länge 200 mm		
BF017.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF017.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF017.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF017.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF017.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF017.020S200	2.0 mm	10 Stk.
Länge 220 mm		
BF017.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF017.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF017.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF017.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF017.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF017.020S220	2.0 mm	10 Stk.
Länge 240 mm		
BF017.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF017.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF017.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF017.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF017.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF017.020S240	2.0 mm	10 Stk.

Pinzette abgewinkelt



Länge 140 mm		
Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF018.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF018.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF018.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF018.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF018.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF018.020S140	2.0 mm	10 Stk.
Länge 160 mm		
BF018.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF018.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF018.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF018.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF018.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF018.020S160	2.0 mm	10 Stk.
Länge 180 mm		
BF018.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF018.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF018.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF018.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF018.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF018.020S180	2.0 mm	10 Stk.
Länge 200 mm		
BF018.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF018.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF018.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF018.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF018.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF018.020S200	2.0 mm	10 Stk.
Länge 220 mm		
BF018.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF018.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF018.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF018.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF018.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF018.020S220	2.0 mm	10 Stk.
Länge 240 mm		
BF018.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF018.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF018.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF018.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF018.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF018.020S240	2.0 mm	10 Stk.

ActiLine EcoCeps XTreme

Bipolare Einmal - Pinzetten - Sondermodelle, ideal für langanhaltendes und filigranes arbeiten

Pinzette gerade

Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF019.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF019.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF019.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF019.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF019.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF019.020S140	2.0 mm	10 Stk.

Länge 160 mm

BF019.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF019.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF019.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF019.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF019.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF019.020S160	2.0 mm	10 Stk.

Länge 180 mm

BF019.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF019.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF019.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF019.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF019.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF019.020S180	2.0 mm	10 Stk.

Länge 200 mm

BF019.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF019.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF019.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF019.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF019.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF019.020S200	2.0 mm	10 Stk.

Länge 220 mm

BF019.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF019.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF019.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF019.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF019.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF019.020S220	2.0 mm	10 Stk.

Länge 240 mm

BF019.003S240	0.3 mm	10 Stk.
BF019.005S240	0.5 mm	10 Stk.
BF019.007S240	0.7 mm	10 Stk.
BF019.010S240	1.0 mm	10 Stk.
BF019.015S240	1.5 mm	10 Stk.
BF019.020S240	2.0 mm	10 Stk.

Pinzette abgewinkelt

Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF020.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF020.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF020.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF020.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF020.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF020.020S140	2.0 mm	10 Stk.

Länge 160 mm

BF020.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF020.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF020.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF020.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF020.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF020.020S160	2.0 mm	10 Stk.

Länge 180 mm

BF020.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF020.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF020.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF020.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF020.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF020.020S180	2.0 mm	10 Stk.

Länge 200 mm

BF020.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF020.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF020.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF020.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF020.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF020.020S200	2.0 mm	10 Stk.

Länge 220 mm

BF020.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF020.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF020.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF020.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF020.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF020.020S220	2.0 mm	10 Stk.

ActiLine EcoCeps XTreme

Bipolare Einmal - Pinzetten - Sondermodelle, ideal für langanhaltendes und filigranes arbeiten

Pinzette gerade



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF021.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF021.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF021.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF021.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF021.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF021.020S140	2.0 mm	10 Stk.

Länge 160 mm

BF021.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF021.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF021.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF021.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF021.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF021.020S160	2.0 mm	10 Stk.

Länge 180 mm

BF021.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF021.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF021.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF021.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF021.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF021.020S180	2.0 mm	10 Stk.

Länge 200 mm

BF021.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF021.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF021.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF021.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF021.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF021.020S200	2.0 mm	10 Stk.

Länge 220 mm

BF021.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF021.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF021.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF021.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF021.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF021.020S220	2.0 mm	10 Stk.

Pinzette abgewinkelt



Länge 140 mm

Artikel Nr.	ø Spitze	VE *
BF022.003S140	0.3 mm	10 Stk.
BF022.005S140	0.5 mm	10 Stk.
BF022.007S140	0.7 mm	10 Stk.
BF022.010S140	1.0 mm	10 Stk.
BF022.015S140	1.5 mm	10 Stk.
BF022.020S140	2.0 mm	10 Stk.

Länge 160 mm

BF022.003S160	0.3 mm	10 Stk.
BF022.005S160	0.5 mm	10 Stk.
BF022.007S160	0.7 mm	10 Stk.
BF022.010S160	1.0 mm	10 Stk.
BF022.015S160	1.5 mm	10 Stk.
BF022.020S160	2.0 mm	10 Stk.

Länge 180 mm

BF022.003S180	0.3 mm	10 Stk.
BF022.005S180	0.5 mm	10 Stk.
BF022.007S180	0.7 mm	10 Stk.
BF022.010S180	1.0 mm	10 Stk.
BF022.015S180	1.5 mm	10 Stk.
BF022.020S180	2.0 mm	10 Stk.

Länge 200 mm

BF022.003S200	0.3 mm	10 Stk.
BF022.005S200	0.5 mm	10 Stk.
BF022.007S200	0.7 mm	10 Stk.
BF022.010S200	1.0 mm	10 Stk.
BF022.015S200	1.5 mm	10 Stk.
BF022.020S200	2.0 mm	10 Stk.

Länge 220 mm

BF022.003S220	0.3 mm	10 Stk.
BF022.005S220	0.5 mm	10 Stk.
BF022.007S220	0.7 mm	10 Stk.
BF022.010S220	1.0 mm	10 Stk.
BF022.015S220	1.5 mm	10 Stk.
BF022.020S220	2.0 mm	10 Stk.

Vertrieb Europa:



mareva GmbH

Gewerbestrasse 31
DE-78244 Gottmadingen



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@mareva-medical.com



www.mareva-medical.com



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch