

# MEHRWEG PRODUKTE



**siramo**  
SWITZERLAND

#### Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

# Laminektomie Stanzen

## **Disclaimer**

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

**siramo**  
SWITZERLAND

siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)

## Stanzen in schwarz oder silber matt / blendfrei

**Unsere Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanzen, sind in allen Formen (Grossmaul Stanze, Gerade, Bajonett, Aufgebogen und Dünnfuss oder Standard) und in allen Längen(18, 20, 23, 25, 28 und 30cm) in schwarz / beschichtet oder silber matt / blendfrei erhältlich**

**Für Sonderformen fragen Sie uns bitte an**



## MAUL 40° NACH OBEN, DÜNNFUSS

*Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Dünnfuss, zerlegbar. Maul 40°. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm*



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	ZDF01-18-40BL	ZDF01-20-40BL	ZDF01-23-40BL	ZDF01-25-40BL	ZDF01-28-40BL	ZDF01-30-40BL
2 mm	ZDF02-18-40BL	ZDF02-20-40BL	ZDF02-23-40BL	ZDF02-25-40BL	ZDF02-28-40BL	ZDF02-30-40BL
3 mm	ZDF03-18-40BL	ZDF03-20-40BL	ZDF03-23-40BL	ZDF03-25-40BL	ZDF03-28-40BL	ZDF03-30-40BL
4 mm	ZDF04-18-40BL	ZDF04-20-40BL	ZDF04-23-40BL	ZDF04-25-40BL	ZDF04-28-40BL	ZDF04-30-40BL
5 mm	ZDF05-18-40BL	ZDF05-20-40BL	ZDF05-23-40BL	ZDF05-25-40BL	ZDF05-28-40BL	ZDF05-30-40BL
6 mm	ZDF06-18-40BL	ZDF06-20-40BL	ZDF06-23-40BL	ZDF06-25-40BL	ZDF06-28-40BL	ZDF06-30-40BL

*Sämtliche in diesem Katalog präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.*

## **MAUL 40° AUFGEBOGEN, DÜNNFUSS**

*Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison-Stanze, Spitze nach oben gebogen, Dünnfuß, zerlegbar. Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm*



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>1 mm</b>	ZDFGEB01-18-40BL	ZDFGEB01-20-40BL	ZDFGEB01-23-40BL	ZDFGEB01-25-40BL	ZDFGEB01-28-40BL	ZDFGEB01-30-40BL
<b>2 mm</b>	ZDFGEB02-18-40BL	ZDFGEB02-20-40BL	ZDFGEB02-23-40BL	ZDFGEB02-25-40BL	ZDFGEB02-28-40BL	ZDFGEB02-30-40BL
<b>3 mm</b>	ZDFGEB03-18-40BL	ZDFGEB03-20-40BL	ZDFGEB03-23-40BL	ZDFGEB03-25-40BL	ZDFGEB03-28-40BL	ZDFGEB03-30-40BL
<b>4 mm</b>	ZDFGEB04-18-40BL	ZDFGEB04-20-40BL	ZDFGEB04-23-40BL	ZDFGEB04-25-40BL	ZDFGEB04-28-40BL	ZDFGEB04-30-40BL
<b>5 mm</b>	ZDFGEB05-18-40BL	ZDFGEB05-20-40BL	ZDFGEB05-23-40BL	ZDFGEB05-25-40BL	ZDFGEB05-28-40BL	ZDFGEB05-30-40BL
<b>6 mm</b>	ZDFGEB06-18-40BL	ZDFGEB06-20-40BL	ZDFGEB06-23-40BL	ZDFGEB06-25-40BL	ZDFGEB06-28-40BL	ZDFGEB06-30-40BL

**Sämtliche in diesem Katalog präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.**

## MAUL 40° NACH OBEN, MIT GROSSEM MAUL

Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, mit langem Hub und weiter Maulöffnung, Dünnfuss, zerlegbar. Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>1 mm</b>	ZDFLH01-18-40BL	ZDFLH01-20-40BL	ZDFLH01-23-40BL	ZDFLH01-25-40BL	ZDFLH01-28-40BL	ZDFLH01-30-40BL
<b>2 mm</b>	ZDFLH02-18-40BL	ZDFLH02-20-40BL	ZDFLH02-23-40BL	ZDFLH02-25-40BL	ZDFLH02-28-40BL	ZDFLH02-30-40BL
<b>3 mm</b>	ZDFLH03-18-40BL	ZDFLH03-20-40BL	ZDFLH03-23-40BL	ZDFLH03-25-40BL	ZDFLH03-28-40BL	ZDFLH03-30-40BL
<b>4 mm</b>	ZDFLH04-18-40BL	ZDFLH04-20-40BL	ZDFLH04-23-40BL	ZDFLH04-25-40BL	ZDFLH04-28-40BL	ZDFLH04-30-40BL
<b>5 mm</b>	ZDFLH05-18-40BL	ZDFLH05-20-40BL	ZDFLH05-23-40BL	ZDFLH05-25-40BL	ZDFLH05-28-40BL	ZDFLH05-30-40BL
<b>6 mm</b>	ZDFLH06-18-40BL	ZDFLH06-20-40BL	ZDFLH06-23-40BL	ZDFLH06-25-40BL	ZDFLH06-28-40BL	ZDFLH06-30-40BL

**Sämtliche in diesem Katalog präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.**

## **BAJONETT LINKS, MAUL 40°, DÜNNFUSS**

*Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Bajonett nach links, Dünnfuss, zerlegbar, Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm*



	<b>18 cm</b>	<b>20 cm</b>	<b>23 cm</b>	<b>25 cm</b>	<b>28 cm</b>	<b>30 cm</b>
<b>1 mm</b>	ZDFBAJ01-18-40LBL	ZDFBAJ01-20-40LBL	ZDFBAJ01-23-40LBL	ZDFBAJ01-25-40LBL	ZDFBAJ01-28-40LBL	ZDFBAJ01-30-40LBL
<b>2 mm</b>	ZDFBAJ02-18-40LBL	ZDFBAJ02-20-40LBL	ZDFBAJ02-23-40LBL	ZDFBAJ02-25-40LBL	ZDFBAJ02-28-40LBL	ZDFBAJ02-30-40LBL
<b>3 mm</b>	ZDFBAJ03-18-40LBL	ZDFBAJ03-20-40LBL	ZDFBAJ03-23-40LBL	ZDFBAJ03-25-40LBL	ZDFBAJ03-28-40LBL	ZDFBAJ03-30-40LBL
<b>4 mm</b>	ZDFBAJ04-18-40LBL	ZDFBAJ04-20-40LBL	ZDFBAJ04-23-40LBL	ZDFBAJ04-25-40LBL	ZDFBAJ04-28-40LBL	ZDFBAJ04-30-40LBL
<b>5 mm</b>	ZDFBAJ05-18-40LBL	ZDFBAJ05-20-40LBL	ZDFBAJ05-23-40LBL	ZDFBAJ05-25-40LBL	ZDFBAJ05-28-40LBL	ZDFBAJ05-30-40LBL
<b>6 mm</b>	ZDFBAJ06-18-40LBL	ZDFBAJ06-20-40LBL	ZDFBAJ06-23-40LBL	ZDFBAJ06-25-40LBL	ZDFBAJ06-28-40LBL	ZDFBAJ06-30-40LBL

***Sämtliche in diesem Katalog präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.***

## **BAJONETT RECHTS, MAUL 40°, DÜNNFUSS**

*Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Bajonett nach rechts, Dünnfuß, zerlegbar, Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm*



	<b>18 cm</b>	<b>20 cm</b>	<b>23 cm</b>	<b>25 cm</b>	<b>28 cm</b>	<b>30 cm</b>
<b>1 mm</b>	ZDFBAJ01-18-40RBL	ZDFBAJ01-20-40RBL	ZDFBAJ01-23-40RBL	ZDFBAJ01-25-40RBL	ZDFBAJ01-28-40RBL	ZDFBAJ01-30-40RBL
<b>2 mm</b>	ZDFBAJ02-18-40RBL	ZDFBAJ02-20-40RBL	ZDFBAJ02-23-40RBL	ZDFBAJ02-25-40RBL	ZDFBAJ02-28-40RBL	ZDFBAJ02-30-40RBL
<b>3 mm</b>	ZDFBAJ03-18-40RBL	ZDFBAJ03-20-40RBL	ZDFBAJ03-23-40RBL	ZDFBAJ03-25-40RBL	ZDFBAJ03-28-40RBL	ZDFBAJ03-30-40RBL
<b>4 mm</b>	ZDFBAJ04-18-40RBL	ZDFBAJ04-20-40RBL	ZDFBAJ04-23-40RBL	ZDFBAJ04-25-40RBL	ZDFBAJ04-28-40RBL	ZDFBAJ04-30-40RBL
<b>5 mm</b>	ZDFBAJ05-18-40RBL	ZDFBAJ05-20-40RBL	ZDFBAJ05-23-40RBL	ZDFBAJ05-25-40RBL	ZDFBAJ05-28-40RBL	ZDFBAJ05-30-40RBL
<b>6 mm</b>	ZDFBAJ06-18-40RBL	ZDFBAJ06-20-40RBL	ZDFBAJ06-23-40RBL	ZDFBAJ06-25-40RBL	ZDFBAJ06-28-40RBL	ZDFBAJ06-30-40RBL

**Sämtliche in diesem Katalog präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.**

## **BAJONETT NACH OBEN, MAUL 40°, DÜNNFUSS**

*Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Bajonett nach oben, Dünnfuss, zerlegbar, Maul 40° auf. Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm*



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>1 mm</b>	ZDFBAJ01-18-40BL	ZDFBAJ01-20-40BL	ZDFBAJ01-23-40BL	ZDFBAJ01-25-40BL	ZDFBAJ01-28-40BL	ZDFBAJ01-30-40BL
<b>2 mm</b>	ZDFBAJ02-18-40BL	ZDFBAJ02-20-40BL	ZDFBAJ02-23-40BL	ZDFBAJ02-25-40BL	ZDFBAJ02-28-40BL	ZDFBAJ02-30-40BL
<b>3 mm</b>	ZDFBAJ03-18-40BL	ZDFBAJ03-20-40BL	ZDFBAJ03-23-40BL	ZDFBAJ03-25-40BL	ZDFBAJ03-28-40BL	ZDFBAJ03-30-40BL
<b>4 mm</b>	ZDFBAJ04-18-40BL	ZDFBAJ04-20-40BL	ZDFBAJ04-23-40BL	ZDFBAJ04-25-40BL	ZDFBAJ04-28-40BL	ZDFBAJ04-30-40BL
<b>5 mm</b>	ZDFBAJ05-18-40BL	ZDFBAJ05-20-40BL	ZDFBAJ05-23-40BL	ZDFBAJ05-25-40BL	ZDFBAJ05-28-40BL	ZDFBAJ05-30-40BL
<b>6 mm</b>	ZDFBAJ06-18-40BL	ZDFBAJ06-20-40BL	ZDFBAJ06-23-40BL	ZDFBAJ06-25-40BL	ZDFBAJ06-28-40BL	ZDFBAJ06-30-40BL

**Sämtliche in diesem Katalog präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.**

## MAUL 90° NACH OBEN, DÜNNFUSS

*Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Ferris-Smith-Kerrison- Stanze, Standard, zerlegbar. Maul 90°  
Bestellbar in den Längen 18 cm bis 30 cm und in den Schnittbreiten von 1 mm bis 6 mm*



	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
1 mm	ZDF01-18-90BL	ZDF01-20-90BL	ZDF01-23-90BL	ZDF01-25-90BL	ZDF01-28-90BL	ZDF01-30-90BL
2 mm	ZDF02-18-90BL	ZDF02-20-90BL	ZDF02-23-90BL	ZDF02-25-90BL	ZDF02-28-90BL	ZDF02-30-90BL
3 mm	ZDF03-18-90BL	ZDF03-20-90BL	ZDF03-23-90BL	ZDF03-25-90BL	ZDF03-28-90BL	ZDF03-30-90BL
4 mm	ZDF04-18-90BL	ZDF04-20-90BL	ZDF04-23-90BL	ZDF04-25-90BL	ZDF04-28-90BL	ZDF04-30-90BL
5 mm	ZDF05-18-90BL	ZDF05-20-90BL	ZDF05-23-90BL	ZDF05-25-90BL	ZDF05-28-90BL	ZDF05-30-90BL
6 mm	ZDF06-18-90BL	ZDF06-20-90BL	ZDF06-23-90BL	ZDF06-25-90BL	ZDF06-28-90BL	ZDF06-30-90BL

*Sämtliche in diesem Katalog präsentierten Stanzen sind nach Kundenwunsch schwarz beschichtet oder matt/blendfrei silber, zerlegbar mit Auswerfer. Für Sondermodelle fragen Sie uns bitte an.*



## Vertrieb Europa:



**mareva GmbH**

Gewerbestrasse 31  
DE-78244 Gottmadingen



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



[info@mareva-medical.com](mailto:info@mareva-medical.com)



[www.mareva-medical.com](http://www.mareva-medical.com)



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)

# Wagner Rongeurs

## **Disclaimer**

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

  
**siramo**  
SWITZERLAND

siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)

## Wagner Rongeur in schwarz oder silber matt

**Unsere Hochleistungsinstrument für die Neuro- und Herzchirurgie; Wagner Rongeur sind in den Maulbreiten 3 - 5 mm und in allen gewünschten Längen in schwarz / beschichtet oder silber matt / blendfrei erhältlich.**

**Für Sonderformen fragen Sie uns bitte an.**



### **Die Eigenschaften unseres Wagner - Rongeur**

- einsetzbar im Bereich Wirbelsäule / Laminektomie sowie im Coronarbereich zur Kalkentfernung
- lieferbar in den Maulbreiten 2 - 5 mm in allen gewünschten Längen
- leichte Zerlegbarkeit auf Knopfdruck
- effiziente Reinigung des gesamten Instruments
- alle Teile bleiben unverlierbar miteinander verbunden, dies ermöglicht
- einfachstes Zusammenfügen nach der Reinigung

# Wagner Rongeuere



## Wagner Rongeuere, schwarz, zerlegbar, gerade

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	Z44-20-03LBL	Z44-23-03LBL	Z44-25-03LBL	Z44-28-03LBL	Z44-30-03LBL
<b>4 mm</b>	Z44-20-04LBL	Z44-23-04LBL	Z44-25-04LBL	Z44-28-04LBL	Z44-30-04LBL
<b>5 mm</b>	Z44-20-05LBL	Z44-23-05LBL	Z44-25-05LBL	Z44-28-05LBL	Z44-30-05LBL

## Wagner Rongeuere, schwarz, zerlegbar, aufgewinkelt 50°

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	Z45-20-03-50BL	Z45-23-03-50BL	Z45-25-03-50BL	Z45-28-03-50BL	Z45-30-03-50BL
<b>4 mm</b>	Z45-20-04-50BL	Z45-23-04-50BL	Z45-25-04-50BL	Z45-28-04-50BL	Z45-30-04-50BL
<b>5 mm</b>	Z45-20-05-50BL	Z45-23-05-50BL	Z45-25-05-50BL	Z45-28-05-50BL	Z45-30-05-50BL

## Wagner Rongeuere, schwarz, zerlegbar, abgewinkelt 50°

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	Z46-20-03-50BL	Z46-23-03-50BL	Z46-25-03-50BL	Z46-28-03-50BL	Z46-30-03-50BL
<b>4 mm</b>	Z46-20-04-50BL	Z46-23-04-50BL	Z46-25-04-50BL	Z46-28-04-50BL	Z46-30-04-50BL
<b>5 mm</b>	Z46-20-05-50BL	Z46-23-05-50BL	Z46-25-05-50BL	Z46-28-05-50BL	Z46-30-05-50BL

## Wagner Rongeuere, schwarz, zerlegbar, Bajonett, gerade

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	ZBAJ44-20-03BL	ZBAJ44-23-03BL	ZBAJ44-25-03BL	ZBAJ44-28-03BL	ZBAJ44-30-03BL
<b>4 mm</b>	ZBAJ44-20-04BL	ZBAJ44-23-04BL	ZBAJ44-25-04BL	ZBAJ44-28-04BL	ZBAJ44-30-04BL
<b>5 mm</b>	ZBAJ44-20-05BL	ZBAJ44-23-05BL	ZBAJ44-25-05BL	ZBAJ44-28-05BL	ZBAJ44-30-05BL

## Wagner Rongeuere, schwarz, zerlegbar, Bajonett, aufgewinkelt 50°

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	ZBAJ45-20-03-50BL	ZBAJ45-23-03-50BL	ZBAJ45-25-03-50BL	ZBAJ45-28-03-50BL	ZBAJ45-30-03-50BL
<b>4 mm</b>	ZBAJ45-20-04-50BL	ZBAJ45-23-04-50BL	ZBAJ45-25-04-50BL	ZBAJ45-28-04-50BL	ZBAJ45-30-04-50BL
<b>5 mm</b>	ZBAJ45-20-05-50BL	ZBAJ45-23-05-50BL	ZBAJ45-25-05-50BL	ZBAJ45-28-05-50BL	ZBAJ45-30-05-50BL

## Wagner Rongeuere, schwarz, zerlegbar, Bajonett, abgewinkelt 50°

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	ZBAJ46-20-03-50BL	ZBAJ46-23-03-50BL	ZBAJ46-25-03-50BL	ZBAJ46-28-03-50BL	ZBAJ46-30-03-50BL
<b>4 mm</b>	ZBAJ46-20-04-50BL	ZBAJ46-23-04-50BL	ZBAJ46-25-04-50BL	ZBAJ46-28-04-50BL	ZBAJ46-30-04-50BL
<b>5 mm</b>	ZBAJ46-20-05-50BL	ZBAJ46-23-05-50BL	ZBAJ46-25-05-50BL	ZBAJ46-28-05-50BL	ZBAJ46-30-05-50BL

## Vertrieb Europa:



**mareva GmbH**

Gewerbestrasse 31  
DE-78244 Gottmadingen



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



[info@mareva-medical.com](mailto:info@mareva-medical.com)



[www.mareva-medical.com](http://www.mareva-medical.com)



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)

# Caspar Rongeuere

## **Disclaimer**

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufactures. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

**siramo**  
SWITZERLAND

siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)

## Caspar Rongeurs in schwarz oder silber matt

Unsere Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Caspar Bandscheiben Rongeur sind in den Maulbreiten 2 - 5 mm und in allen gewünschten Längen in schwarz / beschichtet oder silber matt / blendfrei erhältlich.

**Für Sonderformen fragen Sie uns bitte an.**



### **Die Eigenschaften unseres Caspar Bandscheiben - Rongeur**

- lieferbar in den Maulbreiten 2 - 5 mm in allen gewünschten Längen
- leichte Zerlegbarkeit auf Knopfdruck
- effiziente Reinigung des gesamten Instruments
- alle Teile bleiben unverlierbar miteinander verbunden, dies ermöglicht einfachstes Zusammenfügen nach der Reinigung

Preise exkl. MWSt.

# Caspar Bandscheiben - Rongeuere

## Caspar Rongeuere, schwarz, zerlegbar, gerade

	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>2 mm</b>	Z31-15-02BL	Z31-18-02BL	Z31-20-02BL	Z31-25-02BL	Z31-28-02BL	Z31-30-02BL
<b>3 mm</b>	Z31-15-03BL	Z31-18-03BL	Z31-20-02BL	Z31-25-02BL	Z31-28-03BL	Z31-30-03BL
<b>4 mm</b>	Z31-15-04BL	Z31-18-04BL	Z31-20-02BL	Z31-25-02BL	Z31-28-04BL	Z31-30-04BL
<b>5 mm</b>	Z31-15-05BL	Z31-18-05BL	Z31-20-02BL	Z31-25-02BL	Z31-28-05BL	Z31-30-05BL

## Caspar Rongeuere, schwarz, zerlegbar, aufgewinkelt

	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>2 mm</b>	Z32-15-02BL	Z32-18-02BL	Z32-20-02BL	Z32-25-02BL	Z32-28-02BL	Z32-30-02BL
<b>3 mm</b>	Z32-15-03BL	Z32-18-03BL	Z32-20-02BL	Z32-25-02BL	Z32-28-03BL	Z32-30-03BL
<b>4 mm</b>	Z32-15-04BL	Z32-18-04BL	Z32-20-02BL	Z32-25-02BL	Z32-28-04BL	Z32-30-04BL
<b>5 mm</b>	Z32-15-05BL	Z32-18-05BL	Z32-20-02BL	Z32-25-02BL	Z32-28-05BL	Z32-30-05BL

## Caspar Rongeuere, schwarz, zerlegbar, abgewinkelt

	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>2 mm</b>	Z33-15-02BL	Z33-18-02BL	Z33-20-02BL	Z33-25-02BL	Z33-28-02BL	Z33-30-02BL
<b>3 mm</b>	Z33-15-03BL	Z33-18-03BL	Z33-20-03BL	Z33-25-03BL	Z33-28-03BL	Z33-30-03BL
<b>4 mm</b>	Z33-15-04BL	Z33-18-04BL	Z33-20-04BL	Z33-25-04BL	Z33-28-04BL	Z33-30-04BL
<b>5 mm</b>	Z33-15-05BL	Z33-18-05BL	Z33-20-05BL	Z33-25-05BL	Z33-28-05BL	Z33-30-05BL

## Caspar Rongeuere, schwarz, zerlegbar, Bajonett nach oben, gerade

	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
<b>2 mm</b>	ZBAJ31-11-02BL	ZBAJ31-15-02BL	ZBAJ31-18-02BL	ZBAJ31-20-02BL	ZBAJ31-25-02BL
<b>3 mm</b>	ZBAJ31-11-03BL	ZBAJ31-15-03BL	ZBAJ31-18-03BL	ZBAJ31-20-03BL	ZBAJ31-25-03BL
<b>4 mm</b>	ZBAJ31-11-04BL	ZBAJ31-15-04BL	ZBAJ31-18-04BL	ZBAJ31-20-04BL	ZBAJ31-25-04BL
<b>5 mm</b>	ZBAJ31-11-05BL	ZBAJ31-15-05BL	ZBAJ31-18-05BL	ZBAJ31-20-05BL	ZBAJ31-25-05BL

## Caspar Rongeuere, schwarz, zerlegbar, Bajonett nach links, gerade

	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
<b>2 mm</b>	ZBAJ31-11-02LBL	ZBAJ31-15-02LBL	ZBAJ31-18-02LBL	ZBAJ31-20-02LBL	ZBAJ31-25-02LBL
<b>3 mm</b>	ZBAJ31-11-03LBL	ZBAJ31-15-03LBL	ZBAJ31-18-02LBL	ZBAJ31-20-02LBL	ZBAJ31-25-03LBL
<b>4 mm</b>	ZBAJ31-11-04LBL	ZBAJ31-15-04LBL	ZBAJ31-18-02LBL	ZBAJ31-20-02LBL	ZBAJ31-25-04LBL
<b>5 mm</b>	ZBAJ31-11-05LBL	ZBAJ31-15-05LBL	ZBAJ31-18-02LBL	ZBAJ31-20-02LBL	ZBAJ31-25-05LBL

## Caspar Rongeuere, schwarz, zerlegbar, Bajonett nach rechts, gerade

	11 cm	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm
<b>2 mm</b>	ZBAJ31-11-02rBL	ZBAJ31-15-02RBL	ZBAJ31-18-02RBL	ZBAJ31-20-02RBL	ZBAJ31-25-02RBL
<b>3 mm</b>	ZBAJ31-11-03rBL	ZBAJ31-15-03RBL	ZBAJ31-18-03RBL	ZBAJ31-20-03RBL	ZBAJ31-25-03RBL
<b>4 mm</b>	ZBAJ31-11-04rBL	ZBAJ31-15-04RBL	ZBAJ31-18-04RBL	ZBAJ31-20-04RBL	ZBAJ31-25-04RBL
<b>5 mm</b>	ZBAJ31-11-05rBL	ZBAJ31-15-05RBL	ZBAJ31-18-05RBL	ZBAJ31-20-05RBL	ZBAJ31-25-05RBL

## Vertrieb Europa:



**mareva GmbH**

Gewerbestrasse 31  
DE-78244 Gottmadingen



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



[info@mareva-medical.com](mailto:info@mareva-medical.com)



[www.mareva-medical.com](http://www.mareva-medical.com)



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)

# *Richter Rongeure*

## **Disclaimer**

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.


**siramo**  
SWITZERLAND

siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)

## Richter Rongeurs für feine und präzise Arbeiten

Unsere Hochleistungsinstrument für die Neurochirurgie; Richter Rongeurs sind in den Maulbreiten 1 - 1.55 mm und in allen gewünschten Längen erhältlich.

*Für Sonderformen fragen Sie uns bitte an.*



### **Die Eigenschaften unserer Richter - Rongeurs**

- einsetzbar im Bereich Wirbelsäule / Laminektomie
- lieferbar in den Maulbreiten 1 - 1.5mm in allen gewünschten Längen
- geeignet für sehr feine Arbeiten
- leichte Zerlegbarkeit auf Knopfdruck
- effiziente Reinigung des gesamten Instruments
- alle Teile bleiben unverlierbar miteinander verbunden, dies ermöglicht einfachstes Zusammenfügen nach der Reinigung

## Richter Rongeuere



### Richter Rongeuere, schwarz, zerlegbar, gerade

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	Z44-20-03LBL	Z44-23-03LBL	Z44-25-03LBL	Z44-28-03LBL	Z44-30-03LBL
<b>4 mm</b>	Z44-20-04LBL	Z44-23-04LBL	Z44-25-04LBL	Z44-28-04LBL	Z44-30-04LBL
<b>5 mm</b>	Z44-20-05LBL	Z44-23-05LBL	Z44-25-05LBL	Z44-28-05LBL	Z44-30-05LBL

### Richter Rongeuere, schwarz, zerlegbar, aufgewinkelt 50°

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	Z45-20-03-50BL	Z45-23-03-50BL	Z45-25-03-50BL	Z45-28-03-50BL	Z45-30-03-50BL
<b>4 mm</b>	Z45-20-04-50BL	Z45-23-04-50BL	Z45-25-04-50BL	Z45-28-04-50BL	Z45-30-04-50BL
<b>5 mm</b>	Z45-20-05-50BL	Z45-23-05-50BL	Z45-25-05-50BL	Z45-28-05-50BL	Z45-30-05-50BL

### Richter Rongeuere, schwarz, zerlegbar, abgewinkelt 50°

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	Z46-20-03-50BL	Z46-23-03-50BL	Z46-25-03-50BL	Z46-28-03-50BL	Z46-30-03-50BL
<b>4 mm</b>	Z46-20-04-50BL	Z46-23-04-50BL	Z46-25-04-50BL	Z46-28-04-50BL	Z46-30-04-50BL
<b>5 mm</b>	Z46-20-05-50BL	Z46-23-05-50BL	Z46-25-05-50BL	Z46-28-05-50BL	Z46-30-05-50BL

### Richter Rongeuere, schwarz, zerlegbar, Bajonett, gerade

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	ZBAJ44-20-03BL	ZBAJ44-23-03BL	ZBAJ44-25-03BL	ZBAJ44-28-03BL	ZBAJ44-30-03BL
<b>4 mm</b>	ZBAJ44-20-04BL	ZBAJ44-23-04BL	ZBAJ44-25-04BL	ZBAJ44-28-04BL	ZBAJ44-30-04BL
<b>5 mm</b>	ZBAJ44-20-05BL	ZBAJ44-23-05BL	ZBAJ44-25-05BL	ZBAJ44-28-05BL	ZBAJ44-30-05BL

### Richter Rongeuere, schwarz, zerlegbar, Bajonett, aufgewinkelt 50°

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	ZBAJ45-20-03-50BL	ZBAJ45-23-03-50BL	ZBAJ45-25-03-50BL	ZBAJ45-28-03-50BL	ZBAJ45-30-03-50BL
<b>4 mm</b>	ZBAJ45-20-04-50BL	ZBAJ45-23-04-50BL	ZBAJ45-25-04-50BL	ZBAJ45-28-04-50BL	ZBAJ45-30-04-50BL
<b>5 mm</b>	ZBAJ45-20-05-50BL	ZBAJ45-23-05-50BL	ZBAJ45-25-05-50BL	ZBAJ45-28-05-50BL	ZBAJ45-30-05-50BL

### Richter Rongeuere, schwarz, zerlegbar, Bajonett, abgewinkelt 50°

	20 cm	23 cm	25 cm	28 cm	30 cm
<b>3 mm</b>	ZBAJ46-20-03-50BL	ZBAJ46-23-03-50BL	ZBAJ46-25-03-50BL	ZBAJ46-28-03-50BL	ZBAJ46-30-03-50BL
<b>4 mm</b>	ZBAJ46-20-04-50BL	ZBAJ46-23-04-50BL	ZBAJ46-25-04-50BL	ZBAJ46-28-04-50BL	ZBAJ46-30-04-50BL
<b>5 mm</b>	ZBAJ46-20-05-50BL	ZBAJ46-23-05-50BL	ZBAJ46-25-05-50BL	ZBAJ46-28-05-50BL	ZBAJ46-30-05-50BL

## Vertrieb Europa:



**mareva GmbH**

Gewerbestrasse 31  
DE-78244 Gottmadingen



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



[info@mareva-medical.com](mailto:info@mareva-medical.com)



[www.mareva-medical.com](http://www.mareva-medical.com)



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)

# Orthopädische Instrumente

## **Disclaimer**

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

  
**siramo**  
SWITZERLAND

siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)

## Griffformen für Arthroskopie Instrumente

Unsere Orthopädische Instrumente können Sie mit unterschiedlichem Design und Griffen bestellen. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die meist verwendeten Griffformen vor.

Wünschen Sie eine nicht dargestellte Griffform, kein Problem. Zeigen Sie uns einfach Ihre gewünschte Griffform

### Griff 100-...



### Griff 110-...



### Griff 120-...



### Griff 130-...



### Griff 140-...



### Griff 160-...



## Arthroskopie Stanzen

**BI-120-399-350**

Arthroskopie Stanze Standard, 1.6 x 5.0 mm  
Maul 15° aufgefärdt, Schaft 7° aufgebogen  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 120



**BI-120-689-350**

Arthroskopie Stanze klein, 2.0 x 6.0 mm  
Maul 15° aufgefärdt, Schaft 7° aufgebogen  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 120



**BI-120-560-350**

Arthroskopie Stanze Mittel, 3.5 x 5.0 mm  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 120



## Arthroskopie Stanzen



**BI-130-720-350**

Arthroskopie Scherenstanze Standard  
Maul 15° aufgefräst  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 130



**BI-140-470-350**

Arthroskopie Stanze 90° nach links  
abgewinkelt, mit Schippe  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 140



**BI-160-780-350**

Arthroskopie Stanze, retrograd rechts  
schneidend  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 160

## Arthroskopie Fasszangen

**BI-100-860-350**

Arthroskopie Fasszange, 3.0 x 7.0 mm  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 100



**BI-120-800-350**

Arthroskopie Fasszange, Standard  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 120



**BI-120-860-350**

Arthroskopie Fasszange ALLIGATOR,  
3.0 mm x 7.0 mm  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 120



## Arthroskopie Fasszangen



**BI-150-845-350**

Arthroskopie Fasszange, BULLDOG  
ohne Sperre, 1 x 2 Zähne grob  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 150



**BI-120-250-350**

Arthroskopie Hakenschere  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 120



**BI-110-250-350**


Arthroskopie Hakenschere,  
Schaft ø 3.5 mm, GRIFF 120

## **MAGILL Katheter Einführzange**



<b>Referenz</b>	<b>Verwendung</b>	<b>Länge</b>	<b>VE mit</b>
AE-910-17	Kleinkinder	17 cm	10 Stück
AE-910-20	Kinder	20 cm	10 Stück
AE-910-25	Erwachsene	25 cm	10 Stück

## Monopolar (EK) Mehrweg-Handgriff



**BO.H10.ESPR** Mehrweg Elektrohandgriff, PVC Kabel Länge 3m internationaler 3 Pin-Anschluss (VE Box mit 1 Stück).

Artikel-Nr.: **BO.H10.ESPR**, 3m Länge




**SON-ADA-HF-111**  
Adapter für ERBE ACC / ICC



**SON-ADA-HF-222**  
Adapter für MARTIN / BERCHTOLD

## Siebkorb für Optiken



**PR.ER600.030**


*Siebkorb Economy kurz, 290 x 80 x 55 mm  
für ein Endoskop*



**PR.ER600.040**

*Siebkorb Economy lang, 465 x 80 x 55 mm  
für ein Endoskop*

## Optiken für Laparoskopie



**BLLP.100.003490-A**


Laparoskop (STORZ-kompatibel),  $\varnothing$  10.0 mm  
Blickrichtung 0°, Nutzlänge 349.0 mm, Autoklavierbar



**BLLP.100.303170-A**

Laparoskop (STORZ-kompatibel),  $\varnothing$  10.0 mm  
Blickrichtung 30°, Nutzlänge 317.0 mm, Autoklavierbar

## Optiken für Arthroskopie



**BLLP.050.001750-A** Arthroskop (STORZ-kompatibel),  $\varnothing$  5.0 mm  
Blickrichtung 0°, Nutzlänge 175.0 mm, Autoklavierbar



**BLLP.050.301755-A** Arthroskop (STORZ-kompatibel),  $\varnothing$  5.0 mm  
Blickrichtung 30°, Nutzlänge 175.5 mm, Autoklavierbar

## Vertrieb Europa:



**mareva GmbH**

Gewerbestrasse 31  
DE-78244 Gottmadingen



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



[info@mareva-medical.com](mailto:info@mareva-medical.com)



[www.mareva-medical.com](http://www.mareva-medical.com)



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil  
Tel. +41 52 680 27 40 | [www.siramo.ch](http://www.siramo.ch) | [info@siramo.ch](mailto:info@siramo.ch)