EINWEG PRODUKTE





| SWITZERLAND |
|-------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



sirabase® Einweg Scheren

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.













































MAYO-LEXER Präparationsschere, gebogen, 16.5 cm



S-140024 / **S-340024-B** MAYO-LEXER Präparationsschere, gebogen, 16.5 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Metzenbaum Präparationsschere, gebogen, 16.0 cm



einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box



















































siramo GmbH

Veilchenweg 3 DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de

www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch



sirabase® Einweg Klemmen

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.











einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

















S-140058 / S-340058-B

Halstead Arterienklemme, chir., 1 x 2 Zähne, gerade 12.5 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box











































sirabase® Einweg Nadelhalter

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.







2025/1

16

















sirabase® Einweg Pinzetten

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.







2025/1

18



Micro ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 15.0 cm



S-140057 / **S-340057-B** Micro ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 15.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Micro ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 12.0 cm



S-140073 / **S-340073-B** Micro ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 12.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Präparations Pinzette, anatomisch, 12.0 cm



S-140051 / **S-340051-B** ADSON Präparations Pinzette, anatomisch, 12.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON chirurgische Pinzette, 4 x 9 Zähne 12.0 cm



S-140072 / **S-340072-B** ADSON chirurgische Pinzette, 4 x 9 Zähne 12.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 12.0 cm



S-140049 / **S-340049-B** ADSON Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 12.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**









Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 14.0 cm



S-140056 / S-340056

Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 14.0 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Präparier Pinzette, anatomisch, 14.5 cm



S-140062 / **S-340062-B** Präparier Pinzette, anatomisch, 14.5 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Semken Pinzette, fein, anatomisch, 15.0 cm



S-140059 / S-340059-B

Semken Pinzette, fein, anatomisch, 15.0 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

DeBakey Gefässpinzette, atraumatisch, Maulbreite 1,5 mm, 15.0 cm



S-140036 / S-340036-B DeBakey Gefässpinzette, atraumatisch, Maulbreite 1,5 mm, 15.0 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Feine chirurgische Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 16.5 cm



S-140044 / S-340044-B

Feine chirurgische Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 16.5 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box







2025/10

20



Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 12.0 cm



S-140043 / S-340043-B

Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 12.0 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Feilchenfeld Splitterpinzette, 11.5 cm



S-140065 / S-340065-B

Feilchenfeld Splitterpinzette, 11.5 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box









sirabase® Einweg Küretten / scharfe Löffel

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.









Kürette HEMINGWAY doppelendig, grosse Löffel, 17.0 cm



S-140010 / S-340010-B

Kürette HEMINGWAY doppelendig, grosse Löffel, 17.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Kürette HEMINGWAY doppelendig, kleine Löffel, 17.0 cm



S-140011 / **S-340011-B** Kürette HEMINGWAY doppelendig, grosse Löffel, 17.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Excavator klein, 16.0 cm



S-140012 / **S-340012-B** Excavator klein, 16.0 cm

einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Excavator klein, runde Fläche, 16.0 cm



S-140013 / S-340013-B

Excavator klein, runde Fläche, 16.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Scharfer Löffel, Löffel 6 mm, nach BESNIER, voll



S-140074 / S-340074-B

Scharfer Löffel, Löffel 6 mm, nach BESNIER, voll einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Volkmann Knochen Kürette, 8.5 mm



S-140077 /S-340077-B

Volkmann Knochen Kürette, 8.5 mm einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**









Volkmann Knochen Kürette, 9.5 mm



S-140046 / S-340046-B

Volkmann Knochen Kürette, 9.5 mm einzeln steril verpackt, VE mit 15 Stück pro Box

Volkmann Knochen Kürette, 10.5 mm



S-140047 / S-340047-B

Volkmann Knochen Kürette, 10.5 mm einzeln steril verpackt, VE mit 15 Stück pro Box

Raspatorium, feines Blatt, Breite 2.8 mm



S-140038 / S-340038-B

Raspatorium, feines Blatt, Breite 2.8 mm einzeln steril verpackt, VE mit 25 Stück pro Box

Raspatorium, feines Blatt, Breite 4.0 mm



S-140039 / **S-340039-B** Raspatorium, feines Blatt, Breite 4.0 mm einzeln steril verpackt, VE mit 15 Stück pro Box

Raspatorium, feines Blatt, Breite 2.8 mm



S-140040 / S-340040-B

Raspatorium, feines Blatt, Breite 2.8 mm einzeln steril verpackt, VE mit 15 Stück pro Box









siramo GmbH

Veilchenweg 3 DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de

www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch



sirabase® Kanülen und Sauger

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.







2025/10

26



Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 2.0 mm, Länge 73.0 mm, 85°

S-140137 / **S-340137-B** Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 2.0 mm, Länge 73.0 mm, 85° einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 3.2 mm, Länge 73.0 mm, 85°

S-140138 / **S-340138-B** Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 3.2 mm, Länge 73.0 mm, 85° einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 4.0 mm, Länge 73.0 mm, 80°

S-140139 / **S-340139-B** Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 4.0 mm, Länge 73.0 mm, 80° einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle kurz, gerade, Luer Lock, 46.7 mm

S-140090 / S-340090-B Kanüle kurz, gerade, Luer Lock, 46.7 mm einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle gerade, für Neurochirurgie, 45.0 mm

S-140095 / **S-340095-B** Kanüle gerade, für Neurochirurgie, 45.0 mm einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Tränenweg Kanüle, Länge 60.0 mm, 21G

S-140097 / **S-340097-B** Tränenweg Kanüle, Länge 60.0 mm, 21G einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Tränenweg Kanüle, Länge 60.0 mm, 25G

S-140096 / **S-340096-B** Tränenweg Kanüle, Länge 60.0 mm, 25G einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**









Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 1.6 mm, Länge 165.0 mm

S-140140 / S-340140-B

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 1.6 mm, Länge 165.0 mm einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 2.1 mm, Länge 165.0 mm

S-140141 / S-340141-B

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 2.1 mm, Länge 165.0 mm einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Kieferchirurgischer Sauger, 17.0 cm

S-140108 / S-340108-B

Kieferchirurgischer Sauger, 17.0 cm einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Siebenmann Kanüle (mit Bügel), 15.0 cm

S-140106 / S-340106-B

Siebenmann Kanüle (mit Bügel), 15.0 cm einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Absaugkanüle mit feinem Kopf, 11.5 cm, ø 2.6 / 1.7 mm

S-140162 / S-340162-B

Absaugkanüle mit feinem Kopf, 11.5 cm, ø 2.6 / 1.7 mm einzeln steril verpackt, VE mit 80 Stück pro Box

Spülkanüle, 40 mm, Breite 2.9 mm

S-140160 / S-140160-B Spülkanüle, 40 mm, Breite 2.9 mm

einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Sub-Tenon Anästhesie Kanüle, 20G, 90 x 25 mm

Sub-Tenon Anästhesie Kanüle, 20G, 90 x 25 mm **S-140161** / S-140161-B einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box









Kieferhöhlen Sauger



S-140107 / S-340107-B

Kieferhöhlen Sauger

einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Frazier Sauger Nr. 8, Länge 26.0 cm, ø 2.8 mm



S-140127 / S-340127-B

Frazier Sauger Nr. 8, Länge 26.0 cm, ø 2.8 mm einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Frazier Sauger Nr. 9, Länge 26.0 cm, ø 3.0 mm



S-140128 / S-340128-B

Frazier Sauger Nr. 9, Länge 26.0 cm, ø 3.0 mm einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Frazier Sauger Nr. 10, Länge 26.0 cm, ø 3.4 mm



S-140129 / S-340129-B

Frazier Sauger Nr. 10, Länge 26.0 cm, ø 3.4 mm einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Frazier Sauger Nr. 6, Länge 14.0 cm, ø 1.3 mm



S-140158 /S-340158-B

Frazier Sauger Nr. 6, Länge 14.0 cm, ø 1.3 mm einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box

Frazier Sauger Nr. 9, Länge 14.0 cm, ø 2.3 mm



S-140159

Frazier Sauger Nr. 9, Länge 14.0 cm, ø 2.3 mm einzeln steril verpackt, VE mit 50 Stück pro Box





www.siramo.ch | info@siramo.ch









S-140081 / **S-340081-B** Yankauer Absaugrohr, 26.0 cm, Ø Innen 3.0 mm verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**

Yankauer Absaugrohr, 32.0 cm, ø Innen 4.0 mm



verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**

Poolsauger, 22.0 cm, ø 10.0 mm



S-140111 / S-340111-B Poolsauger, 22.0 cm, ø 10.0 mm einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**







2025/10

30



Fukushima Sauger Nr. 4S, Arbeitslänge 115 mm



S-140146 / S-340146-B

Fukushima Sauger Nr. 4S, Arbeitslänge 115 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 4M, Arbeitslänge 125 mm



S-140112 / S-340112-B

Fukushima Sauger Nr. 4M, Arbeitslänge 125 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 4L, Arbeitslänge 145 mm



S-140149 / S-340149-B

Fukushima Sauger Nr. 4L, Arbeitslänge 145 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 4LL, Arbeitslänge 170 mm



S-140152 / S-340152-B

Fukushima Sauger Nr. 4LL, Arbeitslänge 170 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 6S, Arbeitslänge 100 mm



S-140147 / S-340147-B

Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 6M, Arbeitslänge 125 mm



S-140152 / S-340152

Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**







Fukushima Sauger Nr. 6L, Arbeitslänge 115 mm



S-140146 / S-340146-B

Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 6LL Arbeitslänge 125 mm



S-140112 / S-340112-B

Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 8S, Arbeitslänge 115 mm



S-140149 / S-340149-B 11 ukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 8M, Arbeitslänge 125 mm



S-140152 / S-340152-B

Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 8L, Arbeitslänge 145 mm



S-140152 / S-340152-B

Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm



S-140152 / S-340152-B

Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**









siramo GmbH

Veilchenweg 3 DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de

www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch



sirabase® allg. Einweg Metall Intrumente

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.







34



Klingenhalter (Skalpellgriff)



S-140014 / S-340014-B

Klingenhalter (Skalpellgriff)

einzeln steril verpackt, VE mit 25 Stück pro Box

Parodontometer doppelendig



S-140028 / S-340028-B

Parodontometer doppelendig einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Parodontometer, 15.0 cm, PCP 11, 3 3 2 3




S-140027 / S-340027-B

Parodontometer, 15.0 cm, PCP 11, 3 3 2 3 einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Zahnspiegel, Länge 19 cm, Spiegel ø ca. 26mm



Luniatscheck, gerade / gebogen



<u>teresesuterinkogarakaktriakaarkakakakakakakakakakakalisikaali</u>

S-140042 / S-340042-B Luniatched

Luniatcheck, gerade / gebogen einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

einzeln steril verpackt, VE mit 15 Stück pro Box





Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40

www.siramo.ch | info@siramo.ch





Ohrspekulum Erwachsene, 7.0 mm



S-140088 / S-340088-B

Ohrspekulum Erwachsene, 7.0 mm VE 25 Stück in einem sterilen Beutel

Ohrspekulum Erwachsene, 6.0 mm



S-140087 / S-340087-B

Ohrspekulum Erwachsene, 6.0 mm VE 25 Stück in einem sterilen Beutel

Ohrspekulum Erwachsene, 5.0 mm



S-140086 / S-340086-B

Ohrspekulum Erwachsene, 5.0 mm VE 25 Stück in einem sterilen Beutel

Ohrspekulum Erwachsene, 4.0 mm



S-140085 / S-340085-B

Ohrspekulum Erwachsene, 4.0 mm VE 25 Stück in einem sterilen Beute

Ohrspekulum Erwachsene, 3.0 mm



S-140084 / S-340084-B

Ohrspekulum Erwachsene, 3.0 mm VE 25 Stück in einem sterilen Beutel









Ohrspekulum Erwachsene, 2.0 mm



S-140083 / S-340083-B

Ohrspekulum Erwachsene, 2.0 mm VE 100 Stück in einem sterilen Beutel

Ohrspekulum Kinder, 4.0 mm



S-140108 / S-340109-B Ohrspekulum Kinder, 4.0 mm

VE 100 Stück in einem sterilen Beutel

Hysterometer, 33 cm



S-140069 / S-340069-B

Hysterometer, 33.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**









Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

siraprime® Einweg Pinzetten

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.









ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 12.0 cm



S-340051

ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 12.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Pinzette, fein, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm



S-340049

ADSON Pinzette, fein, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

DeBakey Gefässpinzette, atraumatisch, Breite 1,5 mm, 15.0 cm



S-340037

DeBakey Gefässpinzette, atraumatisch, Breite 1,5 mm, 15.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm



SEMKEN Pinzette, fein, anatomisch, Länge 15.0 cm



S-340059

SEMKEN Pinzette, fein, anatomisch, Länge 15.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**









Pinzette chirurgisch, Spitze 2.2 mm, Länge 16.0 cm



S-340353

Pinzette chirurgisch, Spitze 2.2 mm, Länge 16.0 cm einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Pinzette, fein, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm

S-340049 ADSON Pinzette, fein, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm

einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

DeBakey Gefässpinzette, atraumatisch, Breite 1,5 mm, 15.0 cm

S-340037 DeBakey Gefässpinzette, atraumatisch, Breite 1,5 mm, 15.0 cm

einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm

S-340044 Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm

einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

SEMKEN Pinzette, fein, anatomisch, Länge 15.0 cm

S-340059 SEMKEN Pinzette, fein, anatomisch, Länge 15.0 cm

einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box











Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

siraprime® Einweg Scheren

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

























































siramo GmbH

Veilchenweg 3 DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de

www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch





Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

siraprime® Einweg Nadelhalter

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.











Kornzange gebogen, Länge 26.5 cm

S-340234 Kornzange, gebogen, Länge 26.5 cm

einzeln steril verpackt, VE mit 10 Stück pro Box

Kornzange gerade, Länge 26.5 cm

S-340233 Kornzange, gerade, Länge 26.5 cm

einzeln steril verpackt, VE mit 10 Stück pro Box











Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

siraprime® Einweg Klemmen

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

























Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

siraprime® Gynäkologische Instrumente

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.













IUP Fasszange, Länge 20.0 cm, fein, mit Griff



Uterus Kürette, Länge 31.0 cm, Grösse 5.0 mm



S-340233

Uterus Kürette, Länge 31.0 cm, Grösse 5.0 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Uterus Kürette, Länge 31.0 cm, Grösse 4.0 mm



S-340233

Uterus Kürette, Länge 31.0 cm, Grösse 4.0 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Hysterometer, Länge 33.0 cm

S-340069

Hysterometer, Länge 33.0 cm einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box







"BlackLine" Kunststoff Instrumente

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.







2025/10

ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 12.0 cm - Zillion Black®



S-900203

ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 12.0 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, L 12.0 cm - Zillion Black®



S-900204

ADSON Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 14.5 cm - Zillion Black®



S-900208

ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 14.5 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

IRIS Pinzette, anatomisch, Länge 10.5 cm - Zillion Black®



S-900217

IRIS Pinzette, anatomisch, Länge 10.5 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

IRIS Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 10.5 cm - Zillion Black®



S-900218

IRIS Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 10.5 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**







2025/10

Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, L 14.5 cm - Zillion Black®



S-900207

Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 14.5 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, L 20.0 cm - Zillion Black®



S-900225

Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 20.0 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Präparierpinzette, anatomisch, Länge 20.0 cm - Zillion Black®



S-900226

Präparierpinzette, anatomisch, Länge 20.0 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

McIndoe Gewebe Pinzette, chir., 1 x 2 Zähne, L 15.0 cm - Zillion Black®



S-900227

McIndoe Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 15.0 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

McIndoe Gewebe Pinzette, anatomisch, Länge 15.0 cm - Zillion Black®



S-900227

McIndoe Gewebe Pinzette, anatomisch, Länge 15.0 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box





Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40

www.siramo.ch | info@siramo.ch





S-900205

Halsted Mosquito Klemme, gerade, Länge 12.5 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Halsted Mosquito Klemme, gebogen, Länge 12.5 cm - Zillion Black®



S-900206

Halsted Mosquito Klemme, gebogen, Länge 12.5 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box





















ROCHESTER - PEAN Klemme, gerade, L 16.0 cm - Zillion Black®



S-900223

S-900224



Tupferzange, gebogen, L 26.5 cm - Zillion Black®



S-900230

Tupferzange, gebogen, 26.5 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box







2025/10













2025/10



SPENCER-WELLS Fasszange, gerade, Länge 18.5 cm- Zillion Black®



SPENCER-WELLS Fasszange, gebogen, Länge 18.5 cm - Zillion Black®





S-900215

















2025/10

Kürette mit Schaber, Länge 14.0 cm - Zillion Black®



S-900201

Kürette mit Schaber, Länge 14.0 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Doppelseitige Kürette, Länge 14.0 cm - Zillion Black®



S-900202

Doppelseitige Kürette, Länge 14.0 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box

Haut Klammer Entferner - Zillion Black®



S-900220

einzeln steril verpackt, VE mit 20 Stück pro Box







2025/10

BlackLine





S-900231

ROUX Retractor, Länge 17.0 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Phlebektomie Haken, Länge 16.5 cm - Zillion Black®



S-900232

Phlebektomie Haken, Länge 16.5 cm - Zillion Black® einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**





2025/10



siramo GmbH

Veilchenweg 3 DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de

www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch

Verschiedene Einweg Produkte

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturs. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.







OptiGuard QuickChange Kamera Abdeckungen

Kamerabezüge zum schnelleren Optikwechsel während des Eingriffes

OptiGuard QuickChange Pro

Steriler Kamerabezug zum Optikwechsel mit hoher Bildstabilität, auch für hochauflösende Kameras geeignet

- Bildstabilisierung durch hohe Koppelsteifigkeit
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- reistfest und antistatisch
- aus LDPE Folie, Latex und Phthalatefrei



| Artikel Nr.: | Faltart | Breite x Länge | VE |
|---------------|---------------------|----------------|----------|
| OG.40.140.250 | Balgfaltung im Ring | 14 cm x 250 cm | 50 Stück |
| OG.40.180.250 | invers teleskopisch | 18 cm x 250 cm | 60 Stück |

OptiGuard QuickChange Arthro

Wechsel des Endoskops mit wasserdichter Okularaufnahme.

Optimiert für Eingriffe unter stetigem Spülen, wie z.B. in der Arthroskopie

Ein Dichtungssystem zwischen dem Okular des angeschlossenen Endoskops und des Kopplers verhindert das eindringen von Flüssigkeit in das Sichtfeld der Kamera bei Einsatz unter stetigem Spülen.

Die wasserdichte Okularaufnahme der OptiGuard QuickChange Arthro spart kostbare Zeit, da der Eingriff nicht zum Reinigen und Entfernen von Flüssigkeit auf den Optiken unterbrochen werden muss.

- Kein Befeuchten der optischen Bauteile durch patentierte wasserdichte Okularaufnahme
- Bildstabilisierung durch hohe Koppelsteifigkeit
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- reistfest und antistatisch
- aus LDPE Folie, Latex und Phthalatefrei



| Artikel Nr.: | Faltart | Breite x Länge | VE |
|---------------|---------------------|----------------|----------|
| OG.41.140.250 | Balgfaltung im Ring | 14 cm x 250 cm | 50 Stück |
| OG.41.180.250 | invers teleskopisch | 18 cm x 250 cm | 60 Stück |







OptiGuard Kamera Abdeckungen



OptiGuard QuickChange Standard

- Polyethylen-Film mit weicher Haptik, reissfest, antistatisch
- Geschlossene sterile Barriere mit bewährter Bajonett-Kopplung für Optik mit Videokabel
- Ultraklare Trennlinse für scharfe Bildübertragung
- Überzug aus dem Ring ausrollbar, zwei Fixierbänder, latexfrei


| Artikel Nr.: | Breite x Länge | VE |
|---------------|--|----------|
| OG.30.150.200 | 15 cm x 200 cm (15 cm flach = 9,5 cm Durchmesser) | 50 Stück |
| OG.30.150.250 | 15 cm x 250 cm (15 cm flach = 9,5 cm Durchmesser) | 50 Stück |

Anwendung der OptiGuard Kamera Abdeckungen

OptiGuard QuickChange


mit Balgfaltung im Ring







2. Kamera koppeln



3. Kamerakopf abdecken




4. Folie entfalten

OptiGuard QuickChange


mit inverser Teleskopfaltung







3. Folie entfalten



4. Endoskop koppeln





OptiGuard Kamera Abdeckungen




OptiGuard Access

- mit Kartoneinführhilfe
- teleskopisch gefaltet
- Abreissöffnung zum Anschluss der Optik
- reissfest und antistatisch
- aus LDPE Folie, Latex- und Phthalatefrei

| Artikel Nr.: | Faltart | Breite x Länge | VE |
|---------------|--|----------------|-----------|
| OG.10.130.250 | teleskopisch mit Kartoneinführhilfe | 13 cm x 250 cm | 200 Stück |


Anwendung der OptiGuard Access Abdeckung















ClearVision

- Steriles Antibeschlagmittel für Endoskope und Optiken
- Applikationsschwamm mit Klebefläche für alle Unterlagen
- Einzeln steril verpackt
- Latexfrei, alkoholfrei, Fläschen 6 ml

| Artikel Nr.: | Breite x Länge | VE |
|---------------|--|----------|
| OG.99.001.000 | 6 ml Fläschchen mit Applikations- schwamm | 20 Stück |





SonoGuard sterile Ultraschall Abdeckungen

SonoGuard

Für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug

SonoGuard Plus

Mit der einzigartigen Clear View Schallleitfläche. Unübertroffene Schallübertragung ohne Gel auf der Innenseite der Abdeckung.

Sterile Ultraschallabdeckungen für ultraschallbegleitete Eingriffe in der Regionalanästhesie, Gynäkologie, Urologie und in weiteren Gebieten. Sichert im klinischen Alltag die Sterilität bei einfacher Handhabung

- Steriles Arbeiten ohne Artefakte
- Ungestörtes Schallbild

- Teleskopische Faltung
- Verschiedene Längen

SonoGuard Ultraschallabdeckung



SonoGuard (14.0 cm breit)

Für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug

| Artikel Nr.: | Breite x Länge | VE |
|---------------|----------------|-----------|
| US.10.140.025 | 14 cm x 25 cm | 100 Stück |
| US.10.140.040 | 14 cm x 40 cm | 100 Stück |
| US.10.140.080 | 14 cm x 80 cm | 100 Stück |
| US.10.140.120 | 14 cm x 120 cm | 100 Stück |
| US.10.140.160 | 14 cm x 160 cm | 100 Stück |









3. Abdeckung entfalten

4. Abdeckung straffen







SonoGuard Plus sterile Ultraschall Abdeckungen

SonoGuard Plus Ultraschallabdeckung

Mit ClearView - Haftschallleitfläche

- ClearView Haftschallleitfläche ermöglicht eine optimale SchallkopplungUngestörtes Schallbild
- in der Abdeckung wird kein Gel benötigt
- hinterlässt nach dem Gebrauch keine Kleberückstände auf dem Schallkopf
- reinigen des Ultraschallkopfes nach der Anwendung entfällt
- Ultraschallabdeckung aus LDPE Folie, Latex und Phthalatefrei



SonoGuard Plus (18.0 cm breit)

Mit ClearView Schallfläche

| Artikel Nr.: | Breite x Länge | VE |
|---------------|----------------|-----------|
| US.20.180.040 | 18 cm x 40 cm | 100 Stück |
| US.20.180.080 | 18 cm x 80 cm | 100 Stück |
| US.20.180.120 | 18 cm x 120 cm | 100 Stück |
| US.20.180.160 | 18 cm x 160 cm | 100 Stück |












5. Abdeckung andrücken

Vergleich im Ultraschallbild - Optimale Sicht dank einzigartiger ClearView Schallleitfläche



Ultraschallaufnahme ohne SonoGuard Plus Abdeckung Ultraschallaufnahme mit SonoGuard Plus Abdeckung







SonoGuard Set

Standard

<u>iiiiii</u>



- Ultraschallabdeckung mit Gel im sterilen Set
 mit kohäsiver ClearView Haftschallleitfläche
- steriles Ultraschall Set zum einmaligen Gebrauch
- Ultraschallabdeckung aus LDPE Folie, Latex- und phthalatefrei
- teleskopische Faltung
- chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln

| Art Nr.: | Breite x Länge | VE |
|-----------------|----------------|-----------|
| US.20.180.040-G | 18 x 40 cm | 100 Stück |
| US.20.180.080-G | 18 x 80 cm | 100 Stück |
| US.20.180.120-G | 18 x 120 cm | 100 Stück |
| US.20.180.160-G | 18 x 160 cm | 100 Stück |

Inhalt

- 1 x **SonoGuard** Plus Ultraschallabdeckung
- 2 x Klebestreifen
- 2 x Gummiband
- 1 x KONIX® steriles Ultraschallgel 20 ml



SonoGuard Set

Ultraschallabdeckung mit Gel im sterilen Set

- steriles Ultraschall Set zum einmaligen Gebrauch
- Ultraschallabdeckung aus LDPE Folie, Latex- und phthalatefrei
- teleskopische Faltung
- chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln

| Art Nr.: | Breite x Länge | VE |
|-----------------|----------------|-----------|
| US.10.140.040-G | 18 x 40 cm | 100 Stück |
| US.10.140.080-G | 18 x 80 cm | 100 Stück |
| US.10.140.120-G | 18 x 120 cm | 100 Stück |
| US.10.140.160-G | 18 x 160 cm | 100 Stück |

Inhalt

- 1 x **SonoGuard** Plus Ultraschallabdeckung
- 2 x Klebestreifen
- 2 x Gummiband
- 1 x KONIX® steriles Ultraschallgel 20 ml







Ü

Hilfsmittel für SonoGuard Produkte

Zubehör für Geräteabdeckungen

- akustisch optimale Kopplungswerte
- neutral zu Haut und Schallkopf
- koppelt ohne zu verkleben
- hypoallergen
- wasserlöslich, geruchsneutral und farblos

| Art Nr.: | Beschreibung | VE |
|---------------|---|----------|
| US.99.100.020 | Vue Gel, steriles Gel im Beutel, 20 ml | 30 Stück |



| Art Nr.: | Beschreibung | VE |
|--------------|--|----------|
| US.99.000.02 | Transonic, steriles Gel im Beutel, 20 ml | 48 Stück |



| Art Nr.: | Beschreibung | VE |
|---------------|---|----------|
| US.99.000.250 | Transonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 250 ml | 25 Stück |
| US.99.000.500 | Transonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 500 ml | 20 Stück |
| US.99.001.000 | Transonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 1'000 ml | 20 Stück |











Einweg Laparoskopische Schere und Fasszange



| Best. Nr. | Тур | Produkt Beschreibung | Arbeitslänge | VE | GTIN |
|-----------|-----------|---|--------------|---------|---------------|
| LS1001 | Monopolar | 5 mm Metzenbaum Schere gebogen Standard | 330 mm | 5 Stück | 6971254922025 |
| LS1001L | Monopolar | 5 mm Metzenbaum Schere gebogen Standard | 450 mm | 5 Stück | 6971254922032 |
| LS1003 | Monopolar | 5 mm Metzenbaum Schere gebogen | 330 mm | 5 Stück | 6971254922087 |
| LS1003L | Monopolar | 5 mm Metzenbaum Schere gebogen | 450 mm | 5 Stück | 6971254922094 |



| Best. Nr. | Тур | Produkt Beschreibung | Arbeitslänge | VE | GTIN |
|-----------|-----------|--|--------------|---------|---------------|
| LS1021 | Monopolar | 5 mm gefenstert, Johann Grasper | 330 mm | 5 Stück | 6971254922209 |
| LS1023 | Monopolar | 5 mm Intestinal Fasszange | 330 mm | 5 Stück | 6971254922261 |
| LS1024 | Monopolar | 5 mm "Blunt Tip" atraumatische Fasszange | 330 mm | 5 Stück | 6971254922292 |







Einweg Laparoskopische Schere und Fasszangen



| Best. Nr. | Тур | Produkt Beschreibung | Arbeitslänge | VE | GTIN |
|-----------|---------|---|--------------|---------|---------------|
| LS2202 | Bipolar | Einweg Bipolar MARYLAND Präparations Fasszange, 3 mm | 280 mm | 5 Stück | 6971254924555 |
| LS2203 | Bipolar | Einweg Bipolar Johann Grasping Präparations Fasszange, 3 mm | 280 mm | 5 Stück | 6971254924586 |
| LS2002 | Bipolar | Einweg Bipolar MARYLAND Präparations Fasszange, 5 mm | 330 mm | 5 Stück | 6971254924296 |
| LS2003 | Bipolar | Einweg Bipolar Johann Grasping Präparations Fasszange, 5 mm | 330 mm | 5 Stück | 6971254924326 |



| Best. Nr. | Produkt Beschreibung | Arbeitslänge | VE | GTIN |
|-----------|--|--------------|---------|---------------|
| TB011 | Saug - Spül System, ø 3 mm | 330 mm | 5 Stück | 6971254926054 |
| TB012 | Saug - Spül System, ø 5 mm | 330 mm | 5 Stück | 6971254926085 |
| TB012L | Saug - Spül System, ø 5 mm | 450 mm | 5 Stück | 6971254926091 |
| TB013 | Saug - Spül System, ø 10 mm | 330 mm | 5 Stück | 6971254926115 |
| TB015 | Saug - Spül System, ø 5 mm, mit Haken Elektrode | 330 mm | 5 Stück | 6971254926207 |
| TB016 | Saug - Spül System, ø 5 mm, mit Spatel Elektrode | 330 mm | 5 Stück | 6971254926238 |







Trokare



Der Einweg "Auto - Shield" Trokar wurde für das einfache Einführen der Trokar Hülse mit abgeschirmtem Trokar Obturator entwickelt. Die gefederte Trokar Klinge ist im Gehäuse versenkt, solange die Klinge keinen perkutanen Kräften ausgesetzt ist.

| Best. Nr. | Produkt Beschreibung | ø | Arbeitslänge | VE | GTIN |
|-----------|----------------------------|-------|--------------|---------|---------------|
| AT012 | "Auto - Shield" Trokar Set | 5 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920076 |
| AT013 | "Auto - Shield" Trokar Set | 10 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920090 |
| AT014 | "Auto - Shield" Trokar Set | 12 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920113 |



Der klingenlose Einweg Trokar verfügt über eine stumpfe Spitze, die ein weniger traumatisches Einführen des Ports ermöglicht.

Die Trocarspitze ist mit einem Dilatationsflügel ausgestattet, der das Einführen erleichtert und gleichzeitig ein möglichst geringes Traume gewährleistet.

Das schlanke optische Design ermöglicht zudem eine sichtbare perkutane Einführung, während das Laparoskop in den Trokar eingeführt wird.

| Best. Nr. | Produkt Beschreibung | ø | Instrument | Arbeitslänge | VE | GTIN |
|-----------|-----------------------------------|-------|------------|--------------|---------|---------------|
| AT032S | Klingenloses Trokar Set | 5 mm | 3/5 mm | 75 mm | 6 Stück | 6971254920281 |
| AT032 | Klingenloses Trokar Set | 5 mm | 3/5 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920298 |
| AT033 | Klingenloses optisches Trokar Set | 10 mm | 10 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920311 |
| AT034 | Klingenloses optisches Trokar Set | 12 mm | 12 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920335 |







Trokare



Der Einweg Hasson Trokar wurde für Chirurgen entwickelt, die die offene Technik bevorzugen.

- Reduziert das invasive Einführen in den Port durch sein fehlerfreies Spitzendesign.
- Die Porttiefe lässt sich durch einen federbelasteten Clip leicht einstellen.
- Superfeste Faszienfixierung mit schraubbarer Kanüle.

| Best. Nr. | Produkt Beschreibung | ø | Arbeitslänge | VE | GTIN |
|-----------|----------------------|-------|--------------|---------|---------------|
| AT042 | Hasson Trokar Set | 12 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920441 |

Nur Kanüle

| Best. Nr. | Produkt Beschreibung | ø | Arbeitslänge | VE | GTIN |
|-----------|----------------------------|-------|--------------|---------|---------------|
| AT012 | "Auto - Shield" Trokar Set | 5 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920076 |
| AT013 | "Auto - Shield" Trokar Set | 10 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920090 |
| AT014 | "Auto - Shield" Trokar Set | 12 mm | 100 mm | 6 Stück | 6971254920113 |



Der "Low Profile" hat ein schlankes Profil und bietet dennoch hohen Bedienkomfort. Er wird mit einem klingenlosen Trokar - Opturator geliefert.

| Best. Nr. | Produkt Beschreibung | ø | Arbeitslänge | VE | GTIN |
|-----------|--|------|--------------|----------|---------------|
| AT021 | Flaches, klingenloses Dilatations Trokar Set | 3 mm | 60 mm | 20 Stück | 6971254920151 |
| AT021L | Flaches, klingenloses Dilatations Trokar Set | 3 mm | 100 mm | 20 Stück | 6971254920168 |
| AT022 | Flaches, klingenloses Dilatations Trokar Set | 5 mm | 75 mm | 20 Stück | 6971254920175 |
| AT022L | Flaches, klingenloses Dilatations Trokar Set | 5 mm | 100 mm | 20 Stück | 6971254920182 |







Cautery TipClean XR

Reinigungsschwamm für HF-Elektroden und bipolare Pinzetten mit Röntgenkontrastfäden und Klebefläche zur sicheren Positionierung auf allen Flächen.

Ihr Vorteil:

Entfernt effektiv Gewebe und Schmutz in einem Durchgang

🗹 Sicherer Halt auf jeder Oberfläche dank der Klebefläche

▼ Einfaches lösen der Schutzfolie auch mit OP-Handschuhen

▼ Röntgenkontrastfähig

Einzeln steril verpackt





TipClean XR

5 cm x 5 cm Reinigungs-Pad mit Klebefläche steril, einzeln verpackt VE 50 Stück

Artikel-Nr. CTC.11.050.050









ClearVision Antibeschlagmittel für Optiken

ClearVision - steriles Antibeschlagmittel für Optiken

ClearVision ist ein steriles Antibeschlagmittel, dass ein Beschlagen der Oberflächen medizinischer Optiken zuverlässig verhindert.

Oberflächenaktive Substanzen in einer speziellen Kombination bilden an den behandelten Oberflächen eine absolut klare und transparente Schicht aus. Dieser extrem dünne Film bewirkt, dass eine Tröpfchenbildung und damit das Beschlagen der Oberfläche durch kondensierten Wasserdampf verhindert wird.

Der im Applikationskit enthaltene sterile Schwamm ermöglicht auch in aseptischer Umgebung eine problemlose, hygienisch einwandfreie Handhabung. Dank seiner Klebefläche kann er rutschfest auf jeder Unterlage befestigt werden.

Ihr Vorteil:



nachhaltiger Schutz vor Kondensation sicheres Operieren durch klare Sicht



einzeln steril verpackt



mitgelieferter Schwamm ermöglich sparsame und effektive Anwendung



ClearVision alkoholfrei

5 ml Antibeschlagmittel und Pad mit Klebefläche Steril, einzeln verpackt VE mit 20 Stück

Artikel-Nr.: CV.10.100.005










Sterile Haut Markierungs-Stifte



Feine Spitze (Anwendungsbereich) schwierige Allgemeine Chirurgie Pädiatrische Chirurgie Plastische Chirurgie Microchirurgie Gesichtschirurgie Handchirurgie usw.

Mittlere Spitze (Anwendungsbereich)

Krampfadern Thyreoidektomie Orthopädie Allgemeine Chirurgie Radiologie usw.

Breite Spitze (Anwendungsbereich)

Krampfadern Thyreoidektomie Orthopädie Allgemeine Chirurgie Radiologie usw.

Weitere Produktmerkmale

Dicker Schaft für besseren und entspannteren Griff Ungiftige violette Hautfärbung Einzeln steril verpackt (50 Stück pro Karton) Latexfrei Wahlweise mit oder ohne zusätzlichen Massstab

Bestell Nummern:

| Feine Spitze | Mittlere Spitze | Breite Spitze |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| VX200 ohne Massstab | VX100 ohne Massstab | VX5100 ohne Massstab |
| VX210 mit Massstab | VX 110 mit Massstab | VX5110 mit Massstab |







Klammerer und Klammer - Entferner



SUP-SP35W1

Klammerer, Einmalprodukt; W-Serie mit 35 Klammern (VE Box mit 6 Stück)

| Klammer | offen | geschlossen | | |
|----------------|----------------|---------------|--|--|
| weit (W-Serie) | 11.8mm x 3.4mm | 6.8mm x 4.0mm | | |



SUP-SR00D1


Klammer Entferner, Einmalprodukt; (VE Box mit 10 Stück)





79

Vaskuläre Gefäss - Bänder



Unsere vaskuläre Bänder ermöglichen die Fixierung, Kennzeichnung und das Schliessen von Gefässen während des chirurgischen Eingriffes.

Wir bieten die Bänder in 2 Grössen und 2 Farben an. Sie können doppelt verwendet werden wie in der Verpackung geliefert oder wenn gewünscht, einfach halbiert werden (Mode 1 oder Mode 2)

- Vaskuläres Gefässband
- Einzeln steril verpackt, 50 Stück pro Karton
- Elliptischer Querschnitt
- Sillikon-Elastomere in medizinischer Qualität
- Länge 400mm
- Radio- opak

Bestell Nummern:


| | Double Mini | Double Maxi |
|------|-------------|-------------|
| Rot | VX120r | VX130r |
| Blau | VX121b | VX131b |







Einweg VERESS - Kanülen




VER-021-120-2

VERESS-Kanüle, Einmalprodukt; ø 2.1mm, Arbeitslänge 120mm, Kunststoff Hahn & Edelstahlrohr, einzeln steril verpackt (VE Box mit 25 Stück)

VER-021-150-2

VERESS-Kanüle, Einmalprodukt; Ø 2.1mm, Arbeitslänge 150mm, Kunststoff Hahn & Edelstahlrohr, einzeln steril verpackt (VE Box mit 25 Stück)



PR-AIG2 120

VERESS-Kanüle, Einmalprodukt; Ø 2.1mm, Arbeitslänge 120mm, Kunststoff Hahn & Edelstahlrohr, einzeln steril verpackt (VE Box mit 25 Stück)

PR-AIG2 150

VERESS-Kanüle, Einmalprodukt; ø 2.1mm, Arbeitslänge 150mm, Kunststoff Hahn & Edelstahlrohr, einzeln steril verpackt (VE Box mit 25 Stück)







Universal Lampengriff "GripCover"

Der sterile Einweg Universal Lampengriff "GripCover" ist eine kosteneffiziente Alternative zur Aufbereitung von Lampengriffen. Passend für nahezu jeden Lampentyp.

Ihr Vorteil:

Y Passend für nahezu jeden Lampentyp

✓ Kostengünstige Alternative zur Mehrweg Variante

▼ Kein Abmontieren von kontaminierten Lampengriffen

▼ Latexfrei



Universal Lampengriff "GripCover"

steril, einzeln verpackt VE 200 Stück

Artikel-Nr. 16558








ArTec Maut60



- Uterusfixierung Dilatation -Schnittführungsblatt -Ballonventil, (latexfrei) ←Stabhülse, (schieb- und drehbar) Sondierung Ventilverschluss (in der Nahtphase) Originallänge: 54 cm
- Optimale Uterusmobilität nach allen Richtungen
- Rotierendes, anatomisches Schnittführungsblatt
- Pneumoperitoneum in jeder Phase durch flexibel sich
- anpassendes Ballonventil
- Geringes Gewicht für perfekte Handhabung (180 gr.)
- Komplett zusammengesetzt zur sofortigen Benutzung

Beispiel einer totalen laparoskopischen Hysterektomie unter Einsatz des Maut60 Uterus-Manipulators

- Sondierung und Dilatation des Uterus und Einführung
- der Uterusfixierung des Maut60
- Laparoskopische Exposition und Dissektion des Uterus
- unter Zuhilfenahme des Uterus-Manipulators
- Ballonblock setzten zur laparoskopischen Kolpotomie über
- das eingeführte drehbare Schnittführungsblatt
- Extraktion des Uterus vaginal am Maut60 nach Öffnen
- des Ballonventils
- Ballonventil vom Manipulator lösen, Ventilverschluss einlegen, Ballonblock setzen, fortlaufende Naht laparoskopisch



Spezifikationen

Spitzenstab der Uterusfixierung: 6 x 35 mm, Gesamtlänge der Uterusfixierung: 80 mm Maximale Breite des Dilatators: 6 mm

Breite des Schnittführungsblattes: 40 mm (gekrümmt)

Latex-frei

Bestellinformationen:

Steriles Set enthält: Manipulator mit Ballonventil, Dilatator,

Ventilhalter / Verschluss

Verkaufseinheit: 5 Stück zum Einmalgebrauch

Bestell Code: PR-VEC-MAUT60

Listenpreis pro Stück CHF 148.00 exkl. MWSt.





Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40 www.siramo.ch | info@siramo.ch

ArTec Caut60



Steriler chirurgischer Einweg-Uterus-Manipulator



- Optimale Uterusmobilität nach allen Richtungen für eine grosse Breite von Eingriffen an Uterus oder Adnexen geeignet
- Völlig atraumatische Fixierung allein durch Saugeffekt
- Dadurch minimiertes Risiko der Dissemination endometrialer oder maligner Zellen
- Optimal ausgestattet für die Tubendurchgängigkeitsprüfung
- Schmaler, auch biegbarer Stab erlaubt ungehinderten Zugangs für transvaginale Prozeduren
- Geringes Gewicht für perfekte Handhabung (180 gr.)

Das entscheidende Merkmal des Caut60 aus der ArTec-Serie ist die völlig atraumatische Einführungsspitze, die alleine durch die Sogwirkung des Vakuums im Zervixkanal fixiert wird. Die zervikale und myometriale Integrität bleiben während der gesamten Prozedur erhalten und das Perforationsrisiko wird auf ein Minimum gesenkt. Die Gefahr einer Aussaat von Endometrial - oder von Malignomzellen wird durch das atraumatische Vorghen und den Sog minimiert.



Der Caut60 ist zur sofortigen Benutzung komplett zusammengesetzt. Mit Hilfe der Reduktionsaufsätze kann die Uterusfixierung individuell angepasst werden. Durch den Sog erfolgt eine sofortige Stabilisierung des Uterus. Der Saugkanal ist auch zur Injektion von Farbstoff oder Kontrastmittel zur Prüfung der Tubendurchgängigkeit optimal geeignet. Dank der zahlreichen Austrittsöffnungen der eingeführten Spitze sind falsch - negative Ergebnisse durch verstopfte Ausgänge ausgeschlossen.

Bestellinformationen:

| Artikel | Gesamtlänge | Uterusfixierung | VE | Bestellcode |
|----------------|-------------|-----------------|----|---------------|
| ArTec Caut60 | 330 mm | 80 x 6 mm | 10 | PRVEC-CAUT60 |
| Absaugschlauch | 3 m x 7 mm | | 25 | PRVEC-RAL3000 |








84


Standard

Laparoskopisches Gewebe Retraktionssystem "T'Lift"

Einweg - T'Lift System

- Schafft Raum und Sicht
- Legt schonend Organe und Operationsgebiet frei
- Perkutaner Kanülenzugang ohne Trokar
- Schnelle Anpassung der Retraktionshöhe
- Trendelenburg-Lage kann verminder werden






T'Lift - Retraktionssystem

In der minimal-invasiven Chirurgie werden zum Freilegen eines Operationsfeldes häufig Fächerrektratoren eingesetzt. Diese sind sehr effizient, binden aber einen Trokar und eine Chirurgenhand.

Ihre Vorteile:

T'Lift löst dieses Problem. Es fixiert selbständig ohne haltende Hand bis zu einem Kilogramm, benötigt keinen eigenen Trokarzugang und verkürzt als Zusatznutzen die Operationszeit.



Bestellinformationen:

Steriles Set enthält: 2 x T'Lift, 1 x Einführkanüle,

2 x Schiebklemme

Bestell Code für VE mit <u>12</u> Stück: **PR-VEC-AW16280D** Bestell Code für VE mit <u>25</u> Stück: **PR-VEC-AW16280**









| SWITZERLAND |
|-------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



siramo GmbH

Veilchenweg 3 DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de

www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch