

EINWEG PRODUKTE



siramo

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbe-materialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



sirabase® Einweg Scheren

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



Verband Schere LISTER 15.0 cm



S-140005 / S-340005-B Verband Schere LISTER 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Verband Schere LISTER 20.0 cm



S-140007 / S-340007-B Verband Schere LISTER 20.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Braun-Stadler Episiotomy Schere, 14.5 cm



S-140071 / S-340071-B Braun-Stadler Episiotomy Schere, 14.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Nagel Schere gebogen 10.0 cm



S-140000 / S-340000-B Nagel Schere gebogen 10.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Nagel Schere gerade 10 cm



S-140001 / S-340001-B Nagel Schere gerade 10 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Fadenschere 12 cm



S-140004 / S-340004-B Fadenschere 12 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Fadenschere 13 cm



S-140003 / S-340003-B Fadenschere 13 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Episiotomie Schere, 20.0 cm



S-140132 / S-340132-B Episiotomie Schere, 20.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Metzenbaum Schere lang, gebogen, 20 cm



S-140023 / S-340023-B Metzenbaum Schere lang, gebogen, 20 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Metzenbaum Präparationsschere, 18.0 cm



S-140022 / S-340022-B Metzenbaum Präparationsschere, 18.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

MAYO-LEXER Präparationsschere, gebogen, 16.5 cm



S-140024 / S-340024-B MAYO-LEXER Präparationsschere, gebogen, 16.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Metzenbaum Präparationsschere, gebogen, 16.0 cm



S-140021 / S-340021-B Metzenbaum Präparationsschere, gebogen, 16.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Metzenbaum Präparationsschere, gebogen, 14.5 cm



S-140020 / S-340020-B Metzenbaum Präparationsschere, gebogen, 14.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Metzenbaum Präparationsschere, gebogen, 14.0 cm



S-140019 / S-340019-B Metzenbaum Präparationsschere, gebogen, 14.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

TOENNIS Präparations Schere gebogen, 18.0 cm



S-140018 / S-340018-B TOENNIS Präparations Schere gebogen, 18.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Schere Reynolds, gebogen, 15.5 cm



S-140045 / S-340045-B Schere Reynolds, gebogen, 15.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Chirurgische Schere, spitz / spitz, 13.0 cm



S-140060 / S-340060-B Chirurgische Schere, spitz / spitz, 13.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Chirurgische Schere, spitz / stumpf, 14.5 cm



S-140061 / S-340061-B Chirurgische Schere, spitz / stumpf, 14.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

IRIS Schere fein, gebogen, 11.5 cm



S-140017 / S-340017-B IRIS Schere fein, gebogen, 11.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

IRIS Schere fein, gerade, 11.5 cm



S-140016 / S-340016-B IRIS Schere fein, gerade, 11.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

JOSEPH feine Präparationsschere, sp/sp, 15.0 cm



S-140068 / S-340068-B JOSEPH feine Präparationsschere, sp/sp, 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Vertrieb Europa:



siramo GmbH

Veilchenweg 3
DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de



www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch



sirabase® Einweg Klemmen

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

11

Klemme Mosquito, zart, gebogen, anatomisch, 12.0 cm



S-140026 / S-340026-B Klemme Mosquito, zart, gebogen, anatomisch, 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Klemme Mosquito, zart, gebogen, chir., 12.0 cm



S-140048 / S-340048-B Klemme Mosquito, zart, gebogen, chir., 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

PEAN Arterieklemme gerade, 14.0 cm



S-140048 / S-340048-B PEAN Arterieklemme gerade, 14.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Kocher Arterienklemme, 1 x 2 Zähne, gerade 14.0 cm



S-140041 / S-340041-B Kocher Arterienklemme, 1 x 2 Zähne, gerade 14.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Halstead Arterienklemme, chir., 1 x 2 Zähne, gerade 12.5 cm



S-140058 / S-340058-B Halstead Arterienklemme, chir., 1 x 2 Zähne, gerade 12.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

KELLY Arterienklemme, gebogen, 14 cm



S-140025 / S-340025-B KELLY Arterienklemme, gebogen, 14 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Gewebe Fasszange, 15.5 cm, 5 x 6 Zähne, 7.0 mm



S-140132 / S-340132-B Gewebe Fasszange, 15.5 cm, 5 x 6 Zähne, 7.0 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

SCHROEDER Kugelfasszange, 25.0 cm



S-140070 / S-340070-B SCHROEDER Kugelfasszange, 25.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Klemme ROCHESTER gerade, mit Sperre 20.0 cm



S-140067 / S-340067-B Klemme ROCHESTER gerade, mit Sperre 20.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Klemme ROCHESTER gebogen, mit Sperre 20.0 cm



S-140066 / S-340066-B Klemme ROCHESTER gebogen, mit Sperre 20.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Tupferzange gerade, mit Sperre 26.5 cm



S-140064 / S-340064-B Tupferzange gerade, mit Sperre 26.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Tupferzange gebogen, mit Sperre 26.5 cm



S-140063 / S-340063-B Tupferzange gebogen, mit Sperre 26.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

GROSS MAIER Tupfer Zange gerade, mit Sperre, 17.5 cm



S-140066 / S-340066-B Klemme ROCHESTER gebogen, mit Sperre 20.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Tuchklemme BACKHAUS, mit Sperre, Länge 13.5 cm



S-140211 / S-340211-B Tuchklemme BACKHAUS, mit Sperre, Länge 13.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**



sirabase® Einweg Nadelhalter

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

16

MAYO HEGAR Nadelhalter 12.5 cm



S-140008 / S-340008-B MAYO HEGAR Nadelhalter 12.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

MAYO HEGAR Nadelhalter 15.0 cm



S-140009 / S-340009-B MAYO HEGAR Nadelhalter 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Nadelhalter Newman Dirondal, 15.0 cm



S-140015 / S-340015-B Nadelhalter Newman Dirondal, 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**



sirabase® Einweg Pinzetten

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de




siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10


18

Micro ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 15.0 cm




S-140057 / S-340057-B Micro ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Micro ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 12.0 cm



S-140073 / S-340073-B Micro ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Präparations Pinzette, anatomisch, 12.0 cm



S-140051 / S-340051-B ADSON Präparations Pinzette, anatomisch, 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON chirurgische Pinzette, 4 x 9 Zähne 12.0 cm




S-140072 / S-340072-B ADSON chirurgische Pinzette, 4 x 9 Zähne 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 12.0 cm



S-140049 / S-340049-B ADSON Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 14.0 cm



S-140056 / S-340056 Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 14.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Präparier Pinzette, anatomisch, 14.5 cm



S-140062 / S-340062-B Präparier Pinzette, anatomisch, 14.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Semken Pinzette, fein, anatomisch, 15.0 cm



S-140059 / S-340059-B Semken Pinzette, fein, anatomisch, 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

DeBakey Gefässpinzette, atraumatisch, Maulbreite 1,5 mm, 15.0 cm



S-140036 / S-340036-B DeBakey Gefässpinzette, atraumatisch, Maulbreite 1,5 mm, 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Feine chirurgische Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 16.5 cm



S-140044 / S-340044-B Feine chirurgische Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, 16.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 12.0 cm



S-140043 / S-340043-B Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Feilchenfeld Splitterpinzette, 11.5 cm



S-140065 / S-340065-B Feilchenfeld Splitterpinzette, 11.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**



sirabase® Einweg Küretten / scharfe Löffel

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

22

Kürette HEMINGWAY doppelendig, grosse Löffel, 17.0 cm



S-140010 / S-340010-B Kürette HEMINGWAY doppelendig, grosse Löffel, 17.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Kürette HEMINGWAY doppelendig, kleine Löffel, 17.0 cm



S-140011 / S-340011-B Kürette HEMINGWAY doppelendig, grosse Löffel, 17.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Excavator klein, 16.0 cm



S-140012 / S-340012-B Excavator klein, 16.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Excavator klein, runde Fläche, 16.0 cm



S-140013 / S-340013-B Excavator klein, runde Fläche, 16.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Scharfer Löffel, Löffel 6 mm, nach BESNIER, voll



S-140074 / S-340074-B Scharfer Löffel, Löffel 6 mm, nach BESNIER, voll
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Volkman Knochent Kurette, 8.5 mm



S-140077 / S-340077-B Volkman Knochent Kurette, 8.5 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Volkmann Knochen Kürette, 9.5 mm



S-140046 / S-340046-B Volkmann Knochen Kürette, 9.5 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Volkmann Knochen Kürette, 10.5 mm



S-140047 / S-340047-B Volkmann Knochen Kürette, 10.5 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Raspatorium, feines Blatt, Breite 2.8 mm



S-140038 / S-340038-B Raspatorium, feines Blatt, Breite 2.8 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 25 Stück pro Box**

Raspatorium, feines Blatt, Breite 4.0 mm



S-140039 / S-340039-B Raspatorium, feines Blatt, Breite 4.0 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Raspatorium, feines Blatt, Breite 2.8 mm



S-140040 / S-340040-B Raspatorium, feines Blatt, Breite 2.8 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Vertrieb Europa:



siramo GmbH

Veilchenweg 3
DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de



www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch



sirabase® Kanülen und Sauger

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch




2025/10

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 2.0 mm, Länge 73.0 mm, 85°



S-140137 / S-340137-B Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 2.0 mm, Länge 73.0 mm, 85°
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 3.2 mm, Länge 73.0 mm, 85°



S-140138 / S-340138-B Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 3.2 mm, Länge 73.0 mm, 85°
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 4.0 mm, Länge 73.0 mm, 80°



S-140139 / S-340139-B Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 4.0 mm, Länge 73.0 mm, 80°
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle kurz, gerade, Luer Lock, 46.7 mm



S-140090 / S-340090-B Kanüle kurz, gerade, Luer Lock, 46.7 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle gerade, für Neurochirurgie, 45.0 mm



S-140095 / S-340095-B Kanüle gerade, für Neurochirurgie, 45.0 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Tränenweg Kanüle, Länge 60.0 mm, 21G




S-140097 / S-340097-B Tränenweg Kanüle, Länge 60.0 mm, 21G
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Tränenweg Kanüle, Länge 60.0 mm, 25G




S-140096 / S-340096-B Tränenweg Kanüle, Länge 60.0 mm, 25G
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 1.6 mm, Länge 165.0 mm



S-140140 / S-340140-B Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 1.6 mm, Länge 165.0 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 2.1 mm, Länge 165.0 mm



S-140141 / S-340141-B Kanüle gebogen, Luer Lock, ø 2.1 mm, Länge 165.0 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kieferchirurgischer Sauger, 17.0 cm




S-140108 / S-340108-B Kieferchirurgischer Sauger, 17.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Siebenmann Kanüle (mit Bügel), 15.0 cm



S-140106 / S-340106-B Siebenmann Kanüle (mit Bügel), 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Absaugkanüle mit feinem Kopf, 11.5 cm, ø 2.6 / 1.7 mm



S-140162 / S-340162-B Absaugkanüle mit feinem Kopf, 11.5 cm, ø 2.6 / 1.7 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 80 Stück pro Box**

Spülkanüle, 40 mm, Breite 2.9 mm



S-140160 / S-140160-B Spülkanüle, 40 mm, Breite 2.9 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Sub-Tenon Anästhesie Kanüle, 20G, 90 x 25 mm



S-140161 / S-140161-B Sub-Tenon Anästhesie Kanüle, 20G, 90 x 25 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Kieferhöhlen Sauger



S-140107 / S-340107-B Kieferhöhlen Sauger
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Frazier Sauger Nr. 8, Länge 26.0 cm, ø 2.8 mm



S-140127 / S-340127-B Frazier Sauger Nr. 8, Länge 26.0 cm, ø 2.8 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Frazier Sauger Nr. 9, Länge 26.0 cm, ø 3.0 mm



S-140128 / S-340128-B Frazier Sauger Nr. 9, Länge 26.0 cm, ø 3.0 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Frazier Sauger Nr. 10, Länge 26.0 cm, ø 3.4 mm



S-140129 / S-340129-B Frazier Sauger Nr. 10, Länge 26.0 cm, ø 3.4 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Frazier Sauger Nr. 6, Länge 14.0 cm, ø 1.3 mm



S-140158 / S-340158-B Frazier Sauger Nr. 6, Länge 14.0 cm, ø 1.3 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Frazier Sauger Nr. 9, Länge 14.0 cm, ø 2.3 mm




S-140159 Frazier Sauger Nr. 9, Länge 14.0 cm, ø 2.3 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Yankauer Absaugrohr, 26.0 cm, ø Innen 3.0 mm




S-140081 / S-340081-B Yankauer Absaugrohr, 26.0 cm, ø Innen 3.0 mm
verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**

Yankauer Absaugrohr, 32.0 cm, ø Innen 4.0 mm



S-140082 / S-340082-B Yankauer Absaugrohr, 32.0 cm, ø Innen 4.0 mm
verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**

Poolsauger, 22.0 cm, ø 10.0 mm



S-140111 / S-340111-B Poolsauger, 22.0 cm, ø 10.0 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 50 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 4S, Arbeitslänge 115 mm



S-140146 / S-340146-B Fukushima Sauger Nr. 4S, Arbeitslänge 115 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 4M, Arbeitslänge 125 mm



S-140112 / S-340112-B Fukushima Sauger Nr. 4M, Arbeitslänge 125 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 4L, Arbeitslänge 145 mm



S-140149 / S-340149-B Fukushima Sauger Nr. 4L, Arbeitslänge 145 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 4LL, Arbeitslänge 170 mm



S-140152 / S-340152-B Fukushima Sauger Nr. 4LL, Arbeitslänge 170 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 6S, Arbeitslänge 100 mm



S-140147 / S-340147-B Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 6M, Arbeitslänge 125 mm



S-140152 / S-340152 Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 6L, Arbeitslänge 115 mm



S-140146 / S-340146-B Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 6LL Arbeitslänge 125 mm



S-140112 / S-340112-B Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 8S, Arbeitslänge 115 mm



S-140149 / S-340149-B Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 8M, Arbeitslänge 125 mm



S-140152 / S-340152-B Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 8L, Arbeitslänge 145 mm



S-140152 / S-340152-B Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm



S-140152 / S-340152-B Fukushima Sauger Nr. 8LL, Arbeitslänge 170 mm
einzeln steril verpackt, **VE 25 Stück pro Box**

Vertrieb Europa:



siramo GmbH

Veilchenweg 3
DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de



www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch



sirabase® allg. Einweg Metall Instrumente

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de




siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

34

Klingenhalter (Skalpellgriff)



S-140014 / S-340014-B Klingenhalter (Skalpellgriff)
einzeln steril verpackt, **VE mit 25 Stück pro Box**

Parodontometer doppelendig



S-140028 / S-340028-B Parodontometer doppelendig
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Parodontometer, 15.0 cm, PCP 11, 3 3 2 3



S-140027 / S-340027-B Parodontometer, 15.0 cm, PCP 11, 3 3 2 3
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Zahnspiegel, Länge 19 cm, Spiegel ø ca. 26mm



S-140029 / S-340029-B Zahnspiegel, Länge 19cm, Spiegel ø 26mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 15 Stück pro Box**

Luniatscheck, gerade / gebogen



S-140042 / S-340042-B Luniatscheck, gerade / gebogen
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Ohrspekulum Erwachsene, 7.0 mm

S-140088 / S-340088-B Ohrspekulum Erwachsene, 7.0 mm
VE 25 Stück in einem sterilen Beutel



Ohrspekulum Erwachsene, 6.0 mm

S-140087 / S-340087-B Ohrspekulum Erwachsene, 6.0 mm
VE 25 Stück in einem sterilen Beutel



Ohrspekulum Erwachsene, 5.0 mm

S-140086 / S-340086-B Ohrspekulum Erwachsene, 5.0 mm
VE 25 Stück in einem sterilen Beutel



Ohrspekulum Erwachsene, 4.0 mm

S-140085 / S-340085-B Ohrspekulum Erwachsene, 4.0 mm
VE 25 Stück in einem sterilen Beute



Ohrspekulum Erwachsene, 3.0 mm

S-140084 / S-340084-B Ohrspekulum Erwachsene, 3.0 mm
VE 25 Stück in einem sterilen Beutel



Ohrspekulum Erwachsene, 2.0 mm

S-140083 / S-340083-B Ohrspekulum Erwachsene, 2.0 mm
VE 100 Stück in einem sterilen Beutel



Ohrspekulum Kinder, 4.0 mm

S-140108 / S-340109-B Ohrspekulum Kinder, 4.0 mm
VE 100 Stück in einem sterilen Beutel



Hysterometer, 33 cm

S-140069 / S-340069-B Hysterometer, 33.0 cm
einzeln steril verpackt, VE mit 15 Stück pro Box





siraprime

Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

siraprime® Einweg Pinzetten

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

siramo

siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de

siramo
SWITZERLAND


siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2024/03

38


ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 12.0 cm



S-340051

ADSON Pinzette, fein, anatomisch, 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**


ADSON Pinzette, fein, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm



S-340049

ADSON Pinzette, fein, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**


DeBakey Gefäßspinzette, atraumatisch, Breite 1,5 mm, 15.0 cm



S-340037

DeBakey Gefäßspinzette, atraumatisch, Breite 1,5 mm, 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm



S-340044

Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

SEMKEN Pinzette, fein, anatomisch, Länge 15.0 cm



S-340059

SEMKEN Pinzette, fein, anatomisch, Länge 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Pinzette chirurgisch, Spitze 2.2 mm, Länge 16.0 cm



S-340353

Pinzette chirurgisch, Spitze 2.2 mm, Länge 16.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Pinzette, fein, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm

S-340049

ADSON Pinzette, fein, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

DeBakey Gefäßspinzette, atraumatisch, Breite 1,5 mm, 15.0 cm

S-340037

DeBakey Gefäßspinzette, atraumatisch, Breite 1,5 mm, 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm

S-340044

Feine chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

SEMKEN Pinzette, fein, anatomisch, Länge 15.0 cm

S-340059

SEMKEN Pinzette, fein, anatomisch, Länge 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**



siraprime

Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

siraprime® Einweg Scheren

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

siramo

siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de

siramo
SWITZERLAND

siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2024/03

Iris Schere gebogen, Länge 11.5 cm



S-340017

Iris Schere gebogen, Länge 11.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Iris Schere gerade, Länge 11.5 cm



S-340016

Iris Schere gerade, Länge 11.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Metzenbaum Schere, gebogen, Länge 14.0 cm



S-340020

Metzenbaum Schere, gebogen, Länge 14.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Schere spitz - stumpf, gerade, Länge 14.0 cm



S-340184

Schere spitz - stumpf, gerade, Länge 14.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Stevens Schere, spitz, gebogen, Länge 11.5 cm



S-340215

Stevens Schere, spitz, gebogen, Länge 11.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Reynolds Schere, spitz, gebogen, Länge 15.0 cm



S-340222

Reynolds Schere, spitz, gebogen, Länge 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Reynolds Schere, spitz, gebogen, Länge 18.0 cm



S-340223

Reynolds Schere, spitz, gebogen, Länge 18.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Reynolds Schere, spitz, gebogen, Länge 15.5 cm



S-340045

Reynolds Schere, spitz, gebogen, Länge 15.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Toennis Schere, gebogen, Länge 16.0 cm



S-340221

Toennis Schere, gebogen, Länge 16.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Metzenbaum Schere, gebogen, Länge 16.0 cm



S-340021

Metzenbaum Schere, gebogen, Länge 16.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Metzenbaum Schere, gebogen, Länge 20.0 cm



S-340023

Metzenbaum Schere, gebogen, Länge 20.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Metzenbaum Schere, gebogen, Länge 20.0 cm



S-340368

Metzenbaum Schere, gebogen, Länge 23.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Vertrieb Europa:



siramo GmbH

Veilchenweg 3
DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de



www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch



*sirap*prime

Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

sirapprime® Einweg Nadelhalter

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

siramo

siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de

siramo
SWITZERLAND

siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2024/03

46

CRILE - WOOD Nadelhalter, Länge 15.0 cm



S-340015

CRILE - WOOD Nadelhalter, Länge 15.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Kornzange gebogen, Länge 26.5 cm

S-340234

Kornzange, gebogen, Länge 26.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**

Kornzange gerade, Länge 26.5 cm

S-340233

Kornzange, gerade, Länge 26.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**



siraprime

Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

siraprime® Einweg Klemmen

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

siramo

siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de

siramo
SWITZERLAND

siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2024/03

48

Klemme Mosquito, zart, gebogen, anatomisch, 12.0 cm



S-340026

Klemme Mosquito, zart, gebogen, anatomisch, 12.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Kornzange gebogen, Länge 26.5 cm



S-340234

Kornzange, gebogen, Länge 26.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**

Kornzange gerade, Länge 26.5 cm



S-340233

Kornzange, gerade, Länge 26.5 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**



siraprime

Die Qualität, die man bei Einweg Instrumenten nicht erwartet!

siraprime® Gynäkologische Instrumente

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.

siramo

siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de

siramo
SWITZERLAND

siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2024/03

50

Kogan Cervix Specula, Länge 27.0 cm



S-340026

Kogan Cervix Specula, Länge 27.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**

IUP Fasszange, Länge 20.0 cm, fein, mit Griff



S-340258

IUP Fasszange, Länge 20.0 cm, fein, mit Griff
einzeln steril verpackt, **VE mit 10 Stück pro Box**

Uterus Kürette, Länge 31.0 cm, Grösse 5.0 mm



S-340233

Uterus Kürette, Länge 31.0 cm, Grösse 5.0 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Uterus Kürette, Länge 31.0 cm, Grösse 4.0 mm



S-340233

Uterus Kürette, Länge 31.0 cm, Grösse 4.0 mm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Hysterometer, Länge 33.0 cm



S-340069

Hysterometer, Länge 33.0 cm
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

"BlackLine" Kunststoff Instrumente

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 12.0 cm - Zillion Black®



S-900203

ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 12.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, L 12.0 cm - Zillion Black®



S-900204

ADSON Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 12.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 14.5 cm - Zillion Black®



S-900208

ADSON Pinzette, anatomisch, Länge 14.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

IRIS Pinzette, anatomisch, Länge 10.5 cm - Zillion Black®



S-900217

IRIS Pinzette, anatomisch, Länge 10.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

IRIS Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 10.5 cm - Zillion Black®



S-900218

IRIS Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 10.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, L 14.5 cm - Zillion Black®



S-900207

Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 14.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, L 20.0 cm - Zillion Black®



S-900225

Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 20.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Präparierpinzette, anatomisch, Länge 20.0 cm - Zillion Black®



S-900226

Präparierpinzette, anatomisch, Länge 20.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

McIndoe Gewebe Pinzette, chir., 1 x 2 Zähne, L 15.0 cm - Zillion Black®



S-900227

McIndoe Gewebe Pinzette, chirurgisch, 1 x 2 Zähne, Länge 15.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

McIndoe Gewebe Pinzette, anatomisch, Länge 15.0 cm - Zillion Black®



S-900227

McIndoe Gewebe Pinzette, anatomisch, Länge 15.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Halsted Mosquito Klemme, gerade, Länge 12.5 cm - Zillion Black®



S-900205

Halsted Mosquito Klemme, gerade, Länge 12.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Halsted Mosquito Klemme, gebogen, Länge 12.5 cm - Zillion Black®



S-900206

Halsted Mosquito Klemme, gebogen, Länge 12.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Pean Klemme, gerade, Länge 14.5 cm - Zillion Black®



S-900209

Pean Klemme, gerade, Länge 14.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Pean Klemme, gebogen, Länge 14.5 cm - Zillion Black®



S-900210

Pean Klemme, gebogen, Länge 14.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Kocher Klemme, gerade, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm - Zillion Black®



S-900221

Kocher Klemme, gerade, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Kocher Klemme, gebogen, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm - Zillion Black®



S-900222

Kocher Klemme, gebogen, 1 x 2 Zähne, Länge 16.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ROCHESTER - PEAN Klemme, gerade, L 16.0 cm - Zillion Black®



S-900223

ROCHESTER - PEAN Klemme, gerade, Länge 16.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ROCHESTER - PEAN Klemme, gebogen, L 16.0 cm - Zillion Black®



S-900224

ROCHESTER - PEAN Klemme, gebogen, Länge 16.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Tupferzange, gebogen, L 26.5 cm - Zillion Black®



S-900230

Tupferzange, gebogen, 26.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Tupferzange, gerade, Länge 20.0 cm - Zillion Black®



S-900233

Tupferzange, gerade, Länge 20.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Tupferzange, gebogen, Länge 20.0 cm- Zillion Black®



S-900234

Tupferzange, gebogen, Länge 20.0 cm- Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

BIRKETT Fasszange, gerade, Länge 18.5 cm - Zillion Black®



S-900213

BIRKETT Fasszange, gerade, Länge 18.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

BIRKETT Fasszange, gebogen, Länge 18.5 cm - Zillion Black®



S-900214

BIRKETT Fasszange, gebogen, Länge 18.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

SPENCER-WELLS Fasszange, gerade, Länge 18.5 cm- Zillion Black®



S-900215

SPENCER-WELLS Fasszange, gerade, Länge 18.5 cm- Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

SPENCER-WELLS Fasszange, gebogen, Länge 18.5 cm - Zillion Black®



S-900216

SPENCER-WELLS Fasszange, gebogen, Länge 18.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

KELLY Fasszange, gerade, Länge 14.0 cm - Zillion Black®



S-900211

KELLY Fasszange, gerade, Länge 14.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

KELLY Fasszange, gebogen, Länge 14.0 cm - Zillion Black®



S-900212

KELLY Fasszange, gebogen, Länge 14.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

MAYO-HEGAR Nadelhalter, Länge 15.0 cm - Zillion Black®



S-900219

MAYO-HEGAR Nadelhalter, Länge 15.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Kürette mit Schaber, Länge 14.0 cm - Zillion Black®



S-900201

Kürette mit Schaber, Länge 14.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Doppelseitige Kürette, Länge 14.0 cm - Zillion Black®



S-900202

Doppelseitige Kürette, Länge 14.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Haut Klammer Entferner - Zillion Black®



S-900220

Haut Klammer Entferner - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

ROUX Retractor, Länge 17.0 cm - Zillion Black®



S-900231

ROUX Retractor, Länge 17.0 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Phlebektomie Haken, Länge 16.5 cm - Zillion Black®



S-900232

Phlebektomie Haken, Länge 16.5 cm - Zillion Black®
einzeln steril verpackt, **VE mit 20 Stück pro Box**

Vertrieb Europa:



siramo GmbH

Veilchenweg 3
DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de



www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch

Verschiedene Einweg Produkte

Disclaimer

Sämtliche Bilder und Informationen der zur Verfügung gestellten Promotion-/Werbematerialien sind, soweit sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte geschützt. Großgeschriebene oder auf andere Weise gekennzeichnete Produktnamen, sind Warenzeichen der pfm medical Gruppe, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG oder anderen Herstellern. Der Gebrauch und die Vervielfältigung dieser Bilder und Informationen sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieser Firmen nicht gestattet.

All pictures and information contained in the provided promotion/marketing material, insofar as they are reproducible, are protected by copyright or by other industrial property rights. All product names, written in capital letters or marked in other ways, are trademarks of the pfm medical group, Promecon GmbH, Tricumed GmbH, siramo AG or other Manufacturers. The use and reproduction of these pictures and information is not permitted without the prior written consent of this company.



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch




2025/10

Kamerabezüge zum schnelleren Optikwechsel während des Eingriffes

OptiGuard QuickChange^{Pro}

Steriler Kamerabezug zum Optikwechsel mit hoher Bildstabilität, auch für hochauflösende Kameras geeignet

- Bildstabilisierung durch hohe Koppelsteifigkeit
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- reistfest und antistatisch
- aus LDPE - Folie, Latex und Phthalatfrei



Artikel Nr.:	Faltart	Breite x Länge	VE
OG.40.140.250	Balgfaltung im Ring	14 cm x 250 cm	50 Stück
OG.40.180.250	invers teleskopisch	18 cm x 250 cm	60 Stück

OptiGuard QuickChange^{Arthro}


Wechsel des Endoskops mit wasserdichter Okularaufnahme.

Optimiert für Eingriffe unter stetigem Spülen, wie z.B. in der Arthroskopie

Ein Dichtungssystem zwischen dem Okular des angeschlossenen Endoskops und des Kopplers verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Sichtfeld der Kamera bei Einsatz unter stetigem Spülen.

Die wasserdichte Okularaufnahme der OptiGuard QuickChange^{Arthro} spart kostbare Zeit, da der Eingriff nicht zum Reinigen und Entfernen von Flüssigkeit auf den Optiken unterbrochen werden muss.

- Kein Befeuchten der optischen Bauteile durch patentierte wasserdichte Okularaufnahme
- Bildstabilisierung durch hohe Koppelsteifigkeit
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- reistfest und antistatisch
- aus LDPE - Folie, Latex und Phthalatfrei



Artikel Nr.:	Faltart	Breite x Länge	VE
OG.41.140.250	Balgfaltung im Ring	14 cm x 250 cm	50 Stück
OG.41.180.250	invers teleskopisch	18 cm x 250 cm	60 Stück



OptiGuard QuickChange Standard




- Polyethylen-Film mit weicher Haptik, reissfest, antistatisch
- Geschlossene sterile Barriere mit bewährter Bajonett-Kopplung für Optik mit Videokabel
- Ultraklare Trennlinsen für scharfe Bildübertragung
- Überzug aus dem Ring ausrollbar, zwei Fixierbänder, latexfrei

Artikel Nr.:	Breite x Länge	VE
OG.30.150.200	15 cm x 200 cm (15 cm flach = 9,5 cm Durchmesser)	50 Stück
OG.30.150.250	15 cm x 250 cm (15 cm flach = 9,5 cm Durchmesser)	50 Stück

Anwendung der OptiGuard Kamera Abdeckungen





OptiGuard QuickChange

mit Balgfaltung im Ring



OptiGuard QuickChange

mit inverser Teleskopfaltung








OptiGuard Access

- mit Kartoneinführhilfe
- teleskopisch gefaltet
- Abreissöffnung zum Anschluss der Optik
- reissfest und antistatisch
- aus LDPE - Folie, Latex- und Phthalatfrei

Artikel Nr.:	Faltart	Breite x Länge	VE
OG.10.130.250	teleskopisch mit Kartoneinführhilfe	13 cm x 250 cm	200 Stück

Anwendung der OptiGuard Access Abdeckung



ClearVision

- Steriles Antibeschlagmittel für Endoskope und Optiken
- Applikationsschwamm mit Klebefläche für alle Unterlagen
- Einzeln steril verpackt
- Latexfrei, alkoholfrei, Flaschen 6 ml

Artikel Nr.:	Breite x Länge	VE
OG.99.001.000	6 ml Fläschchen mit Applikations-schwamm	20 Stück

SonoGuard sterile Ultraschall Abdeckungen

SonoGuard

Für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug

SonoGuard Plus

Mit der einzigartigen Clear View Schallleitfläche. Unübertroffene Schallübertragung ohne Gel auf der Innenseite der Abdeckung.

Sterile Ultraschallabdeckungen für ultraschallbegleitete Eingriffe in der Regionalanästhesie, Gynäkologie, Urologie und in weiteren Gebieten. Sichert im klinischen Alltag die Sterilität bei einfacher Handhabung

- Steriles Arbeiten ohne Artefakte
- Ungestörtes Schallbild
- Teleskopische Faltung
- Verschiedene Längen

SonoGuard Ultraschallabdeckung



SonoGuard (14.0 cm breit)

Für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug

Artikel Nr.:	Breite x Länge	VE
US.10.140.025	14 cm x 25 cm	100 Stück
US.10.140.040	14 cm x 40 cm	100 Stück
US.10.140.080	14 cm x 80 cm	100 Stück
US.10.140.120	14 cm x 120 cm	100 Stück
US.10.140.160	14 cm x 160 cm	100 Stück



SonoGuard Plus Ultraschallabdeckung

Mit ClearView - Haftschallleitfläche

- ClearView - Haftschallleitfläche ermöglicht eine optimale Schallkopplung Ungestörtes Schallbild
- in der Abdeckung wird kein Gel benötigt
- hinterlässt nach dem Gebrauch keine Kleberückstände auf dem Schallkopf
- reinigen des Ultraschallkopfes nach der Anwendung entfällt
- Ultraschallabdeckung aus LDPE - Folie, Latex - und Phthalatefrei



SonoGuard Plus (18.0 cm breit)

Mit ClearView Schallfläche


Artikel Nr.:	Breite x Länge	VE
US.20.180.040	18 cm x 40 cm	100 Stück
US.20.180.080	18 cm x 80 cm	100 Stück
US.20.180.120	18 cm x 120 cm	100 Stück
US.20.180.160	18 cm x 160 cm	100 Stück




1. Schutzpapier abziehen



2. Ultraschallkopf positionieren



3. Abdeckung umstülpen




4. Abdeckung entfalten



5. Abdeckung andrücken

Vergleich im Ultraschallbild - Optimale Sicht dank einzigartiger ClearView Schalleitfläche



Ultraschallaufnahme ohne SonoGuard Plus Abdeckung Ultraschallaufnahme mit SonoGuard Plus Abdeckung



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10



SonoGuard Plus Set

Ultraschallabdeckung mit Gel im sterilen Set

- mit kohäsiver **ClearView** - Haftscharlleitfläche
- steriles Ultraschall - Set zum einmaligen Gebrauch
- Ultraschallabdeckung aus LDPE - Folie, Latex- und phthalatfrei
- teleskopische Faltung
- chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln

Art.- Nr.:	Breite x Länge	VE
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	100 Stück
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	100 Stück
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	100 Stück
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	100 Stück

Inhalt

1 x **SonoGuard Plus** Ultraschallabdeckung
2 x Klebestreifen
2 x Gummiband
1 x KONIX® steriles Ultraschallgel 20 ml

SonoGuard Set

Ultraschallabdeckung mit Gel im sterilen Set

- steriles Ultraschall - Set zum einmaligen Gebrauch
- Ultraschallabdeckung aus LDPE - Folie, Latex- und phthalatfrei
- teleskopische Faltung
- chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln



Art.- Nr.:	Breite x Länge	VE
US.10.140.040-G	18 x 40 cm	100 Stück
US.10.140.080-G	18 x 80 cm	100 Stück
US.10.140.120-G	18 x 120 cm	100 Stück
US.10.140.160-G	18 x 160 cm	100 Stück

Inhalt

1 x **SonoGuard Plus** Ultraschallabdeckung
2 x Klebestreifen
2 x Gummiband
1 x KONIX® steriles Ultraschallgel 20 ml

Zubehör für Geräteabdeckungen

- akustisch optimale Kopplungswerte
- neutral zu Haut und Schallkopf
- koppelt ohne zu verkleben
- hypoallergen
- wasserlöslich, geruchsneutral und farblos

Art.- Nr.:	Beschreibung	VE
US.99.100.020	Vue Gel, steriles Gel im Beutel, 20 ml	30 Stück



Art.- Nr.:	Beschreibung	VE
US.99.000.020	Transonic, steriles Gel im Beutel, 20 ml	48 Stück




Art.- Nr.:	Beschreibung	VE
US.99.000.250	Transonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 250 ml	25 Stück
US.99.000.500	Transonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 500 ml	20 Stück
US.99.001.000	Transonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 1'000 ml	20 Stück



Einweg Laparoskopische Schere und Fasszange

METZENBAUM Schere gebogen




Standard, Scheren Länge 15 mm

Mini, Scheren Länge 11 mm

Best. Nr.	Typ	Produkt Beschreibung	Arbeitslänge	VE	GTIN
LS1001	Monopolar	5 mm Metzenbaum Schere gebogen Standard	330 mm	5 Stück	6971254922025
LS1001L	Monopolar	5 mm Metzenbaum Schere gebogen Standard	450 mm	5 Stück	6971254922032
LS1003	Monopolar	5 mm Metzenbaum Schere gebogen	330 mm	5 Stück	6971254922087
LS1003L	Monopolar	5 mm Metzenbaum Schere gebogen	450 mm	5 Stück	6971254922094

Fasszangen



Johann Grasper Fasszange


Intestinal Fasszange

"Blunt Tip" Fasszange

Best. Nr.	Typ	Produkt Beschreibung	Arbeitslänge	VE	GTIN
LS1021	Monopolar	5 mm gefenstert, Johann Grasper	330 mm	5 Stück	6971254922209
LS1023	Monopolar	5 mm Intestinal Fasszange	330 mm	5 Stück	6971254922261
LS1024	Monopolar	5 mm "Blunt Tip" atraumatische Fasszange	330 mm	5 Stück	6971254922292

Einweg Laparoskopische Schere und Faszangen

Präparier Faszangen



Best. Nr.	Typ	Produkt Beschreibung	Arbeitslänge	VE	GTIN
LS2202	Bipolar	Einweg Bipolar MARYLAND Präparations Faszange, 3 mm	280 mm	5 Stück	6971254924555
LS2203	Bipolar	Einweg Bipolar Johann Grasping Präparations Faszange, 3 mm	280 mm	5 Stück	6971254924586
LS2002	Bipolar	Einweg Bipolar MARYLAND Präparations Faszange, 5 mm	330 mm	5 Stück	6971254924296
LS2003	Bipolar	Einweg Bipolar Johann Grasping Präparations Faszange, 5 mm	330 mm	5 Stück	6971254924326


Saug - Spül System



TB015



TB016



Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Arbeitslänge	VE	GTIN
TB011	Saug - Spül System, ø 3 mm	330 mm	5 Stück	6971254926054
TB012	Saug - Spül System, ø 5 mm	330 mm	5 Stück	6971254926085
TB012L	Saug - Spül System, ø 5 mm	450 mm	5 Stück	6971254926091
TB013	Saug - Spül System, ø 10 mm	330 mm	5 Stück	6971254926115
TB015	Saug - Spül System, ø 5 mm, mit Haken Elektrode	330 mm	5 Stück	6971254926207
TB016	Saug - Spül System, ø 5 mm, mit Spatel Elektrode	330 mm	5 Stück	6971254926238




siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch




2025/10

Trokare**"Auto - Shield" Trokar**

Der Einweg "Auto - Shield" Trokar wurde für das einfache Einführen der Trokar Hülse mit abgeschirmtem Trokar Obturator entwickelt. Die gefederte Trokar Klinge ist im Gehäuse versenkt, solange die Klinge keinen perkutanen Kräften ausgesetzt ist.

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	ø	Arbeitslänge	VE	GTIN
AT012	"Auto - Shield" Trokar Set	5 mm	100 mm	6 Stück	6971254920076
AT013	"Auto - Shield" Trokar Set	10 mm	100 mm	6 Stück	6971254920090
AT014	"Auto - Shield" Trokar Set	12 mm	100 mm	6 Stück	6971254920113

Klingenloser Optischer Trokar

Der klingenlose Einweg Trokar verfügt über eine stumpfe Spitze, die ein weniger traumatisches Einführen des Ports ermöglicht.

Die Trocarspitze ist mit einem Dilatationsflügel ausgestattet, der das Einführen erleichtert und gleichzeitig ein möglichst geringes Trauma gewährleistet.

Das schlanke optische Design ermöglicht zudem eine sichtbare perkutane Einführung, während das Laparoskop in den Trokar eingeführt wird.

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	ø	Instrument	Arbeitslänge	VE	GTIN
AT032S	Klingenloses Trokar Set	5 mm	3 / 5 mm	75 mm	6 Stück	6971254920281
AT032	Klingenloses Trokar Set	5 mm	3 / 5 mm	100 mm	6 Stück	6971254920298
AT033	Klingenloses optisches Trokar Set	10 mm	10 mm	100 mm	6 Stück	6971254920311
AT034	Klingenloses optisches Trokar Set	12 mm	12 mm	100 mm	6 Stück	6971254920335




siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

Trokare**Hasson Trokar**

Der Einweg Hasson Trokar wurde für Chirurgen entwickelt, die die offene Technik bevorzugen.

- Reduziert das invasive Einführen in den Port durch sein fehlerfreies Spitzendesign.
- Die Porttiefe lässt sich durch einen federbelasteten Clip leicht einstellen.
- Superfeste Faszienfixierung mit schraubbarer Kanüle.

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	ø	Arbeitslänge	VE	GTIN
AT042	Hasson Trokar Set	12 mm	100 mm	6 Stück	6971254920441

Nur Kanüle

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	ø	Arbeitslänge	VE	GTIN
AT012	"Auto - Shield" Trokar Set	5 mm	100 mm	6 Stück	6971254920076
AT013	"Auto - Shield" Trokar Set	10 mm	100 mm	6 Stück	6971254920090
AT014	"Auto - Shield" Trokar Set	12 mm	100 mm	6 Stück	6971254920113

"Low Profile" Trokar

Der "Low Profile" hat ein schlankes Profil und bietet dennoch hohen Bedienkomfort. Er wird mit einem klingenlosen Trokar - Opturator geliefert.

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	ø	Arbeitslänge	VE	GTIN
AT021	Flaches, klingenloses Dilatations Trokar Set	3 mm	60 mm	20 Stück	6971254920151
AT021L	Flaches, klingenloses Dilatations Trokar Set	3 mm	100 mm	20 Stück	6971254920168
AT022	Flaches, klingenloses Dilatations Trokar Set	5 mm	75 mm	20 Stück	6971254920175
AT022L	Flaches, klingenloses Dilatations Trokar Set	5 mm	100 mm	20 Stück	6971254920182



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de




siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10









Insufflation Schlauch Set

Insufflation Schlauch Set



Der Einweg-Insufflationsschlauch dient zum Anschluss der Veress-Nadel oder des Trokars an die Kohlendioxid Insufflationsquelle zum Zwecke des Pneumoperitoneums.

- Hochwertige Filtermembran mit hoher Wirksamkeit bei der Filterung von Bakterien und Viren
- Schläuche aus Material mit geringem Memory-Effekt verhindern Knicken und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Insufflationsfluss
- Verschiedene Anschlüsse für unterschiedliche Insufflatoren erhältlich
- Ultraflaches Design, reduziert den Platzbedarf für Transport und Logistik erheblich

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Konnektor Typ	GTIN
TB001	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter und Luer Lock-Anschluss		6971254927419
TB002	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, 15 mm Male / 22 mm Female ISO Anschluss		6971254927426
TB003	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, Push-in Verbindung		6971254927433
TB004	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, O-Ring Verbindung		6971254927440
TB006	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter und Luer Lock-Anschluss		6971254927464
TB007	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, 15 mm Male / 22 mm Female ISO Anschluss		6971254927471
TB008	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, Push-in Verbindung		6971254927488
TB009	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, O-Ring Verbindung		6971254927495


Rauchgas Filter / VERESS Nadeln

Rauchgas Filter



Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Länge	GTIN
TB101	Einweg Rauchfilter	270 mm	6971254926016
TB102	Einweg-Rauchfilter mit Sauganschluss	3'000 mm	6971254926023

DEAES und SAGES haben Leitlinien zum Umgang mit Rauch- und Gasabsaugung während Operationen in dieser Pandemiezeit veröffentlicht.



Rauch Filter

Virus Filter

Der Rauchfilter verfügt über ein proprietäres Greenbox®-Design, das den Platzbedarf für Transport und Logistik erheblich reduziert.

Die Greenbox® ist mit einer (HEPA) Filtermembran (High Efficiency Particulate Air) und einer herkömmlichen Aktivkohlemembran ausgestattet, um mindestens 99,97 % der Partikel in der Luft effektiv zu filtern.

Als Ersatz für den herkömmlichen Rauchfilter ohne Virusfilterfunktion kann sie in Verbindung mit der Wandabsaugung verwendet werden, um die gefährlichen Gase, die während der Operation entstehen, zu filtern und abzusaugen, ohne dass zusätzliche Rauchabsauggeräte erforderlich sind.

VERESS Nadeln



Die Einweg-VERESS-Nadel wird zur sicheren und effektiven Herstellung des Pneumoperitoneums verwendet. Sie verfügt über folgende Merkmale:

- Die federbelastete, abgeschirmte Nadelspitze sorgt für die Sicherheit des Patienten.
- Akustisches Signal bei perkutaner Einführung
- Die hervorgehobene, sichtbare Nadelpositionsanzeige bietet zusätzliche Sicherheit.
- Luer-Lock-Anschluss mit integriertem Schalter

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	ø	Arbeitslänge	VE	GTIN
AT001	VERESS Nadel	2.1 mm	120 mm	50 Stück	6971254920014
AT003	VERESS Nadel	2.1 mm	150 mm	50 Stück	6971254920038



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de




siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10
77


"Port - Site" Verschlusssystem

Port Verschluss



Die Trokarport-Hernie (TSH) ist eine häufige Komplikation an der Trokarstelle nach einer laparoskopischen Operation. Die Portverschlussvorrichtungen wurden entwickelt, um das Auftreten von Trokarstellenhernien zu minimieren. Wir haben zwei Versionen von Portverschlussvorrichtungen entwickelt, eine mit scharfer Spitze und eine mit stumpfer Spitze.

Verschlussvorrichtung für Port mit scharfer Spitze



- Breite Öffnung für einfaches Aufnehmen der Naht
- Nahtdurchführungskegel passen für verschiedene Schnittgrößen
- Das ergonomische Griffdesign sorgt für höchsten Bedienkomfort

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Ø	Länge	GTIN
CL401	Einweg-Verschlussvorrichtung für scharfe Spitzen	2.1 mm	150 mm	6971254927815
CL402	Einweg-Verschlussvorrichtung für scharfe Spitzen mit Nahtführungen (5/8 mm)	2.1 mm	150 mm	6971254927822
CL403	Einweg-Verschlussvorrichtung für scharfe Spitzen mit Nahtführungen (10/12 mm)	2.1 mm	150 mm	6971254927839
CL405	Einweg-Verschlussvorrichtung für scharfe Spitzen mit Nahtführungen (5/8, 10/12 mm)	2.1 mm	150 mm	6971254927853

Verschlussvorrichtung für Port mit stumpfer Spitze



- Fingerspitzensteuerung zum Aufnehmen der Naht
- Das stumpfe Design ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung
- Die Führungskegel für die Naht passen sich an verschiedene Schnittgrößen an
- Das ergonomische Griffdesign sorgt für höchsten Bedienkomfort

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Ø	Länge	GTIN
CL411	Einweg-Verschlussvorrichtung für stumpfe Spitzen	2.1 mm	150 mm	6971254928218
CL412	Einweg-Verschlussvorrichtung für stumpfe Spitzen mit Nahtführungen (5/8 mm)	2.1 mm	150 mm	6971254928225
CL413	Einweg-Verschlussvorrichtung für stumpfe Spitzen mit Nahtführungen (10/12 mm)	2.1 mm	150 mm	6971254928232
CL425	Einweg-Verschlussvorrichtung für stumpfe Spitzen mit Nahtführungen (5/8, 10/12 mm)	2.1 mm	150 mm	6971254928256



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de




siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10









Insufflation Schlauch Set

Insufflation Schlauch Set



Der Einweg-Insufflationsschlauch dient zum Anschluss der Veress-Nadel oder des Trokars an die Kohlendioxid Insufflationsquelle zum Zwecke des Pneumoperitoneums.

- Hochwertige Filtermembran mit hoher Wirksamkeit bei der Filterung von Bakterien und Viren
- Schläuche aus Material mit geringem Memory-Effekt verhindern Knicken und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Insufflationsfluss
- Verschiedene Anschlüsse für unterschiedliche Insufflatoren erhältlich
- Ultraflaches Design, reduziert den Platzbedarf für Transport und Logistik erheblich

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Konnektor Typ	GTIN
TB001	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter und Luer Lock-Anschluss		6971254927419
TB002	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, 15 mm Male / 22 mm Female ISO Anschluss		6971254927426
TB003	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, Push-in Verbindung		6971254927433
TB004	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, O-Ring Verbindung		6971254927440
TB006	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter und Luer Lock-Anschluss		6971254927464
TB007	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, 15 mm Male / 22 mm Female ISO Anschluss		6971254927471
TB008	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, Push-in Verbindung		6971254927488
TB009	Einweg-Insufflationsschlauch mit Green Box-Filter, O-Ring Verbindung		6971254927495

Proben Entnahme Systeme, Bergebeutel

Bergebeutel für alle Grössen



Das Bergebeutel System bietet einfache und sichere Lösungen für die Probenentnahme.

Die breiteste Palette an Bergebeutel auf dem Markt bietet Chirurgen Flexibilität bei der Auswahl der Probenentnahme für chirurgische Eingriffe.

Schwarz - Weiss, nicht abnehmbar



- Selbstöffnendes Beuteldesign für eine einfache und sichere Probenentnahme
- Das hochfeste Beuteldesign verhindert ein Auslaufen und minimiert so das Risiko einer Kreuzinfektion
- Ergonomisches Griffdesign für verbesserten Bedienkomfort
- Der 10-mm-Einführkanal ermöglicht einen einfachen und weniger invasiven Zugang

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Arbeits- ø	Länge	Volumen	GTIN
SR002	Schwarz-Weiss, nicht abnehmbare Probenentnahmebeutel	10 mm	330 mm	200 ml	6971254925026
SR003	Schwarz-Weiss, nicht abnehmbare Probenentnahmebeutel	10 mm	330 mm	400 ml	6971254925033
SR004	Schwarz-Weiss, nicht abnehmbare Probenentnahmebeutel	10 mm	330 mm	700 ml	6971254925040



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

Proben Entnahme Systeme, Bergebeutel

Schwarz-Weiss – Plus abnehmbar



- Selbstöffnendes Beuteldesign für eine einfache und sichere Probenentnahme
- Das hochfeste Beuteldesign verhindert ein Auslaufen und minimiert so das Risiko einer Kreuzinfektion
- Das leicht zu greifende grobe Seil reduziert die Zugkraft erheblich
- Ergonomisches Griffdesign für verbesserten Bedienkomfort
- 10 mm Einführhilfe ermöglicht einfachen und weniger invasiven Zugang

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Arbeits- ø	Länge	Volumen	GTIN
SR005	5 mm abnehmbarer Probenentnahmebeutel	5 mm	330 mm	100 ml	6971254925057
SR006	Schwarz-Weiss, Plus abnehmbare Probenentnahmebeutel	10 mm	330 mm	200 ml	6971254925064
SR007	Schwarz-Weiss, nicht abnehmbare Probenentnahmebeutel	10 mm	330 mm	400 ml	6971254925071
SR008	Schwarz-Weiss, nicht abnehmbare Probenentnahmebeutel	10 mm	330 mm	700 ml	6971254925088
SR008X	Schwarz-Weiss, nicht abnehmbare Probenentnahmebeutel	12 mm	330 mm	1'250 ml	6971254925002

Einfach aufzunehmen



- Das hochfeste Beuteldesign verhindert ein Auslaufen und minimiert so das Risiko einer Kreuzinfektion.
- Das griffige, grobe Seil reduziert die Zugkraft erheblich.

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Volumen	GTIN
SR009	"VCatch Simply" Probenentnahmebeutel	200 ml	6971254925095
SR010	"VCatch Simply" Probenentnahmebeutel	400 ml	6971254925101



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

Proben Entnahme Systeme, Bergebeutel

Schwarz - Weiss SIMPRA®



- Selbstöffnendes Beuteldesign für eine einfache und sichere Probenentnahme.
- Das hochfeste Beuteldesign verhindert ein Auslaufen und minimiert so das Risiko einer Kreuzinfektion.
- Das griffige grobe Seil reduziert die Zugkraft erheblich.
- Ergonomisches Griffdesign für verbesserten Bedienkomfort.
- Einfach mit einer Hand zu bedienen dank des proprietären, patentierten Griffdesigns.

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Arbeits ø	Volumen
SR012	"SIMPRA®" Probenentnahmebeutel	10 mm	200 ml
SR013	"SIMPRA®" Probenentnahmebeutel	10 mm	400 ml
SR014	"SIMPRA®" Probenentnahmebeutel	10 mm	700 ml
SR015	"SIMPRA®" Probenentnahmebeutel	10 mm	1'250 ml

"FISHMANN®" Bergebeutel



Die bruch sicheren Probenentnahmesysteme der Serie „FISHMANN®“ sind ergonomisch gestaltet und verfügen über einen patentierten Beutelhalte- und Entriegelungsmechanismus, einen intuitiven Griff mit proprietärem „Damocles®“-Design, einen bruch sicheren, konisch zulaufenden Beutel aus präzise gefertigten Ripstop-Gewebe und eine komfortable, einteilige Zugleine.

Das charakteristische Design des konischen Beutels ermöglicht eine einfache Probenentnahme. Ein gut erkennbarer Metallring am Beutelrand sorgt für eine maximale Beutelöffnung in der Nähe der anatomischen Struktur, um die Probenentnahme zu erleichtern. Das Probenentnahmesystem "Taper Bag®" erfüllt die höchsten Anforderungen für die Probenentnahme bei verschiedenen laparoskopischen Eingriffen.

- Superbruchfeste Probenentnahme System
- Mit ergonomischem "Damocles®"-Griff für maximalen Bedienkomfort
- Eigenes Design für die mehrfache Verwendung bei einem einzelnen Patienten
- Große Öffnung in unmittelbarer Nähe zum Präparat, zum einfachen Einfangen des Präparats
- Durchsichtiger Schaft, sichtbare Bewegung des Beutels
- Grobe Zugleine für maximalen Bedienkomfort

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Arbeits -ø	Volumen	GTIN
SR101	"FISHMANN®" Probenentnahmebeutel, Klein	10 mm	300 ml	6971254925125
SR102	"FISHMANN®" Probenentnahmebeutel, Mittel	10 mm	500 ml	6971254925132
SR103	"FISHMANN®" Probenentnahmebeutel, Mittel - Gross	10 mm	700 ml	6971254925149
SR104	"FISHMANN®" Probenentnahmebeutel, Gross	10 mm	1'250 ml	6971254925156
SR105	"FISHMANN®" Probenentnahmebeutel, Extra Gross	10 mm	1'750 ml	6971254925163



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

Proben Entnahme Systeme, Bergebeutel

"ELABAG®" Bergebeutel




"ELABAG®" setzt neue Massstäbe für die Entnahme von Proben bei endoskopischen Eingriffen, da es sich durch eine unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit und überlegene Bruchfestigkeit auszeichnet.

„ELABAG®“ ist Ihr zuverlässiges Werkzeug für die tägliche Entnahme von endoskopischen Proben.

- Die Einführungsflasche ermöglicht ein leichtes Einführen des Beutels in die Körperhöhle des Patienten durch die Trokar-Kanüle.
- Die große Beutelöffnung ermöglicht eine präzise, schnelle und problemlose Entnahme der Proben.
- Das "Taper Bag®"-Design erleichtert das Erfassen der Proben.
- Ultraleichtes Ripstop-Nylonmaterial bietet höchste Bruchfestigkeit.
- Durchsichtiges Material ermöglicht die Sichtbarkeit der Proben.
- Röntgendichte Laschen sorgen dafür, dass das Profil der Tasche im Röntgenbild sichtbar ist.
- Grobe Markierungen sorgen für Komfort bei der Verwendung.

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Arbeits- ø	Volumen	GTIN
SR200	"ELABAG®" Probenentnahmebeutel, Klein	10 mm	300 ml	6971254925187
SR201	"ELABAG®" Probenentnahmebeutel, Mittel	10 mm	500 ml	6971254925194
SR202	"ELABAG®" Probenentnahmebeutel, Mittel - Gross	10 mm	700 ml	6971254925200
SR203	"ELABAG®" Probenentnahmebeutel, Gross	10 mm	1'250 ml	6971254925217
SR204	"ELABAG®" Probenentnahmebeutel, Extra Gross	10 mm	1'750 ml	6971254927224
SR205	"ELABAG®" Probenentnahmebeutel, Über Grösse	10 mm	2'250 ml	6971254927231

"ELABAG®" PLUS Bergebeutel



"ELABAG®" PLUS setzt neue Massstäbe für die Entnahme von Proben bei endoskopischen Eingriffen, da es sich durch eine unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit und überlegene Bruchfestigkeit auszeichnet.

„ELABAG®" PLUS ist Ihr zuverlässiges Werkzeug für die tägliche Entnahme von endoskopischen Proben.

- Die Einführungsflasche ermöglicht ein leichtes Einführen des Beutels in die Körperhöhle des Patienten durch die Trokar-Kanüle.
- Die große Beutelöffnung ermöglicht eine präzise, schnelle und problemlose Entnahme der Proben.
- Das "Taper Bag®"-Design erleichtert das Erfassen der Proben
- Ultraleichtes Ripstop-Nylonmaterial bietet höchste Bruchfestigkeit
- Durchsichtiges Material ermöglicht die Sichtbarkeit der Proben.
- Röntgendichte Laschen sorgen dafür, dass das Profil der Tasche im Röntgenbild sichtbar ist.
- Grobe Markierungen sorgen für Komfort bei der Verwendung
- Eigenentwickelter Einführer ermöglicht einfaches Einführen des Beutels

Best. Nr.	Produkt Beschreibung	ø	Länge	GTIN
CL411	Einweg-Verschlussvorrichtung für stumpfe Spitzen	2.1 mm	150 mm	6971254928218
CL412	Einweg-Verschlussvorrichtung für stumpfe Spitzen mit Nahtführungen (5/8 mm)	2.1 mm	150 mm	6971254928225
CL413	Einweg-Verschlussvorrichtung für stumpfe Spitzen mit Nahtführungen (10/12 mm)	2.1 mm	150 mm	6971254928232
CL425	Einweg-Verschlussvorrichtung für stumpfe Spitzen mit Nahtführungen (5/8, 10/12 mm)	2.1 mm	150 mm	6971254928256



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

Proben Entnahme Systeme, Bergebeutel

"MORSELL™" Bergebeutel



Der "MORSELL™" Probenentnahmebeutel besteht aus leichtem Ripstop-Nylonmaterial, das höchste Bruch- und Reissfestigkeit bietet.

Seine ergonomisch gestaltete Struktur ermöglicht eine sichere und einfache Verkleinerung des Gewebes im Beutel, wodurch mögliche Schäden an gesundem Gewebe und Organen verhindert und die Ausbreitung von Krebszellen vermieden werden.

- Die Einführungsflasche ermöglicht ein einfaches Einführen des Beutels in die Körperhöhle des Patienten durch die Trokar-Kanüle.
- Die große Beutelöffnung ermöglicht eine präzise, schnelle und problemlose Entnahme der Proben.
- Das ultraleichte Ripstop-Nylonmaterial bietet höchste Bruch- und Reissfestigkeit.
- Das durchsichtige Material ermöglicht die Sichtbarkeit der Proben.
- Röntgendichte Laschen machen das Profil des Beutels im Röntgenbild sichtbar.
- Die grobe Zugleine sorgt für Komfort bei der Verwendung.


Best. Nr.	Produkt Beschreibung	Arbeits- ø	Volumen
SR210	"MORSELL™" Probenentnahmebeutel	15 mm	4'000 ml

Cautery TipClean XR

Reinigungsschwamm für HF-Elektroden und bipolare Pinzetten mit Röntgenkontrastfäden und Klebefläche zur sicheren Positionierung auf allen Flächen.

Ihr Vorteil:


- ✓ Ermöglicht schnelle und einfache Reinigung des Instrumentes
- ✓ Entfernt effektiv Gewebe und Schmutz in einem Durchgang
- ✓ Sicherer Halt auf jeder Oberfläche dank der Klebefläche
- ✓ Einfaches lösen der Schutzfolie auch mit OP-Handschuhen
- ✓ Röntgenkontrastfähig
- ✓ Einzeln steril verpackt



TipClean XR

5 cm x 5 cm Reinigungs-Pad mit Klebefläche
steril, einzeln verpackt
VE 50 Stück

Artikel-Nr. CTC.11.050.050



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

ClearVision Antibeschlagmittel für Optiken

ClearVision - steriles Antibeschlagmittel für Optiken

ClearVision ist ein steriles Antibeschlagmittel, dass ein Beschlagen der Oberflächen medizinischer Optiken zuverlässig verhindert.

Oberflächenaktive Substanzen in einer speziellen Kombination bilden an den behandelten Oberflächen eine absolut klare und transparente Schicht aus. Dieser extrem dünne Film bewirkt, dass eine Tröpfchenbildung und damit das Beschlagen der Oberfläche durch kondensierten Wasserdampf verhindert wird.

Der im Applikationskit enthaltene sterile Schwamm ermöglicht auch in aseptischer Umgebung eine problemlose, hygienisch einwandfreie Handhabung. Dank seiner Klebefläche kann er rutschfest auf jeder Unterlage befestigt werden.

Ihr Vorteil:

- ✓ nachhaltiger Schutz vor Kondensation
- ✓ sicheres Operieren durch klare Sicht
- ✓ einzeln steril verpackt
- ✓ mitgelieferter Schwamm ermöglicht sparsame und effektive Anwendung



5 ml Applikationsflasche

ClearVision alkoholfrei

5 ml Antibeschlagmittel und Pad mit Klebefläche

Steril, einzeln verpackt

VE mit 20 Stück

Artikel-Nr.: **CV.10.100.005**



Schwamm mit Klebefläche



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de




siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

Sterile Haut Markierungs-Stifte



Sie haben die Wahl zwischen
3 unterschiedlichen Spitzen,
damit Sie immer den richtigen
Stift zur Hand haben

Feine Spitze (Anwendungsbereich)
schwierige Allgemeine Chirurgie
Pädiatrische Chirurgie
Plastische Chirurgie
Microchirurgie
Gesichtschirurgie
Handchirurgie usw.

Mittlere Spitze (Anwendungsbereich)
Krampfadern
Thyreoidektomie
Orthopädie
Allgemeine Chirurgie
Radiologie usw.

Breite Spitze (Anwendungsbereich)
Krampfadern
Thyreoidektomie
Orthopädie
Allgemeine Chirurgie
Radiologie usw.

Weitere Produktmerkmale

Dicker Schaft für besseren und
entspannteren Griff
Ungiftige violette Hautfärbung
Einzeln steril verpackt (50 Stück pro Karton)
Latexfrei
Wahlweise mit oder ohne zusätzlichen Massstab

Bestell Nummern:

Feine Spitze	Mittlere Spitze	Breite Spitze
VX200 ohne Massstab	VX100 ohne Massstab	VX5100 ohne Massstab
VX210 mit Massstab	VX110 mit Massstab	VX5110 mit Massstab



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

Klammerer und Klammer - Entferner

Integriertes
Zählwerk

**SUP-SP35W1**

Klammerer, Einmalprodukt; W-Serie
mit 35 Klammern (VE Box mit 6 Stück)

Klammer	offen	geschlossen
weit (W-Serie)	11.8mm x 3.4mm	6.8mm x 4.0mm

**SUP-SR00D1**

Klammer Entferner, Einmalprodukt;
(VE Box mit 10 Stück)



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de




siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

Vaskuläre Gefäss - Bänder




Unsere vaskuläre Bänder ermöglichen die Fixierung, Kennzeichnung und das Schliessen von Gefässen während des chirurgischen Eingriffes.

Wir bieten die Bänder in 2 Grössen und 2 Farben an. Sie können doppelt verwendet werden wie in der Verpackung geliefert oder wenn gewünscht, einfach halbiert werden (Mode 1 oder Mode 2)

- Vaskuläres Gefässband
- Einzeln steril verpackt, 50 Stück pro Karton
- Elliptischer Querschnitt
- Silikon-Elastomere in medizinischer Qualität
- Länge 400mm
- Radio- opak

Bestell Nummern:


	Double Mini	Double Maxi
Rot	VX120r	VX130r
Blau	VX121b	VX131b

Einweg VERESS - Kanülen**VER-021-120-2**

VERESS-Kanüle, Einmalprodukt; \varnothing 2.1mm,
Arbeitslänge 120mm,
Kunststoff Hahn & Edelstahlrohr,
einzeln steril verpackt (VE Box mit 25 Stück)

VER-021-150-2

VERESS-Kanüle, Einmalprodukt; \varnothing 2.1mm,
Arbeitslänge 150mm,
Kunststoff Hahn & Edelstahlrohr,
einzeln steril verpackt (VE Box mit 25 Stück)

**PR-AIG2 120**

VERESS-Kanüle, Einmalprodukt; \varnothing 2.1mm,
Arbeitslänge 120mm,
Kunststoff Hahn & Edelstahlrohr,
einzeln steril verpackt (VE Box mit 25 Stück)

PR-AIG2 150

VERESS-Kanüle, Einmalprodukt; \varnothing 2.1mm,
Arbeitslänge 150mm,
Kunststoff Hahn & Edelstahlrohr,
einzeln steril verpackt (VE Box mit 25 Stück)

Universal Lampengriff „GripCover“

Der sterile Einweg Universal Lampengriff „GripCover“ ist eine kosteneffiziente Alternative zur Aufbereitung von Lampengriffen. Passend für nahezu jeden Lampentyp.

Ihr Vorteil:

- ✓ Passend für nahezu jeden Lampentyp
- ✓ Kostengünstige Alternative zur Mehrweg Variante
- ✓ Einfach zu montieren
- ✓ Kein Abmontieren von kontaminierten Lampengriffen
- ✓ Latexfrei
- ✓ Einzeln steril verpackt



Universal Lampengriff „GripCover“

steril, einzeln verpackt
VE 200 Stück

Artikel-Nr. 16558




siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch




2025/10

ArTec Maut60**Einweg-Uterus-Manipulator zur totalen laparoskopischen Hysterektomie (TLH)**

- Optimale Uterusmobilität nach allen Richtungen
- Rotierendes, anatomisches Schnittführungsblatt
- Pneumoperitoneum in jeder Phase durch flexibel sich anpassendes Ballonventil
- Geringes Gewicht für perfekte Handhabung (180 gr.)
- Komplett zusammengesetzt zur sofortigen Benutzung

Beispiel einer totalen laparoskopischen Hysterektomie unter Einsatz des Maut60 Uterus-Manipulators

- Sondierung und Dilatation des Uterus und Einführung der Uterusfixierung des Maut60
- Laparoskopische Exposition und Dissektion des Uterus unter Zuhilfenahme des Uterus-Manipulators
- Ballonblock setzen zur laparoskopischen Kolpotomie über das eingeführte drehbare Schnittführungsblatt
- Extraktion des Uterus vaginal am Maut60 nach Öffnen des Ballonventils
- Ballonventil vom Manipulator lösen, Ventilverschluss einlegen, Ballonblock setzen, fortlaufende Naht laparoskopisch

**Spezifikationen**

Spitzenstab der Uterusfixierung: 6 x 35 mm,
Gesamtlänge der Uterusfixierung: 80 mm
Maximale Breite des Dilators: 6 mm
Breite des Schnittführungsblattes: 40 mm (gekrümmt)
Latex-frei


Bestellinformationen:

Steriles Set enthält: Manipulator mit Ballonventil, Dilator, Ventilhalter / Verschluss
Verkaufseinheit: 5 Stück zum Einmalgebrauch
Bestell Code: **PR-VEC-MAUT60**
Listenpreis pro Stück CHF 148.00 exkl. MWSt.

ArTec Caut60**Steriler chirurgischer Einweg-Uterus-Manipulator**

- Optimale Uterusmobilität nach allen Richtungen für eine grosse Breite von Eingriffen an Uterus oder Adnexen geeignet
- Völlig atraumatische Fixierung allein durch Saugeffekt
- Dadurch minimiertes Risiko der Dissemination endometrialer oder maligner Zellen
- Optimal ausgestattet für die Tubendurchgängigkeitsprüfung
- Schmäler, auch biegbarer Stab erlaubt ungehinderten Zugangs für transvaginale Prozeduren
- Geringes Gewicht für perfekte Handhabung (180 gr.)

Das entscheidende Merkmal des Caut60 aus der ArTec-Serie ist die völlig atraumatische Einführungsspitze, die alleine durch die Sogwirkung des Vakuums im Zervixkanal fixiert wird. Die zervikale und myometriale Integrität bleiben während der gesamten Prozedur erhalten und das Perforationsrisiko wird auf ein Minimum gesenkt. Die Gefahr einer Aussaat von Endometrial- oder von Malignomzellen wird durch das atraumatische Vorgehen und den Sog minimiert.



Der Caut60 ist zur sofortigen Benutzung komplett zusammengesetzt. Mit Hilfe der Reduktionsaufsätze kann die Uterusfixierung individuell angepasst werden. Durch den Sog erfolgt eine sofortige Stabilisierung des Uterus. Der Saugkanal ist auch zur Injektion von Farbstoff oder Kontrastmittel zur Prüfung der Tubendurchgängigkeit optimal geeignet. Dank der zahlreichen Austrittsöffnungen der eingeführten Spitze sind falsch - negative Ergebnisse durch verstopfte Ausgänge ausgeschlossen.

Bestellinformationen:

Artikel	Gesamtlänge	Uterusfixierung	VE	Bestellcode
ArTec Caut60	330 mm	80 x 6 mm	10	PRVEC-CAUT60
Absaugschlauch	3 m x 7 mm	---	25	PRVEC-RAL3000



siramo GmbH | Veilchenweg 3 | D-50999 Köln
Tel. +49 (0) 7704 979 90 20 | Fax +49 (0) 7704 979 90 21
www.siramo.de | info@siramo.de






siramo AG | Untere Breite 3a | CH-9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | Fax +41 52 680 27 40
www.siramo.ch | info@siramo.ch



2025/10

Einweg - T'lift System

- Schafft Raum und Sicht
- Legt schonend Organe und Operationsgebiet frei
- Perkutaner Kanülenzugang ohne Trokar
- Schnelle Anpassung der Retraktionshöhe
- Trendelenburg-Lage kann verminder werden



T'lift - Retraktionssystem

In der minimal-invasiven Chirurgie werden zum Freilegen eines Operationsfeldes häufig Fächerretraktoren eingesetzt. Diese sind sehr effizient, binden aber einen Trokar und eine Chirurgenhand.

Ihre Vorteile:

T'lift löst dieses Problem. Es fixiert selbständig ohne haltende Hand bis zu einem Kilogramm, benötigt keinen eigenen Trokarzugang und verkürzt als Zusatznutzen die Operationszeit.



Bestellinformationen:

Steriles Set enthält: 2 x T'lift, 1 x Einführkanüle, 2 x Schiebklammer

Bestell Code für VE mit 12 Stück: **PR-VEC-AW16280D**

Bestell Code für VE mit 25 Stück: **PR-VEC-AW16280**

Vertrieb Europa:



siramo GmbH

Veilchenweg 3
DE-50999 Köln



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@siramo.de



www.siramo.de



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch